


تقدير البروتين Protein Determination

يحتل البروتين أهمية عالمية فى الوقت الحاضر مما له من علاقة وثيقة بزيادة عدد السكان وضرورة توفير الكميات الكافية منه للفرد الواحد يوميا وذلك لأهمية دوره الأساسى فى عمليات البناء الحيوية فى الجسم. وتختلف كمية البروتين باختلاف مصدره نباتى كان أو حيوانى. توجد طرق مختلفة لتجهيز العينة للتحليل منها عملية الهرس بالطواحين "الخلاط" أو أجهزة التجنيس أو باستعمال طرق أخرى فى تفكيك خلايا الأنسجة كالتجميد والإنصهار المتناوب أو باستعمال مصادر إهتزازية معينة "Ultrasonic Vibration". أما الاستخلاص فيتم باستعمال المحاليل الملحية المخففة أو المحاليل العضوية بينما يتم التأكد من درجة نقاوة البروتين المستخلص باستعمال طرق التفريد الكهربى "Electrophoresis" بأنواعها المختلفة منها الورقى والنشوى والهلامى والبولى اكريلاميد. وهناك أيضا طرق أخرى تستعمل فى تجزئة البروتين المستخلص وتحويله إلى خليط من الأحماض الأمينية حيث يمكن تقدير هذه الأحماض بطرق التحليل الكروماتوجرافى ومنها الورقى وكروماتوجرافى الغاز/ السائل والتبادل الأيونى أو الطرق اللونية والميكروبية.

طرق تقدير البروتين



الطرق التي تعتمد على تقدير النيتروجين Nitrogen determination:

تعتمد هذه الطرق على تقدير كمية النيتروجين في العينة وهي تفترض أن كمية النيتروجين في البروتينات متشابهة تقريبا وتبلغ حوالي 16%. أى أنه بعد معرفة كمية النيتروجين تضرب هذه النتيجة في المعامل البروتيني العام وهو 6.25 (100÷16) لكي نحصل على كمية البروتين في العينة غير أن هناك من يفضل في الوقت الحاضر نشر النتيجة على أساس كمية النيتروجين فقط بدلا من تقديمها كنسبة بروتين في العينة بدعوة وجود اختلافات في طرق تقدير كمياتها وكذلك تؤثر هذه الكميات من النيتروجين بنيتروجين المركبات غير البروتينية مثل الأحماض النووية وبعض السكريات والليبيدات النيتروجينية والموجودة بصفة خاصة في المصادر البروتينية الحيوانية مثل اللحوم والبيض والسماك وكذلك الخمائر والحبوب والفاكهة والخضروات. ولكن مقدار الخطأ المتأتى من النيتروجين غير البروتيني يعتبر قليل جدا ولا يؤثر على النتيجة المقدمة كنسبة بروتين بالغذاء.

الطرق الشائعة لتقدير النيتروجين:

1- طريقة دumas :Dumas Method

تعتمد هذه الطريقة التي أوجدها دumas في فرنسا سنة 1831 على أساس تحطيم (هضم) العينة الممزوجة مع أكسيد النحاس Cupper Oxide على درجة حرارة من 700-750°م والحصول على كمية النيتروجين في صورة غاز المتحرره مباشرة حيث يمكن قياس حجمه بواسطة جهاز نايتروميتر Nitrometer. ومنذ ذلك الحين فقد طرأت تطورات كثيرة على الطريقة الحرارية في تحطيم العينة وكذلك طريقة تقدير كمية النيتروجين المتحرر حيث تستعمل في الوقت الحاضر طريقة الكروماتوجرافى الغازى (GC) السريعة والتي يمكن لها أن تقدر كمية النيتروجين فيه خلال دقيقتين فقط.

2- طريقة كلداهل Kjeldahl Method

تمكن الباحث جوهان كلداهل في سنة 1883 من النجاح في تقدير النيتروجين العضوى في بروتين الحبوب ومنذ ذلك الحين مرت هذه الطريقة بعدة تحويرات إلى أن وصلت إلى شكلها الحاضر.

ففى البداية استعمل كداهل برمنجنات البوتاسيوم $KMnO_4$ لعمليات الأكسدة أثناء الهضم بدلا من حامض الـ H_2SO_4 غير أن هذه المادة وجدت بعدئذ بأنها غير مرضية وأعطت نتائج متذبذبة. وفى سنة 1885 لاحظ ولفارث Wilfarth إن إضافة العامل المساعد (أكسيد الزئبق أو النحاس) إلى ورق الهضم مع حامض الكبريتيك أعطى نتائج باهره من حيث سرعة تحول النيتروجين العضوى إلى كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2SO_4$. وفى سنة 1889 وجد جنك Gunning أن إضافة كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 أعطت فائدة كبيرة برفعها درجة غليان مزيج حامض الكبريتيك وبالتالي أدت إلى تقصير الأمد اللازمة لإنجاز التفاعلات الكيميائية الخاصة بتحويل النيتروجين العضوى إلى أمونيا ومنذ ذلك الحين يطلق على هذه الطريقة بالماكرو كداهل ولفارث جنك وقد أصبحت الطريقة واسعة الإنتشار فى أماكن متعددة من العالم.

كما يوجد تحويل لطريقة كداهل وتسمى هذه الطريقة بالمايكرو برجل بارناس واجنر (Micro Pergi Parnas Wagner Method) وهذا التحور عالج موضوع العينات الصغيرة المعدة للتحليل و هى تعتمد على نفس الأساس الموجود فى طريقة Macro Method من حيث إستعمال نفس الكيماويات وطريقة العمل واستعمال العامل المساعد ولكنها تختلف فى نوع الجهاز المستعمل وفى أوزان العينات المستعملة والزمن اللازم لإنجاز العمل.

كما يوجد تحويل آخر لطريقة كداهل وفيه يستعمل حامض البوريك Boric acid بتركيز 4% وبمقدار حوالى 50ملى فى ورق إستقبال الأمونيا المقطرة حيث يتم تثبيت الأمونيا $Ammonium Borate$ ولكون هذه المادة متطايره إلى حد ما عليه يجب المحافظة على ورق الإستقبال بحالة باردة. بعد ذلك تعابير محتويات ورق الإستقبال باستخدام حامض معلوم العيارية حتى نقطة التعادل النهائية علما بأن حمض البوريك المتحد مع الأمونيا هو حامض ضعيف ولذلك فهو لا يؤثر كثيرا على محتويات تركيز أيون الهيدروجين أثناء المعايرة مع الحامض العيارى. أما عن فائدة هذا التحويل هو أنها تستغرق وقتا أقل من الطريقة الإعتيادية وتحتاج إلى محلول عيارى واحد. تصلح طريقة كداهل لتقدير النيتروجين العضوى فى كل من البروتين والأحماض الأمينية.


تتمثل خطوات العمل بهذه الطريقة فى ثلاث مراحل:

- 1- عملية الهضم.
- 2- عملية التقطير.
- 3- عملية المعايرة والحساب.

وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه المراحل الثلاثة:



أولا عملية الهضم:

الفكرة الأساسية في هذه العملية تفاعل كمية من المواد المراد تقدير البروتين فيها بحامض الكبريتيك المركز الساخن في ورق هضم كداهل فيتحول كربون المادة الغذائية إلى ثاني أكسيد كربون وجزء من الأيدروجين الداخل في تركيبها يتحول إلى ماء والجزء الآخر يتحد مع النيتروجين مكونا أمونيا والتي تتحد بحامض الكبريتيك المركز الزائد عن عملية الهضم مكونه كبريتات أمونيوم. كما يجب أن نلاحظ أيضا أن جزء من حامض الكبريتيك المركز ينحل إلى ثاني أكسيد كبريت.





تستمر في عملية التسخين مع حامض الكبريتيك المركز حتى تصير محتويات الدورق عديمة اللون. وتضاف عادة لمحتويات ورق الهضم كبريتات بوتاسيوم صلب لرفع درجة غليان المحلول حتى تقل المدة اللازمة لإنهاء عملية الهضم كما تضاف أيضا كمية صغيرة جدا من معدن الزئبق أو أكسيد الزئبق أو كبريتات النحاس كعامل مساعد لإسراع عملية الهضم. ملاحظة: يستخدم الآن مادة واحدة تعمل على رفع الحرارة وكذلك كعامل مساعد وهي ثاني أكسيد السيلينيوم. للتأكد من خلو جميع المواد الكيميائية المستعملة في عملية الهضم من عنصر النيتروجين تجرى تجربة هضم باستخدام وزنة مماثلة للعيينة من سكر القصب بدلا من عينة المادة البروتينية وتعامل نفس معاملة العينة الأصلية فإن وجد بها أي كمية من النيتروجين بعد التقدير تطرح هذه الكمية من كمية النيتروجين في العينة.

• يمكن تمثيل ما يحدث في ورق الهضم بالمعادلات الآتية:



ثانيا عملية التقطير:

يمكن تمثيل ما يحدث في عملية التقطير بالمعادلات الآتية:



ثالثا عملية المعايرة والحساب:

- إذا كان المحلول المستخدم فى استقبال الأمونيا هو حامض H_2SO_4 معلوم التركيز بالضبط يستخدم فى هذه الحالة محلول معلوم العيارية من NaOH فى تقدير الحامض الزيادة الذى لم يستهلك فى التفاعل وذلك فى وجود دليل M.O or M.R.
- إذا كان المحلول المستخدم فى استقبال الأمونيا هو حمض البوريك يستخدم فى هذه الحالة محلول حامض H_2SO_4 معلوم التركيز فى معايرة الأمونيا فى وجود دليل خاص هو .Bromocresol green and Methyl Red

طريقة الحساب:

أولا فى حالة استخدام حامض H_2SO_4 فى استقبال الأمونيا:
نفرض أن

حجم NaOH 0.01 ع المستهلك فى معايرة الحامض الزيادة = 10 مل

حجم H_2SO_4 الكلى = 25 مل (0.01 ع)

حجم ناتج الهضم 0.1 جرام من العينة = 100 مل

استخدم منها فى التقطير 10 مل

عدد مكافئات H_2SO_4 الكلية = عدد مكافئات الأمونيا + عدد مكافئات H_2SO_4 الزيادة

عدد مكافئات H_2SO_4 الكلية = عدد مكافئات الأمونيا + عدد مكافئات NaOH

عدد مكافئات الأمونيا = مكافئات H_2SO_4 الكلية - مكافئات NaOH

= الحجم باللتر × العيارية للحمض - الحجم باللتر × العيارية للقلوى

$$0.01 \times 0.01 - 0.01 \times 0.025 =$$

$$0.0001 - 0.00025 =$$

$$= 0.00015 \text{ مكافئ} / 10 \text{ مل ناتج هضم}$$

عدد مكافئات الأمونيا / 100 مل ناتج هضم = $10 \times 0.00015 = 0.0015$ مكافئ

وزن النيتروجين فى ناتج الهضم = مكافئات الأمونيا × الوزن المكافئ للنيتروجين

$$= 14 \times 0.0015 =$$

$$= 0.021 \text{ جرام}$$

وزن البروتين فى العينة = وزن النيتروجين × 6.25 فى حالة البروتين الحيوانى

= وزن النيتروجين $\times 5.75$ فى حالة البروتين النباتى

% للبروتين = (وزن البروتين/ وزن العينة) $\times 100$

ثانيا فى حالة استخدام حامض البوريك فى استقبال الأمونيا:

نفرض أن

حجم حمض H_2SO_4 0.01 ع المستخدم فى معايرة ناتج تقطير 10 مل ناتج هضم = 5 مل

كان ناتج هضم 0.1 جرام = 100 مل

عدد مكافئات الأمونيا = عدد مكافئات H_2SO_4

$$0.01 \times 5 =$$

$$= 0.05 \text{ مكافئ} / 10 \text{ مل ناتج هضم}$$

عدد مكافئات النيتروجين / 100 مل ناتج هضم = $10 \times 0.05 = 0.5$ مكافئ

وزن النيتروجين فى ناتج الهضم أو العينة = عدد مكافئات النيتروجين \times الوزن المكافئ للنيتروجين

$$= 7 \text{ ملجم} = 14 \times 0.5 =$$

وزن البروتين فى العينة = $6.25 \times 7 = 43.75$ ملجم

% للبروتين = (وزن البروتين/ وزن العينة) $\times 100$

$$= 43.75\% = 100 \times (100 / 43.75) =$$

على الرغم من أن طريقة كداهل تعتبر طريقة قياسية Standard ولكن لها بعض العيوب نذكر منها:

1- إن حساب البروتين على أنه (كمية النيتروجين $\times 6.25$) فيه خطأ قد يكون كبيرا فى بعض

الأحيان فالمواد الغذائية تحتوى على مواد نيتروجينية غير بروتينية مثل الأمونيا

والأحماض الأمينية التى تحتوى على 80% نيتروجين وبهذا فقد يخل تقدير البروتين

بطريقة كداهل نتيجة إحتواء المواد الغذائية على مثل هذه المواد.

2- البروتينات لا تحتوى على 16% نيتروجين بل تختلف النسب إختلافا كبيرا فى أنواع

البروتينات.

فالبروتينات الحيوانية تحتوى على حوالى 16.67%

والكازين فى حدود 15%

البروتينات النباتية تحتوى على 16.4 - 18.7%

حتى فى البروتين الواحد تختلف نسبة النيتروجين فى الكازين تختلف النسب من 14.7-16.04% على حسب تصحيح التقدير بالنسبة للرطوبة والرماد.

3- يعترى تقدير النيتروجين بطريقة كداهل عدة صعوبات جوهرية أهمها اختيار أحسن العوامل المساعدة بأقل النسب وكذلك تحديد أنسب مده للهضم بحيث لا تؤدي إلى خطأ فى التقدير.

3- طريقة التنشيط النيتروني Neutron Activation:

تمتاز هذه الطريقة بأنها سريعة جدا فى تقدير النيتروجين فى العينة وقد تستغرق حوالى خمس دقائق لعمل ذلك وهى تعمل بالتنشيط النيتروني وتعتبر دقيقة جدا إلا أن الأجهزة المستعملة مكلفه جدا.

* طرق تحليلية أخرى:

هناك طرق أخرى تستعمل فى تقدير البروتينات وهى فى الأساس تعتمد على التغيرات التى تحدث لبعض الصفات الفيزيائية للمحاليل عند ذوبان البروتين فيها ومن هذه الصفات.

1- الكثافة النوعية.

2- معامل الإنكسار.

3- اللزوجة.

4- الشد (التوتر) السطحى.

5- إمتصاص الإشعاع الذرى.

6- التوصيل الكهربى وبالتالى الإستقطاب Polarization.

الطرق الأساسية في كيمياء الأحماض النووية

Basic Methods in Chemistry of Nucleic Acids

مقدمة:

أدى التقدم العلمي الكبير في السنوات الأخيرة إلى ابتكار وتطوير كثير من الطرق المتعلقة بالجزئيات الحيوية الكبيرة مثل الأحماض النووية والبروتينات النووية والبروتينات بصفة عامة. كما تطلب ذلك أن تكون هناك معامل متخصصة في الأبحاث المتعلقة بالجزئيات الحيوية ويستلزم الأمر وجود تجهيزات وأدوات وأجهزه خاصة بهذا النوع من البحث العلمي وفيما يلي سوف نوضح أهم هذه الأجهزة والأدوات التي يجب توفرها في معمل الMolecular Biology، ويمكن تقسيم الأجهزة والأدوات إلى قسمين:

أولاً: التجهيزات العامة

1- تجهيزات الأمان والحماية Safety:

لهذا الغرض يجب توفر ما يلي:

- أ- التهوية الجيدة.
- ب- حجرة غازات مزودة بشفطات حيث أن كثير من المذيبات تعطى أبخرة سامة.
- ج- عدد كبير من القفازات البلاستيك لحماية الأيدي عند تناول حيوانات التجارب أو الثلج الجاف أو الصوف الزجاجي... إلخ وأيضا عند التعامل مع الكيماويات والمذيبات والمواد المشعة وبشكل عام يجب أن تتناسب طريقة الوقاية مع درجة ونوع الخطر المتوقع.
- د- أنابيب إطفاء الحرائق وأنابيب أكسجين وغيرها من التجهيزات الهامة الأخرى.

2- الماء Water:

من المهم جدا توفر الماء المقطر الخالي من الأيونات على درجة عالية من النقاوة لهذا النوع من البحث، ولا يجب التهاون في تلك الجزئية حيث أن كثير من مشاكل البحث في هذا المجال يكون مصدرها عدم نقاوة الماء.

3- الحضانات Incubators:

وظيفةها:

- (أ) تحقيق بيئة مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة..... إلخ.
- (ب) تحفظ بها المواد أثناء التفاعل خاصة التفاعلات الإنزيمية لزمن محدد. وقد لا تتعدى أن تكون هذه الحضانات عبارة عن حمام مائي ساخن على درجة حرارة معينة أو أن تكون

عبارة عن حمام ثلج إذا كان التحضين المطلوب على درجات حرارة التبريد، وقد تطورت هذه الأجهزة لتصبح أفران جافة أو رطبة أو تحت تفريغ، كما أن بعض المعاهد العلمية بها حجرات خاصة هيئت بجميع الظروف الملائمة ويتم التحكم فيها بالكمبيوتر، كما تزود بعض هذه الحضانات بأجهزة رج إذا لزم الأمر.

4- تجهيزات إنماء الخلايا Cell growth equipments:

هى عبارة عن حضانات خاصة تضمن حماية الخلايا النامية أو التفاعلات الإنزيمية من التلوث أثناء التجربة، وقد يلزم أن تزود هذه الحضانات بجهاز رج دائرى لتحريك المزارع البكتيرية أثناء النمو.

5- التعقيم Sterilization:

ويستخدم لهذا الغرض بعض الأجهزة والأدوات منها:

أ- الأتوكلاف: لتطهير المحاليل والأدوات وغيرها قبل استخدامها فى طرق دراسة الجزيئات الحيوية.

ب- المرشحات لتنقية المحاليل.

ج- تجهيزات تستخدم فى عمليات التطهير والتعقيم (مصدر أشعة فوق بنفسجية UV – كحول إيثانول 70% - لهب بوتاجاز).

6- أجهزة الطرد المركزى Centrifuges:

يوجد من هذه الأجهزة ما هو صغير وبسيط وما هو كبير ومعقد حسب الغرض من الدراسة ومنها:

أ- جهاز صغير محدود السرعة.

ب- جهاز صغير مزود بإمكانية التبريد واستخدام أنابيب أكبر حجماً.

ج- جهاز مزود بنظام تبريد وإمكانية استخدام أنابيب مختلفة الأحجام.

د- جهاز Ultracentrifuge وهو يجمع بين مميزات عديدة منها:

- السرعات العالية جداً بحيث تصل إلى 80.000 لفة/دقيقة.
- إمكانية التبريد أثناء الفصل.
- الدوران تحت تفريغ.
- تستخدم أنابيب ذات أحجام مختلفة.
- يوجد لها Rotors ذات أحجام مختلفة وزوايا (ثابتة – مائلة – رأسية – متحركة).

7- التبريد Refrigeration:

- ويدخل تحت هذا البند من التجهيزات ما يلي:
- ثلاجة عادية (4°م).
- فريزر (-20°م) وهذا قد يكون جزء من الثلاجة العادية.
- فريزر (-70°م) أيضا مطلوب فى بعض الحالات.
- بعض معاهد البحوث تحتوى حجرة مبردة (4°م) لإتمام التفاعلات ولإجراء الطرد المركزى لمدة طويلة بداخلها.
- من المواد الأخرى اللازمة فى عمليات التبريد (النيتروجين السائل – الثلج الجاف – الثلج المجروش).

8- أوعية بلاستيك Plastic ware:

- ومن أمثلة هذه المواد البلاستيكية:
- أنابيب صغيرة سعة 1.5 ملل للعينات الدقيقة.
- أنابيب ذات أغشية وذات ساعات مختلفة 10، 15، 25، 40 ملل. (عادة ما تستخدم فى المزارع الخلوية).
- أنابيب مختلفة الأحجام تستخدم للطرد المركزى على السرعة.
- دوارق بأحجام مختلفة.
- أطباق للمزارع الخلوية.
- ساحات وماصات بلاستيك.

9- أوعية زجاجية Glass ware:

- ومن الأمثلة الشائعة لذلك ما يلي:
- دوارق كبيرة (1- 4 لتر) للمزارع الخلوية.
- زجاجات ذات أحجام مختلفة للمحاليل.
- أنابيب زجاجية ذات جدار سميك (30ملل) تستخدم فى التفاعلات والطرد المركزى.
- الأدوات العادية الشائعة ف المعامل مثل (دوارق – كاسات – مخابير مدرجة – ماصات- ساحات - إلخ).
- يلاحظ أن جميع الزجاجيات التى تستعمل فى عينات DNA أو RNA يجب أن تغسل جيدا بالحامض المركز والماء وتعقم قبل الأستعمال.

10- أجهزة القياس الضوئي Light measurement:

أ- جهاز (UV – Visible spectrophotometer) يستخدم عادة في كثير من الطرق والتفاعلات اللونية.

ب- مصدر ضوء UV وهو يستعمل في رؤية نواتج التفاعلات على الجيل أو الورق وغيرها.

11- التجهيزات المعملية الشائعة الأخرى ومنها:

- pH meter: جهاز قياس حموضة المحاليل المنظمة.
- Hot plat: سخان مائي.
- Stirrer: جهاز تقليب أفقى مغناطيسى.
- Vortex mixer: جهاز تقليب أنابيب رأسى.
- Balances: موازين إلكترونية.
- Shaker: جهاز رج أفقى ودائرى.
- ساعات معملية – ماصات – مجففات – مضخة تفريغ.
- مصادر غازات (هواء – أكسجين – ثانى أكسيد الكربون – نيتروجين).

ثانيا: التجهيزات الخاصة بدراسة الـ Molecular Biology

1- التصوير Photography:

كثير من الدراسات يلزم لها عمليات تصوير لتسجيل النتائج، ولذلك يكون من المفيد توفير:

أ- كاميرا من نوع البولارويد لتصوير الجيل أثناء وجوده فى مجال إضاءة تحت تأثير أشعة UV.

ب- كاميرات أخرى عادية.

ج- أفلام شرائح موجبة وأخرى سالبة.

د- صندوق إضاءة لتصوير الجيل من فوقه.

2- نظام فصل كهربائى Electrophoresis system ويشمل:

- وحدات إمداد بالطاقة الكهربائية مختلفة القوة.
- وحدات الفصل الكهربى ومنها نظام الأعمدة أو الـ Slabs والأخيرة قد تكون رأسية أو أفقية.
- حمام مائى مزود بثرموستات ومضخة لتبريد الجيل.
- أحواض بلاستيك وزجاج لصبغ وغسيل الجيل.
- أمشاط Combs لتحديد أماكن تحميل العينات على الجيل.
- Spacers مختلفة السمك، كلبسات إلخ.

3- أطباق وأحواض Dishes and Pans:

أحجام مختلفة من الأطباق والأحواض والبلاستيك تستعمل في حفظ وتخزين وإجراء التفاعلات وصبغ وغسيل الجيل وغيرها.

4- تجهيزات خاصة Special equipments مثل:

- السرنجات ذات الأحجام المختلفة والإبر الخاصة بها.
- سرنجات ميكرومترية للاستخدام مع الأحجام الصغيرة.
- ماصات أوتوماتيكية لنقل الأحجام الصغيرة جدا من العينات وأيضا لنقل المواد المشعة.
- مجفف للجيل يستخدم لتجفيف العينات الحساسة للحرارة دون رفع الحرارة كثيرا.

5- تجهيزات محلية Homemade equipments:

قد يستلزم الأمر أن يقوم الباحث بتصميم وتنفيذ بعض التجهيزات والأدوات بنفسه عندما يراها ضرورية لعمله ولا تكون متوفرة تجاريا.

الطرد المركزي فائق السرعة

Ultra-Centrifugation

تميزت الفترة الأخيرة التي مر بها علم كيمياء الجزيئات الحيوية بالتقدم السريع في طرق البحث ووسائله، ولكن قد يجد بعض الباحثين صعوبة ما في استعمال الأجهزة العلمية ذات التكنولوجيا المتطورة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما هو في مجال فصل وتشخيص الجزيئات الحيوية الكبيرة (Biopolymers) بواسطة عمليات الطرد المركزي عالية السرعة (Ultracentrifugation).

وقد تقدمت هذه الأجهزة تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت أكثر تعقيدا، تتيح استخدام واسع من Rotors ذات الأحجام والأقطار المختلفة، كما زاد معدل السرعة القصوى Maximum rotation speed وزاد أيضا مستوى التحميل لكل من Rotors والأنابيب.

ومن المهم أن ندرك أن التعامل مع مثل هذه الأجهزة دون دراية كفاية يسبب أضرارا أقلها ضياع العينة أما أكبرها فقد يصل إلى تحطيم الجهاز نفسه وهو طبعا باهظ الثمن، وفي الماضي كانت المواد ذات الكثافة المختلفة التي يتم فصلها بالطرد المركزي محدودة وبسيطة، ولكن في السنوات الأخيرة دخلت إلى هذا المجال مواد أخرى مثل جزيئات الأحماض النووية وأمكن الحصول على نتائج عالية الجودة في فصل هذه المواد والتعرف عليها بناء على اختلاف كثافتها أو عن طريق التحكم في ظروف عملية الطرد المركزي نفسها.

جهاز الـ Ultracentrifuge

مميزات الأجهزة المتقدمة:

- تتميز الأجهزة الحديثة من أجهزة الطرد المركزي على السرعة بعدد من المميزات أهمها:
- 1- يعطى سرعات دوران عالية جدا تصل إلى 70000 – 80000 لفة/دقيقة.
 - 2- تعطى إمكانية إستعمال Rotors متعددة على نفس المحور تتسع لأعداد مختلفة من الأنابيب.
 - 3- وجود Rotors تتيح تغيير زاوية وضع الأنابيب أثناء الدوران كأن يصبح وضعها أفقى تماما مما يعطى فصلا مستويا لمكونات المحلول.
 - 4- إتاحة إمكانية التحكم فى درجات الحرارة أثناء الطرد المركزي نظرا لاحتوائها على نظام تبريد.

5- تحتوى على نظام لتفريغ الهواء أثناء الدوران داخل الكابينة.

النقاط الواجب اختبارها عند كل عملية طرد مركزى:

بشكل عام أن يكون لكل جهاز من الأجهزة الهامة عالية الثمن مثل الـ Ultracentrifuge دفتر خاص تسجل فيه حركة الجهاز ومواعيد ونوع العمليات ومدة الدوران وسرعته واسم القائم بالعملية فى كل مرة، حتى يمكن متابعة الجهاز وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة. إضافة إلى ذلك فيجب قبل كل عملية أن يتم اختبار كل مما يأتى:

1- مستوى الزيت:

يوجد مستودعات للزيت ويوجد دليل خاص المستوى الذى يجب أن يكون عليه الزيت فى المستودعات فإن لوحظ نقص مستوى الزيت فيجب إضافة كمية من الزيت قبل بدأ التشغيل. وعموما فى حالة الرغبة فى تشغيل الجهاز لمدة طويلة فيكون من الواجب ملئ المستودعات بالزيت بحيث تحتوى على رصيد كاف لتعويض ما يستهلك أثناء فترة التشغيل. وبعد إضافة الزيت يجب التأكد أن فوهة المستودع مغلقة بإحكام بواسطة الغطاء الخاص بها.

2- نظام الإمداد بالماء:

يجب اختبار توصيلة الماء إلى الجهاز والتأكد أن الماء يصل للجهاز، كما يجب أن يستخرج مرشح الماء الداخلى للجهاز وتنظيفه كل فترة حتى لا يتأثر معدل سريان الماء بالجهاز مما يؤثر على كفاءة تشغيله.

3- فحص كابينة الـ Rotor وصحة استقرار الـ Rotor على المحور فى المكان الصحيح وهنا

يجب التأكد من الآتى:

أ- التأكد من سلامة ونظافة لمبة التحذير من السرعة الزائدة.

- ب- إذا وجد ماء متكثف على جدار الكابينة يجب أن يجفف بفوطة نظيفة.
ج- يجب أن يكون سطح الـ Rotor جافاً، وإذا لم يكن كذلك يجفف بفوطة نظيفة.

4- التأكد من مصدر التيار الكهربى.

إجراء عملية الطرد المركزى:

1- توضع العينات المراد إجراء الطرد المركزى لها فى الأنابيب الخاصة بالجهاز وهنا يراعى تساوى الحجوم المستعملة فى كل أنبوبة حتى تضمن التوازن فى جميع أجزاء الـ Rotor ثم تغطى الأنابيب بإحكام.

2- توزع الأنابيب على الأماكن المخصصة لذلك فى الـ Rotor وإذا كان عدد العينات أقل من الأماكن فيراعى توزيعها بحيث يتقابل كل زوج منها فى الوضع إذا كان عددها زوجى أما إذا كان عددها فردياً فتضاف أنبوبة تحتوى نفس الحجم من الماء لتحقيق التوازن فى الـ Rotor أثناء الدوران.

3- يحكم غطاء الـ Rotor بعد وضع أنابيب العينات.

4- يغلق باب الكابينة ويتم التأكد أن نظام التفريغ يعمل بكفاءة عن طريق اللمبة الدالة على ذلك حيث لا يجب أن يبقى الهواء الجوى داخل كابينة الجهاز أثناء الدوران.

5- يضبط منظم الحرارة على الدرجة المطلوبة والتأكد من أن الترمومتر يشير إلى تلك الدرجة وأن الترموستات يعمل بشكل عادى.

6- يتم تحديد سرعة الدوران (عدد اللفات/دقيقة) عادة بناء على حجم العينة المستعمل بالاستعانة بجدول وعلامات بيانية خاصة، حيث نلاحظ فى كثير من الطرق أنها تستخدم xg للتعبير عن السرعة فمثلاً $1200xg$ لاتعنى 1200 لفة/دقيقة.

ولكنها تتغير حسب حجم العينة ويمكن تحويل xg إلى لفة/دقيقة من الجداول الخاصة بذلك.

7- تضبط ساعة الجهاز Timer على الزمن المطلوب لعملية الطرد المركزى.

8- يبدأ تشغيل الجهاز بعد ضبط معدل السرعة المطلوب وسوف يصل الجهاز تدريجياً إلى حد السرعة المطلوبة، ثم يثبت عليها أوتوماتيكياً ويجب باستمرار التأكد من أن اللمبة الدالة على أن السرعة عادية مضاءة.

9- عندما يشير عداد السرعة إلى عدد اللفات/دقيقة المطلوب يضغط زر تشغيل الساعة لبدء حساب الزمن المحدد من قبل ويلاحظ فى أجهزة الـ Ultracentrifuge ألا يقل الوقت عن 30 دقيقة.

10- إنهاء العملية:

أ- يلاحظ أن الجهاز سوف يفصل أوتوماتيكيا بعد انتهاء الزمن المحدد، وهنا يجب الانتظار حتى يتوقف الـ Rotor تماما ويستدل على ذلك بانطفاء اللمبة الدالة على (Speed normal).

ب- هنا يمكن ضغط الزر الخاص بكل من نظام التبريد ونظام التفريغ إلى الوضع off، فتمتلئ الكابينة مرة ثانية بالهواء.

ج- يفتح باب الكابينة وينزع الـ Rotor من مكانه، ومن المستحسن إعادة غلق الباب مباشرة للمحافظة على درجة البرودة للعملية التالية، وأيضا لإعادة تنشيط مضخة التفريغ كما أن ذلك يساعد على منع تكثيف الماء على الجدار الداخلى للكابينة وعموما يجب عدم ترك باب الكابينة مفتوحا لمدة طويلة لحماية حلقة المطاط التي تحيط بالباب من الجفاف والتشقق مما يعيق كفاءة الغلق ويعيق كفاءة التفريغ ويجب تنظيف هذا المطاط من وقت لآخر بواسطة الكحول.

د- يفك غطاء الـ Rotor وتستخرج الأنابيب وتوضع على حامل رأسى وبذلك تنتهى عملية الطرد المركزى ويمكن البدء فى عملية جديدة.

الكثافة التعويمية للجزيئات Buoyant Density of particles

لكى نفهم المقصود بهذا التعبير يجب أن نعرف أن كثافة الجزيئ لا تعتمد فقط على تركيبه الكيميائى وبنائه الفراغى، ولكنها أيضا تعتمد على خاصية الـ Hydration أو كمية الماء المرتبطة بالجزيئ، حيث يتحرك هذا الماء المرتبط مع الجزيئ مما يقلل من كثافته المؤثرة Effective density فى عملية الطرد المركزى، وتتوقف كمية الماء المرتبط على تركيز الأيونات والجزيئات الأخرى المحبة للماء فى البيئة وهى التى تقوم بربط الماء إليها ومن ناحية أخرى قد ترتبط ببعض الأيونات أو الجزيئات بالجزيئ الكبير فتزيد من كثافته.

وعلى ذلك فإن الكثافة المؤثرة للجزيئ تتأثر بكل من:

1- الطبيعة الكيميائية للجزيئ (تركيبه الكيماوى والبنائى).

2- تركيز المواد الذائبة فى البيئة (الجزيئات والأيونات المحبة للماء).

لذلك فإن الاصطلاح Buoyant density هو تعبير يستعمل لوصف كثافة الجزيئ المعين فى بيئة معينة، وعادة تكون هذه الحالة فى اللحظة التى تلتقى عندها حالتى الراسب والمحلول أى هى اللحظة التى يتوقف عندها ترسيب جزيئات المادة فى وسط معين.

ومما هو بالذكر أن الـ Buoyant density لبعض الجزيئات ذات الطبيعة الكيميائية الخاصة تختلف إختلافا جوهريا من بيئة إلى أخرى، وكمثال لذلك نجد أن الـ Buoyant density للحمض النووي DNA فى:

الماء 1.1 جم/سم³ فى محلول ملحي 1.7 جم/سم³ كثافته المدسوبة من تركيبه الكيميائي 2 جم/سم³.

من ذلك يتضح أن كمية لا بأس بها من الماء ترتبط عن طريق روابط هيدروجينية مع جزيء الـ DNA فى المحلول المائي.

وعامل الحرارة هنا له تأثير واضح على كل من:

كثافة البيئة، لزوجة البيئة، درجة الـ Hydration وبالتالي على خاصية الـ Buoyant density.

ماذا يتم على الـ DNA وكيفية تقديره:

1- يؤخذ راسب الـ DNA ويغسل مرتين بكحول إيثانيل 75% ثم كحول 95% ثم مخلوط من كحول إيثانيل وإثير بنسبة 1:1 مرتين فى كل حالة ثم يغسل بعد ذلك بالإثير.

ملحوظة:

الإثير عبارة عن مذيب عضوى قابل للاشتعال ولذلك يحذر من سكبته فى الحوض أو الإلقاء به على أرضية المعمل ولكنه يجمع فى إناء ويسلم إلى عامل بالمعمل للتخلص منه بطريقة سليمة.

2- يجفف الراسب هوائيا وتعد أنبوبة قطرهما 0.5- 1 سم وينقل إليها الراسب الجاف هوائيا.

3- يندى الراسب بواسطة محلول حمض بيركلوريك 57% ويجب أن تتم هذه العملية بحذر شديد جدا وتترك الأنبوبة حتى تجف البيركلوريك من على الجدار حتى لا تحدث فرقة أثناء قفلها.

4- يتم قفل الأنبوبة على لهب بنزين ويتم هضم الراسب فى البيركلوريك فيتحول الـ DNA إلى القواعد الأزوتية المكونة له.

5- بعد ذلك يتم نشر الأنبوبة بواسطة مشرط حقن ويضاف إلى المدتوى نقطة أو نقطتين من الماء المقطر مع خلط الناتج جيدا بالماء المقطر ثم يؤخذ الجزء الرائق من الأنبوبة.

6- يتم عمل Spots من الجزء الرائق على ورقة كروماتوجرافى أو شريحة TLC محملا عليها سليولوز أو مثيل سليولوز ونجرى تفريد فى محلول مكون من

HCl : Isopropanol : H₂O

35 : 175 : 5

7- يتم الكشف عن كل قاعدة أزوتية بواسطة جهاز Chem-microscop وهو عبارة عن لمبة UV خاصة بإظهار القواعد الأزوتية.

ملحوظة:

يحذر من النظر فى أشعة الـ UV بدون ارتداء نظارة بيضاء تحمى العين من تأثير الـ UV الضاره.

8- يتم تحديد موضع كل قاعدة أزوتية بالقلم الرصاص ثم يتم قطع كل مساحة على حده ووضعها فى أنبوبة اختبار نظيفة.

9- يضاف لجميع الأنابيب حجم معلوم من HCl 0.1 ع.

10- تترك الأنابيب لمدة 15 دقيقة ثم يؤخذ المحلول الرائق (3-5 مللى) ويتم قراءة كل قاعدة عند الطول الموجى المناسب لها.

11- يتم حساب النسبة المولارية لكل قاعدة على حده.

ماهى أهمية استخدام حامض البيركلوريك والهيدروكلوريك:

1- يعتبر حامض البيركلوريك والهيدروكلوريك من المؤكسدات المتخصصة حيث يقوم بكسر رابطة الإستر وذلك فى الخطوة الأولى.

2- فى الخطوة الثانية يقوم بكسر رابطة الـ N-glycoside linkage حيث تخرج الـ Base وتكسر وحدة السكر إلى الفورمالدهيد وناتج الكحول الأول وحامض الفورميك وناتج الكحول الثانوى ومجموعة الهيمى أسيتال.

أهمية كسر الرابطة الجليكوسيدية فى دراسة التركيب القاعدى Base composition

- 1- تلعب دور كبير فى إثبات التركيب الكيمائى للأحماض النووية.
- 2- تستعمل حديثا فى تحديد التركيب النيوكليوتيدى للأحماض النووية.
- 3- تستعمل حديثا فى دراسة التركيب الأولى للأحماض النووية.
- 4- تفيد فى التعرف على نوع القواعد الأزوتية (بيرميدين – بيورين).
- 5- تفيد فى معرفة النشوء والتطور حيث وجد أن النباتات الأولية تحتوى على نسبة من A, T أقل من G, C فى الـ DNA بينما النباتات الراقية أو الأكثر تطورا عكس ذلك.

6- بتحليل القواعد فى الوسط القلوى يكون RNA أكثر حساسية وبالتالي يمكن فصل الـ RNA عن الـ DNA فى خليط منهما.

ميكانيكية كسر الرابطة الجليكوسيدية فى الأحماض النووية بواسطة الأحماض:

يوجد عدد كبير من الأحماض يمكن استخدامها لهذا الغرض ومنها ما هو:

أ- معدنى مثل: HCl, HBr, H₂SO₄, HClO₄

ب- عضوى مثل: CCl₃COOH, CH₃COOH, HCOOH

ويعتبر حامض البيركلوريك هو أفضل هذه الأحماض حيث لا يحدث أى تغيرات فى

الوسط عند استخدامه. وفى هذه الطريقة يتم تسخين الأحماض النووية مع الأحماض المعدنية على درجة 100-125 °م ولمدة 1-4 ساعات فتكسر الرابطة الجليكوسيدية وتنفصل القواعد الأزوتية.

أما عن ميكانيكية الاحتمالات التى يمكن حدوثها تحت هذه الظروف فيمكن إيضاحها من

المعادلات الموضحة التالية:

ويلاحظ أن:

كسر الرابطة بالأحماض عملية سهلة وأنه لا يوجد اختيار فى كسر الرابطة فى الوسط الحامضى بل أنه يتم كسر جميع الروابط للتعرف على النواتج من القواعد الأزوتية.

ثبات الـ RNA عن الـ DNA فى الأحماض:

من أكثر النظريات قبولا فى عملية كسر الرابطة الجليكوسيدية بالأحماض هى ميكانيكية تكوين بروتون الأوكسجين فى حلقة الـ Furanose حيث يعقبها فتح الحلقة عن طريق انتقال الإلكترون خلالها.

وجود مجموعة الـ OH على الـ C2 فى سكر الـ Ribose فى حالة الـ RNA تعمل على:

1- صعوبة تكوين بروتون الأوكسجين نظرا لأن لها Inductive effect.

2- زيادة ثبات المركبات الوسطية نظرا لإعاقة حركة الإلكترونات خلال الحلقة.

وهذا يفسر الأساس الكيماوى لثبات الـ RNA الذى يحتوى مجموعة الـ OH على الـ C2 عن

الـ DNA الذى لا يحتوى على هذه المجموعة على الـ C2 باستخدام الأحماض.

كيفية الحصول على الـ DNA بقدر الإمكان طبيعياً:

يتضح من خطوات الطريقة السابقة أنه يمكن بها فصل الأحماض النووية فى صورة غير طبيعية Denaturated (pH مرتفع – درجة الحرارة).

ولكى يمكن الحصول على الـ DNA بقدر الإمكان طبيعياً يمكن استخدام الطريقة التالية:

1- يؤخذ النسيج الحيوى وتتم عليه عمليات نزع الدهن وذلك بمزج النسيج الحيوى أو نقهه فى الإثير وتكرر هذه العملية بالمزج أو النقع.

2- يتم تجفيف العينة هوائياً ثم تطحن بعد ذلك بضربها فى خلاط يمتاز بأن الإناء الخاص به يتحمل درجات حرارة منخفضة حتى يتسنى طحن العينة فى الأزوت السائل.

ملحوظة:

يخشى عند استخدام الأزوت السائل ملامسته للجلد أو سقوطه عليه.

أهمية أو مميزات استخدام الأزوت السائل:

أ- يساعد على تكسير الجدر الخلوية.

ب- خفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة حرارة فعل إنزيمات التحلل فى الخلية وبذلك تتم

حماية الأحماض النووية من عمل الإنزيمات مثل إنزيم Nuclase وإذا لم يتوفر الأزوت

السائل يتم طحن الأنسجة الحية فى محلول منظم (pH 8) حيث يتكون هذا المحلول من:

NaCl 0.15

Sodium Citrate 0.015

EDTA 0.0015

(Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

ولكل مكون من هذه المكونات أهمية كبيرة عند فصل الأحماض النووية كما يلى:

1- كلوريد الصوديوم NaCl:

يساعد على ذوبان نيكليوبروتين الكروماتين.

2- ملح سترات الصوديوم:

يعمل على المحافظة على درجة الـ pH عند 8 وكذلك تنظيمها.

3- الـ EDTA:

يستفاد منها فى تثبيط الإنزيمات التى تنطلق عند تكسير الجدر الخلوية حيث يتم ذلك بإحدى

طريقتين:

- أ- ارتباط المعادن بوحدات حامض الخليك فى الـ EDTA وبالتالي لا يتوفر العامل المساعد (الكاتيونات اللازمة لعمل الإنزيمات).
- ب- ترتبط مجاميع الكربوكسيل لحمض الخليك مع بقايا الأحماض الأمينية مثل Serine, Theronine المتمثلة فى صورة مجموعة هيدروكسيل OH أو بقايا Arginine أو الـ Lysine فى مجموعة NH₂ وكذلك بقايا الحمض الأمينى Cysteine متمثلة فى مجموعة SH.
- 3- يضاف بعد استمرار الطحن فى المحلول المنظم 5% SDS فى كحول الإيثانول بحيث يكون التركيز النهائى فى مخلوط طحين العينة 1% ويستمر الطحن لمدة ربع ساعة، ويستفاد من SDS فى أنه يفيد فى تكسير الجدر الخلوية وخاصة مكوناتها من الليبوبروتين والجليكوجين.
- 4- يوضع المخلوط فى حمام مائى ويتم التسخين مع التقليب لمدة عشر دقائق مع المحافظة على درجة الحرارة عند 60 م° حيث يستفاد من ذلك فى زيادة فعل SDS فى تكسير الجدر الخلوية.
- 5- تبرد الأنية (الكأس) ثم يضاف محلول كلوريد الصوديوم 5M لضبط تركيز كلوريد الصوديوم فى المخلوط عند 1M ويستفاد من إضافة أو رفع كلوريد الصوديوم إلى 1M فى المساعدة على انفصال الأحماض النووية من مركب النيكليوبروتين.
- 6- يتم طرد مركزى للمخلوط عند عدد لفات من 4-6 آلاف لفة/دقيقة لمدة ربع ساعة حيث يتكون بعد عملية الطرد المركزى راسب وراشح. يؤخذ الراشح فى كأس نظيفة أو فى دورق مخروطى نظيف حيث يحتوى الراشح على كل من DNA, RNA.
- 7- يتم غسل الراسب والأجزاء المتبقية من النسيج الحيوى بواسطة محلول كلوريد الصوديوم 1 مولر مع ملاحظة أن تكون عملية الغسيل متكررة وبأقل حجم من كلوريد الصوديوم حتى لا تتم عملية التخفيف للأحماض النووية فى المحلول المتحصل عليه.
- 8- يتم ترسيب الأحماض النووية وما يصاحبها من بروتين بواسطة كحول إيثانيل 95% بنسبة (1:2) كحول إيثانيل : المحلول ويلاحظ عند إضافة كحول الإيثانيل أن يكون مبرد ويضاف إلى المحلول بهدوء على جدار الكأس أو الدورق المخروطى من الداخل.
- 9- يترك المحلول بعد إضافة كحول الإيثانيل فى الثلجة مدة من نصف : 1 ساعة.

ويستفاد من طريقة إضافة كحول الإيثانيل بهدوء على جدار الكأس فى:

- 1- تخلص الـ DNA الأنسجة النباتية من الصبغات التى توجد بها.
 - 2- تخلص الـ DNA الأنسجة الحيوانية من ما قد يتبقى من الهيموجلوبين.
 - 3- تخلص النيكليوبروتين من الكربوهيدرات.
- كما يساعد وضع المخروط فى الثلجة على تقليل ذوبان الكربوهيدرات فى الوسط.
- 10- يفصل الـ DNA بساق زجاجية أو بواسطة ملعقة نظيفة من الأستاستيل أو الصلب غير القابل للصدأ.
 - 11- يؤخذ راسب الأحماض النووية وتجرى عليه عملية غسيل وتجفيف بواسطة كحول إيثانيل 95% ثم خلط كحول وإثير (1:1) ثم إثير وتجفيف الراسب هوائيا.
 - 12- الراسب المتحصل عليه يحتوى على DNA, RNA والبروتين ولكى يتم التخلص من الـ RNA والبروتين نجرى الخطوات الأتية:
 - أ- يذاب الراسب فى محلول منظم عند pH 8 بمحلول منظم الاسترات مكون من NaCl وسترات الصوديوم فقط بنفس النسب سابقة الذكر 0.15، 0.015 على الترتيب.
 - ب- ثم يضاف مثل حجمه مخلوط من الكلوروفورم وكحول أيزو إيثانيل بنسبة 1:1 ويرج جيدا لمدة 10-15 دقيقة ثم يترك حتى يظهر سطح انفصال.
 - 13- تسحب الطبقة المائية بواسطة سرنجة كبيرة وهكذا تكرر العملية حتى يتم سحب الطبقة المائية المحتوية على DNA, RNA ويتم تكرار هذه العملية أكثر من مرة.
 - 14- يضاف إلى طبقة الريم أو الطبقة العضوية قليل من المحلول المنظم ويتم رجها لمدة خمس دقائق ثم تجمع الطبقة المائية إلى ما سبق لضمان جمع كل الـ DNA.

ملحوظة:

- يفضل عند إجراء هذه العملية إضافة محلول إنزيم الـ Protease النشط وذلك للمساعدة على فصل البروتين من النيكليوبروتين.
- 15- يؤخذ المحلول ويحضن على درجة حرارة 37°م مع محلول أنزيم Ribonuclease الذى يقوم بتحليل الـ RNA إلى نيكليوتيدات حرة.
 - 16- يضاف كحول إيثانيل 95% بعد عملية التحضين مع الريبونيكليز بنسبة (1:2) لترسيب الـ DNA فقط.
 - 17- يجرى على الـ DNA عملية غسيل وتجفيف بواسطة محلول إيثانيل ثم مخلوط إيثانيل وإثير ثم إثير فقط كما سبق.

18- يجفف الـ DNA هوائيا ويحفظ فى الثلجة لقياس بعض الإختبارات عالية مثل:

- 1- GC ratio.
- 2- Denaturation curve.
- 3- Hydrolization RNA and DNA.

أى قياس التوأم بين الـ DNA, RNA أو قياس التشابه بين DNA آخر.

الاختبارات الوصفية للأحماض النووية

أولاً: الكشف عن الـ RNA وصفيًا:

وذلك بالكشف عن سكر الـ Ribose:

- 1- يؤخذ 2 ملل من محلول الـ RNA + 2 ملل من محلول الأورسينول (1جم أورسينول مذاب فى 100 ملل محلول كلوريد حديدك مذاب فى حمض الـ HCl المركز بنسبة 0.1%).
- 2- سخن فى حمام مائى لمدة 20 دقيقة فيتلون المحلول باللون الأزرق المخضر فى حالة وجود الـ Ribose دلالة على وجود الحمض النووى RNA.

وأساس هذا الاختبار:

هو تكوين الفورفيورال Furfural من السكر الـ Ribose وذلك بنزع ثلاث جزيئات ماء منه بواسطة حمض الـ HCl المركز، ثم يتكثف الفورفيورال مع الـ Orcinol ليعطى المركب المعقد ذو اللون الأزرق المخضر كما يتضح من المعادلات الآتية:

ثانياً الكشف عن الـ DNA وصفيًا:

وذلك بالكشف عن سكر الـ Deoxyribose:

- 1- يؤخذ 1ملل من محلول الـ DNA + 4 ملل من محلول داي فينيل أمين Diphenylamine المدحضر بإذابة 1 جم Diphenylamine فى 100 ملل حامض خليك تلاجى + 2.75 ملل حمض كبريتيك مركز.
- 2- يسخن المخلوط السابق لمدة عشرة دقائق فى حمام مائى يغلى ثم يبرد فيظهر لون أزرق أو بنفسجى محمر.

التقدير الكمي للأحماض النووية

تبنى طرق التحليل الكمي للأحماض النووية على أساس:

- 1- تقدير القواعد الأزوتية العطرية غير المتجانسة مثل الأدينين والجوانين واليوراسيل والثيامين والسيتوزين.
- 2- تقدير الأصل الكربوهيدراتي في الأحماض النووية، الـ Ribose في الـ RNA والـ Deoxyribose في الـ DNA وذلك عن طريق التفاعلات اللونية.
- 3- تقدير فوسفور الأحماض النووية.

وفيما يلي تقدير الأحماض النووية عن طريق وحدة السكر:

يتم تقدير الـ Ribose and Deoxyribose لوزيا على أساس أن لكل من السكرين الأحاديين طرق كيميائية مختلفة عن الأخر مما يتيح تقدير وتمييز كل من الـ RNA والـ DNA عن بعضهم البعض.

إلا أن أغلب الطرق مبنية على أساس تحرير مجموعة الدهيد السكر المرتبطة بها مع القواعد الأزوتية وذلك بإجراء التفاعلات الكيميائية في وسط حمضي أو عن طريق معاملة الأحماض النووية بواسطة الأحماض حيث أن غليان الأحماض النووية مع 5% Trichloroacetic acid أو غليانها في محلول HCl 0.05 N وذلك في حمام مائي يتم كسر رابطة N-glycoside بين السكر والقواعد الأزوتية.

وتوجد عدة طرق مبنية على هذا الأساس:

تقدير الـ DNA (Deoxyribose):

أولا طريقة الـ Diphenylamine والمعروفة بطريقة Dische.
الجواهر الكشافة:

1- محلول 1 Diphenylamine 1 جم مذاب في 100 ملل حمض خليك ثلجي ثم يضاف 2.75 ملل حمض H_2SO_4 مركز.

2- محلول DNA يحتوى على 50 – 500 ملليجرام/مليلتر.

طريقة العمل:

1- إلى حوالي 2 ملل من محلول الـ DNA يضاف 4ملل من محلول Diphenylamine ثم يسخن على حمام مائي لمدة عشرة دقائق ثم يبرد بعد ذلك يلاحظ أثناء التسخين بأن المحلول يتلون باللون الأزرق الثابت.

2- يقاس اللون الناتج على جهاز الـ Spectrophotometer عند طول موجي (595 nm).

ولقد أجرى تعديل لهذه الطريقة بواسطة العالم Burton وفيها:

- يذاب 1.5 جم من Diphenylamine في 100 ملل حامض خليك ثلجى ساخن ويضاف إليه 1.5 ملل H_2SO_4 مركز.
- يحضر محلول أسيتالدهيد تركيزه 16 ملليجرام/1ملل ماء.
- يحلل الـ DNA بواسطة محلول حامض بيركلوريك قوته 0.5 ع لمدة 10 دقيقة وعلى درجة حرارة 70°م.

طريقة العمل:

- 1- يخلط 20 ملل من محلول Diphenylamine مع 0.1 ملل من محلول الأسيتالدهيد.
 - 2- إلى حوالى 2 ملل من محلول الـ DNA المحلل بواسطة بيركلوريك يضاف 4 ملل من المخلوط السابق رقم 1.
 - 3- يحضن المخلوط على درجة حرارة 30°م لمدة 16 – 20 ساعة.
 - 4- يقاس اللون الأزرق المتكون بواسطة جهاز الـ Spectrophotometer على طول موجى (600 nm).
- وقد أدى هذا التطور إلى زيادة حساسية هذه الطريقة حيث تصل حساسيتها إلى تقدير مقدار من الـ DNA يقع ما بين 5 – 100 ميكروجرام.

ثانيا طريقة CERIOTTI:

الجواهر الكشافة:

- 1- محلول 0.04% Indol في ماء مقطر.
 - 2- حمض HCl مركز.
 - 3- كلوروفورم.
 - 4- محلول DNA محلل بواسطة 5% Trichloroacetic acid.
- تمتاز هذه الطريقة بأنها حساسة حيث يمكن باستخدامها تقدير مقدار من الـ DNA ما بين 5 – 50 ميكروجرام.

طريقة العمل:

- 1- إلى 2 ملل من محلول الـ DNA أضيف 1 ملل من محلول الـ Indol ثم أضيف 1 ملل حامض HCl وسخن المحلول في حمام مائى يغلى لمدة عشر دقائق ثم برد.

- 2- يستخلص ثلاث مرات باستخدام الكلوروفورم (4 ملل فى كل مرة فى قمع فصل حيث يتم فصل الطبقة المائية المتميزة باللون الأصفر.
- 3- يتم عمل طرد مركزى لهذه الطبقة ونفصل الشوائب ويقاس الأمتصاص الضوئى عند طول موجى (490 nm).

ثالثا طريقة Webb:

الجواهر الكشافة:

- 1- محلول 0.5% بارا نيتروفيينايل هيدرازين فى كحول إيثايل.
- 2- Butylacetate.
- 3- محلول NaOH أو KOH 1 ع.
- 4- محلول الـ DNA محلل بواسطة 5% Trichloroacetic acid.

طريقة العمل:

- 1- أضف إلى 4 ملل من محلول الـ DNA 0.2 ملل من محلول بارا نيتروفيينايل هيدرازين.
- 2- يسخن على حمام مائى لمدة 20 دقيقة مع وضع غطاء زجاجى على شكل كمثرى وذلك لمنع حدوث التبخير من المحلول.
- 3- يبرد المخلوط ثم يضاف 10 ملل من محلول Butylacetate.
- 4- تغلق الأنابيب جيدا بواسطة غطاء زجاجى مصنفّر أو بسدادة كاويتشوك ثم ترج جيدا لمدة 5 دقائق.
- 5- تطرد الأنابيب فى جهاز طرد مركزى لمدة 5 دقائق على سرعة 2000 – 3000 لفة فى الدقيقة.
- 6- يتم فصل الطبقة المائية التى تكون عديمة اللون ويؤخذ منها 3 ملل ويضاف إليها 1 ملل من NaOH أو KOH 1 ع + 1 ملل ماء مقطر فيظهر لون بنفسجى.
- 7- يقاس اللون المتكون على جهاز الـ Spectrophotometer على طول موجى (560 nm).

تقدير الـ RNA (تقدير سكر الـ Ribose):

أولا طريقة Mayboium:

الجواهر الكشافة:

1- محلول 0.1% كلوريد حديدك في HCl مركز.

2- محلول أرسين يحضر بإذابة 10 ملليجرام أرسين لكل 1 ملل من المحلول الأول.

3- محلول RNA.

طريقة العمل:

1- 2:1 ملل من محلول RNA يضاف 2 ملل من محلول أرسين ويسخن المخلول على حمام

مائي لمدة 20 دقيقة.

2- يبرد المحلول ويقاس الأمتصاص الضوئي عند طول موجي (670 nm).

ثانيا طريقة Euler and Hahn:

1- في هذه الطريقة يؤخذ 1 ملل من محلول الـ RNA ويغلى لمدة عشر دقائق مع محلول

كلوريد حديدك : حمض هيدروكلوريك مركز : حمض خليك ثلجي بالنسب التالية (0.07 :

1 : 6) على الترتيب.

2- يبرد المخلول ثم يضاف 1 ملل من محلول 0.25% فلورجلوسينول في مخلوط من HCl

مركز : ماء : حمض خليك ثلجي بالنسب التالية (1 : 1 : 2) على الترتيب ويترك لمدة

عشر دقائق.

3- يغلى المخلول السابق في حمام مائي لمدة 4 دقائق ثم يبرد ويترك لمدة 24 ساعة.

4- يقاس الامتصاص الضوئي على جهاز الـ Spectrophotometer عند طول موجي (680

nm).

ثالثا طريقة Webb:

تعتمد هذه الطريقة على تحويل سكر الـ Ribose إلى فورفيورال ثم تفاعل الأخير مع

بروموفينيل هيدرازين.

طريقة العمل:

1- إلى 1 ملل من محلول RNA أضف 1 ملل من حمض (8 N) HCl ثم أضف 1 ملل

زيلول و NaCl.

- 2- يسخن المخلووط لمدة ثلاث ساعات فى حمام مائى يغلى.
- 3- يبرد المخلووط ثم يضاف 2 ملل زيلول ويقلب جيدا ثم يطرد فى جهاز الطرد المركزى.
- 4- يضاف بعد ذلك محلول بروموفينايل هيدرازين.
- 5- يترك المخلووط لمدة ساعة على درجة حرارة 37° م.
- 6- يقاس كثافة اللون الأصفر المتكون عند طول موجى (450 nm) بواسطة جهاز الـ Spectrophotometer.

ملحوظة:

تجدر الإشارة إلى أنه فى جميع الطرق السابقة يتم عمل منحنيات قياسية لعينات سكر الـ Ribose والـ Deoxyribose نقيه حيث يتم بناء عليها تقدير ما ينتج من الـ RNA والـ DNA.

تقدير الأحماض النووية عن طريق وحدة الفوسفور:

تعتمد طريقة تقدير الفوسفور على تحويل الفوسفور من الصورة العضوية إلى الصورة غير العضوية وذلك باستخدام حمض البيركلوريك وحمض الكبريتيك المركز لإجراء عملية الهضم والتحليل للأحماض النووية.

ومن هذه الطرق:

طريقة موليبيدات الأمونيوم وفانيدات الأمونيوم:

أولا تحضير الجواهر الكشافة:

- 1- يذاب 22.5 جم موليبيدات الأمونيوم فى 400 ملل ماء مقطر.
 - 2- يذاب 1.25 جم فانيدات أمونيوم فى 300 ملل ماء مقطر.
 - 3- يضاف محلول رقم 1 على رقم 2 ويبرد إلى درجة حرارة الغرفة ثم يضاف 250 ملل حامض نيتريك مركز ويكمل المحلول إلى لتر.
- ثانيا تحضير المحلول القياسى وعمل المنحنى القياسى:

- يذاب 0.2195 جم من KH_2PO_4 ويخفف إلى لتر فينتج محلول تركيزه 50 جزء فى المليون من الفوسفور.
- يؤخذ من المحلول الأخير (50 ppm) الحجم التالىة: 0.5, 5, 10, 15, 20 ml وتكمل إلى 50 ملل فنحصل على تركيزات 0.125, 0.25, 0.5, 0.75 الترتيب.

التقدير:

- 1- يؤخذ من محلول الـ DNA أو الـ RNA حجما يحتوى على (0.1 – 1 ملليجرام) أى يؤخذ الحجم المناسب الذى يعطى لونا مع الجوهر الكشاف.
- 2- ينقل هذا الدورق إلى دورق معيارى سعة 50 ملل.
- 3- يضاف 10 ملل من الجوهر الكشاف المحضر ثم يرج جيدا ويخفف بالماء المقطر حتى الحجم النهائى 50 ملل.
- 4- تقرأ الأمتصاص الضوئى بعد 30 دقيقة على طول موجى (470 nm).
- اللون المتكون ناتج من تفاعل الفوسفات مع المولبيدات والفانيدات لونه أصفر.
- 5- تحسب كمية الفوسفور بالعينة من المنحنى القياسى السابق.

ملحوظة:

يمكن بعد فصل الـ DNA أو الـ RNA إجراء عملية الهضم بواسطة حمض البيركلوريك وحمض الكبريتيك المركز.

الخصائص الطبيعية للـ DNA:

- 1- فى سلسلة الحلزون المزدوج يلاحظ أن قواعد كل نيكلوتيدة تمتص كمية ضوء من Ultra Violet light أقل من النيكلوتيدات الحرة الفردية وهذا يرجع إلى تكدس أو وجود القواعد واحدة أمام الأخرى (مرصوصة).
- 2- عند تسخين محلول الـ DNA تدريجيا حتى تصبح الطاقة الحرارية كافية لتفتيت كل زوج من القواعد وبالتالي قوة تكدس القواعد فإن تركيب الـ DNA ينهار وتنتج سلسلة فردية عشوائية وهذا يسمى:

Melting of DNA double helical structure.

- 3- عندما يصبح الـ DNA يحتوى على سلاسل فردية فإن كثافة المحلول الضوئية O.D تزيد.

Deassociation & Reassociation:

الفك ثم إعادة الالتحام لتوضح نظام ترتيب القواعد فى الـ DNA ويلاحظ أن منحنيات هذا الاختبار عكس منحنيات الـ Denaturation وتتميز بها الأنواع المختلفة من الـ DNA من حيث التجانس Homogenly أو عدم التجانس Hetrogenly فى القواعد الأزوتية فيما يسمى بدرجة التجميع.

Denaturation & Renaturation:

يمكن عمل الـ Denaturation للـ DNA بواسطة:

1- القلويات.

2- الأحماض.

3- الحرارة.

والمقصود بالـ Denaturation فك السلسلتين الملتفتين حول بعضهما فى الـ DNA (التغير فى التركيب الطبيعى للـ DNA).

ويرجع حدوث الـ Denaturation إلى:

1- بواسطة القلويات:

عادة ما يكون أكسجين القواعد الأزوتية فى صورة Ketoform وعند استخدام القلويات تتحول إلى الصورة الـ Enolform وبالتالي لا تتكون الروابط الهيدروجينية بين القواعد وبعضها البعض.

2- فى حالة استخدام الأحماض يحدث Protonization حيث يكتسب نيتروجين القاعدة الأزوتية البروتون من الحامض ويتحول إلى Amonium form وبالتالي لا تتكون الرابطة الهيدروجينية.

3- فى حالة استخدام الحرارة نجد أن عند رفع درجة الحرارة عن 100 °م ينفرد شريطى الـ DNA ويمكن أن يعاد إلتحامه مره أخرى ولكن ذلك عند خفض درجة الحرارة تدريجيا وليس بشكل مفاجئ.

منحنيات الـ Renaturation or Reassociation:

يلاحظ في منحنيات الـ Renaturation أنها عكس عملية الـ Denaturation وتتمر بالمراحل الآتية:

ويستفاد من هذه المنحنيات في:

1- تحديد مناطق تجانس تكرار القواعد الأزوتية في الـ Hologenoma وتختلف Genoma الكائنات الحية عن بعضها البعض بدرجة تغيير في الدور الحيوى للـ Genoma ففي الـ Prokaryotic نجد أنه Monophase على الـ Genoma الـ Eukaryotic والتي تعتبر الـ Diploid or Triploidphase.

فمثلا الـ Genoma للإنسان تعتبر من نوع Threephase فتوجد مناطق مميزة لتكرار الـ DNA Human ويتميز الـ Genoma للإنسان بوجود المراحل الآتية:

- 1- Rpetitive sequence.
- 2- Midle rpetitive sequence.
- 3- Highly repetitive sequence.

ثم حساب نسبة كل من هذه المناطق في الـ DNA genoma الكائنات الحية.

2- مقارنة Con. Curves (التركيز المولى في الثانية) لأنواع DNA مختلفة وإيجاد التماثل والاختلاف بين هذه الأنواع من الـ DNA.

3- يمكن حصر (إيجاد) نشاط محدد لجزء من الـ Genoma عند تخليقة بعض الإنزيمات.

4- يمكن من منحنيات Renaturation قياس العمومية بين الكائنات الحية.