



جامعة بنها
كلية الزراعة
قسم النبات الزراعي
فرع الميكروبيولوجيا الزراعية



الدروس العملية في الإنزيمات الميكروبية

لطلبة الفرقة الثالثة
برنامج البيوتكنولوجيا



إعداد

د/ رشا محمد الميهي

مدرس الميكروبيولوجيا الزراعية

٢٠١٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

م	الموضوع	رقم الصفحة
١	التعقيم	٤
٢	البيئات الميكروبية	
٣	عزل الميكروبات	
٤	الإنزيمات: تعريفها، أقسامها، أهميتها	
٥	تقدير إنزيم الكتاليز Catalase الناتج بواسطة الميكروبات	
٦	تقدير إنزيم الأميليز Amylase الناتج بواسطة الميكروبات	
٧	تقدير إنزيم Oxidase الناتج بواسطة الميكروبات	
٨	تقدير إنزيم السليوليز Cellulase الناتج بواسطة الميكروبات	
٩	تقدير إنزيم البكتينيز Pectinases الناتج بواسطة الميكروبات	
١٠	تقدير إنزيم الجيلاتينيز Gelatinase الناتج بواسطة الميكروبات	
١١	تقدير إنزيم البروتيز Proteases الناتج بواسطة الميكروبات	
١٢	تقدير إنزيم اليوريز Urease الناتج بواسطة الميكروبات	
١٣	تقدير إنزيم Cysteine desulfurase الناتج بواسطة الميكروبات	
١٤	تقدير إنزيم Tryptophanase الناتج بواسطة الميكروبات	
١٥	تقدير إنزيم Deoxyribonuclease الناتج بواسطة الميكروبات	
١٦	تقدير إنزيم اللايبيز Lipases الناتج بواسطة الميكروبات	
١٧	تقدير إنزيم Caseinase الناتج بواسطة الميكروبات	

مقدمة



Sterilization

التعقيم

التعقيم هو عملية الغرض منها الإبادة الكاملة لجميع الميكروبات الحية الموجودة بالأدوات أو المواد سواء أكانت على الحالة الخضرية أو جراثيم وللتعقيم فوائد عظيمة فهو يستعمل في الأغراض التالية:

- ١- في الأعمال البكتريولوجية خاصة عند عزل وتنقية نوع من البكتريا وحفظه في مزرعة نقية.
 - ٢- في الأغراض الطبية لتطهير الأدوات والأجهزة المستعملة لمنع التلوث والعدوى.
 - ٣- في الأغذية للتخلص مما بها من ميكروبات فيمكن حفظها لمدد طويلة.
- وعادة يتم التعقيم باتباع طرق تعتمد على أسس فيزيائية أو كيميائية أو ميكانيكية.

Physical methods

الطرق الفيزيائية

تعتبر الحرارة المرتفعة وكذلك بعض الإشعاعات من أهم العوامل الفيزيائية التي تستعمل في أغراض التعقيم.

Sterilization by heat

أولاً: التعقيم بالحرارة


ويتم بإحدى طريقتين الحرارة الجافة Dry heat أو الحرارة المصحوبة برطوبة moist heat ويلاحظ أن التعقيم بالحرارة الجافة تحتاج إلى مدة أطول ودرجة حرارة أعلى من التعقيم بالحرارة الرطبة أي أن الرطوبة تساعد على تخلل الحرارة جسم الكائن الحي فيتأثر البروتوبلازم بسرعة.

أ- الحرارة الجافة وتشمل:

Flaming

١) استعمال اللهب المباشر

ويستخدم في ذلك لهب بنزن لتعقيم الأدوات التي تتحمل التعرض للهب مثل إبر التلقيح و الشرائح الزجاجية وأغطيتها وأفواه أنابيب المزارع وذلك بتمرير المواد في اللهب عدة مرات - و تعقيم المشارط و الهاون ويد الهاون- بغمسها في الكحول الذي يشعل بتعريضه للنار وتكرر العملية عدة مرات.




Hot-air


٢) الهواء الساخن

ويستخدم لذلك جهاز خاص يسمى المعقم بالهواء الساخن Hot air sterilizer وتستعمل هذه الطريقة أساساً لتعقيم الأدوات والأواني الزجاجية التي تطلب في حالة جافة ولا يمكن تعقيمها في اللهب

المباشر، مثل أطباق بتري وزجاجات العينات والمصاصات والدوارق وخلافة. وعند تعقيم هذه الأدوات فان المصاصات وأطباق بتري توضع في علب معدنية خاصة تسمى علب التعقيم ثم توضع هذه العلب داخل المعقم ثم تحفظ مغلقة بعد تعقيمها لحين استعمالها أما الأنابيب والدوارق فتوضع بعد سدها بسدادات قطنية في أسبنة من السلك وتغطي هذه بالورق الكرافت قبل تعقيمها. ودرجة الحرارة المستعملة في التعقيم لهذه الأدوات بهذه الطريقة هي 180°C لمدة نصف ساعة أو لدرجة 160°C لمدة ساعة إذا ما أريد تعقيمها تعقيماً كاملاً أي إبادة جميع البكتريا وجراثيمها. وتستعمل درجة 180°C لمدة نصف ساعة عند تعقيم الأدوات الزجاجية الغير مغطاة بسدادات قطنية كأطباق بتري.



أما الأدوات المغطاة بسدادات قطنية كالمصاصات والأنابيب والدوارق الفارغة حتى لا يتكربن القطن أو يحترق فان الدرجة التي تستخدم هي 160°C لمدة ساعة.



والمعقم بالهواء الساخن عبارة عن فرن كهربائي به أرفف وله منظم خاص (ثرموستات) لضبط درجة الحرارة أوتوماتيكياً كما يوجد به ترمومتر ويغطي الجدار الخارجي للجهاز عادة بمادة عازلة كالإسبستوس لتقليل فقد الحرارة منه.




ويراعى عند التعقيم بهذه الطريقة الاحتياطات التالية:

- ١- أن تكون الأدوات المراد تعقيمها تامة الجفاف.
 - ٢- أن توضع الأدوات في المعقم قبل البدء في تسخين الجهاز.
 - ٣- أن تترك الأدوات في المعقم بعد انتهاء التعقيم إلى أن تبرد تماما لأن التبريد أو التسخين الفجائي للأدوات قد يسبب كسرها، كما أن فتح العلب المحتوية على أطباق بتري أو الماصات قبل أن تبرد قد يتسبب في تلوثها نتيجة دخول هواء خارجي قد يكون محملا بالميكروبات.
- ب- التعقيم بالحرارة المصحوبة برطوبة (أي باستخدام البخار).
ويكون ذلك بإحدى الطرق التالية:

(١) التعقيم بالبخار على درجة ١٠٠ م°

وتسمى هذه الطريقة أيضاً بطريقة التعقيم بالبخار المناسب أو بطريقة التعقيم المتقطع بالبخار والجهاز المستعمل يسمى جهاز أرنولد Arnold وتستعمل هذه الطريقة في تعقيم البيئات التي تتغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية إذا ما تعرضت لدرجة حرارة أعلى من ١٠٠ م° مثل بيئة السكريات وبيئة اللبن وبيئة الجيلاتين.



وتعقم هذه المواد بتعريضها للبخار لمدة ٢٠ دقيقة يوميا لمدة ثلاثة أيام متعاقبة مع ترك مدة مقدارها ٢٤ ساعة بين كل مرة وأخرى ولهذا يسمى بالتعقيم المتقطع وفي هذه الطريقة فان الخلايا الخضرية تقتل في اليوم الأول بينما لا تتأثر الجراثيم وهذه بتركها في البيئة في جو الغرفة لمدة ٢٤ ساعة فإنها تنبت وتحول إلى خلايا خضرية تقتل بتعريضها لدرجة ١٠٠ م° في اليوم الثاني ويجري التعقيم في اليوم الثالث للتأكد من قتل جميع الميكروبات وبذلك يتم تعقيم البيئة دون أن تتأثر محتوياتها.

(٢) التعقيم بالبخار تحت ضغط Steam under pressure

الجهاز المستعمل في هذه الطريقة يسمى الأوتوكلاف Autoclave أو المعقم بالبخار المضغوط - وتعتبر هذه الطريقة من أحسن وأسرع وسائل التعقيم لان رفع الضغط داخل الجهاز يؤدي إلى رفع درجة الحرارة عن ١٠٠ م° مما يسهل قتل الجراثيم البكتيرية التي تتحمل درجات الحرارة العالية ويستعمل الأوتوكلاف أساسا لتعقيم البيئات البكتيرية التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة مثل بعض البيئات ذات السكريات الأحادية وأجار الجلوكوز والأجار المغذي، وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يمكن تعقيم المواد التالية بالأوتوكلاف :

١- الشاش والقماش والقطن والفوط والملابس والبلاطي.

٢- المرشحات المختلفة مثل مرشح زيتس.

٣- الأغذية المعلبة.

٤- المزارع التي يراد التخلص منها بعد انتهاء العمل بها خاصة مزارع البكتريا المرضية.

Autoclave

جهاز الأوتوكلاف

عبارة عن إناء معدني سميك يتحمل الضغط و له غطاء سميك يثبت به بمشابك لولبية مركب عليه صنوبر ومانومتر لقياس الضغط و صمام أمن و ترمومتر و يوجد في قاع الجهاز علامة يضبط عندها مستوى الماء قبل الاستعمال كما أن بداخله أرفف مناسبة يوضع عليها الأدوات المراد تعقيمها و يسخن الماء بالجهاز من أسفل بالغاز أو بالكهرباء.



والفكرة في استعمال هذا الجهاز أنه بغليان الماء في جو مغلق فان الضغط داخل الجهاز يرتفع و يرتفع تبعاً لذلك درجة غليان الماء عن ١٠٠°م فتزيد درجة حرارة البخار المحبوس ، و لقد درج المانومتر الملحق بالجهاز بحيث أن القراءة صفر تساوي الضغط الجوي العادي أي تساوي ١٥ رطل/البوصة المربعة و علي ذلك فان الضغط الذي يبينه المانومتر هو ضغط ظاهري أما الضغط الحقيقي فيساوي الظاهري مضافاً إليه ضغط جوي واحد أي ١٥ رطل/البوصة المربعة و عادة يستخدم في التعقيم ضغط ظاهري ١٥ رطل/بوصة مربعة لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة .

Radiations

ثانياً : الإشعاعات

يستفاد عملياً من التأثير الضار لبعض الإشعاعات على خلايا البكتريا في تعقيم الأماكن كغرف العمليات الجراحية و عنابر تعبئة الأدوية و العقاقير المعقمة أو في تعقيم غرف التلقيح الملحقة عادة بالمعامل البكتريولوجية الكبيرة، وفي بعض الصناعات الغذائية أو صناعة الألبان أو في تعقيم السطوح الكبيرة الملوثة و في محطات الحجر الزراعي لتطهير المنتجات الزراعية مما يكون عالقا بها من كائنات ممرضة يخشى انتقالها من مكان إلى آخر . كما يمكن تعقيم أطباق بتري أو الماصات المصنوعة من البلاستيك بواسطة الأشعة فوق البنفسجية بعد تغليفها في أكياس مغلقة من البولي إثيلين و ذلك خوفاً من استعمال الحرارة.

تستخدم الأشعة فوق البنفسجية ultraviolet radiation عادة في التعقيم ويمكن الحصول عليها من لمبات خاصة يمكنها أن تشع تركيزات مرتفعة من هذه الأشعة والتي يتراوح موجاتها من ٢٦٠ إلى ٢٧٠ مللي ميكرون وهو النطاق الفعال في إبادة الأحياء الدقيقة.



الطرق الكيميائية Chemical methods

لا تستخدم هذه الطريقة في تعقيم الأدوات الميكروبيولوجية التي ينمي بها كائنات حية و لكنها تستعمل بكثرة في عمليات الحفظ و التطهير، يمكن استعمال بعض المواد الكيماوية في أغراض التعقيم و ذلك لفعالها المميت أو الموقف لنمو خلايا الأحياء الدقيقة ، و فيما يلي بعض المواد الكيماوية التي تستعمل في صورة محاليل أو في صورة غازات للتعقيم السطحي للمواد التي لا يمكن تعقيمها بالطرق الحرارية. و من أمثلة المواد الكيماوية المستعملة:

كحول الإيثايل Ethyl alcohol

يستعمل عادة كحول الإيثايل بتركيز يتراوح بين ٥٠-٧٠% في تطهير الأيدي أو المناطق المختلفة في جسم الإنسان، و الفكرة الأساسية للفعل السام للكحول يرجع إلي انه يعمل على تجفيف الخلايا Dehydrating agent حيث يسحب الماء منها، علاوة على قدرته على تجميع وتختثر البروتين Coagulation الخلوى عندما يتطرق إلى داخل الخلايا، الأمر الذي يؤدي إلى موت الخلية. ويقال أن قلة الكفاءة التعقيمية للتركيزات الكحولية التي تزيد عن ٧٠% وكذلك الكحول المطلق النقي ١٠٠% قد ترجع إلى زيادة فعله المجفف بمعنى زيادة كمية الماء المزالة من الخلايا بدرجة تعوق دخول الكحول إلى الخلايا، لذلك يكون تأثير التركيزات المرتفعة من الكحول تأثيراً مجففاً فقط وهذا يتسبب عنه إيقاف نمو الخلايا Bacteriostatic action ومما هو جدير بالذكر انه ليس للكحول بجميع تركيباته أي تأثير ضار على الجراثيم الداخلية.


الطرق الميكانيكية Mechanical methods

تعتمد هذه الطرق على إزالة خلايا الكائنات الحية الدقيقة من الوسط الكامنة فيه بطريقة ميكانيكية كأن تحجز ثقوب المرشحات المستعملة خلايا الكائنات الحية ذات الأقطار التي تزيد عن أقطار ثقوبها.

الترشيح Filtration

يستعمل لذلك مرشحات بكتيرية يتراوح قطر ثقوبها بين أقل من ميكرون واحد إلى عدة ميكرونات. ويراعى أن التعقيم بالترشيح لا يتوقف فقط على قطر الثقوب، بل يتوقف أيضاً على الشحنة الكهربائية للمرشح وكذلك الشحنة الكهربائية للكائنات الدقيقة المحتوي عليها السائل وكذلك على طبيعة ذلك

السائل المراد ترشيحه. وعادة يسحب السائل خلال المرشح بإحداث ضغط سالب (تفريغ) على الجانب الآخر من المرشح حيث تستخدم مضخة تفريغ مائية أو كهربائية.



المرشحات البكتيرية

وتستخدم هذه الطريقة لعدة أغراض:

١. في تعقيم الهواء والغازات بتمريرها في أنابيب تحتوي على قطع قطن معقمة أو مرشحات خاصة.
٢. في تعقيم السوائل أو البيئات التي يخشى عليها من تحللها إذا عقت بالحرارة مثل سيروم الدم والإنزيمات والتوكسينات.
٣. في الأغراض العلمية لحجز البكتريا من السوائل أو البيئات عندما يراد دراسة ما بها من فيروسات إذ أن المرشحات البكتيرية لا تحجز الفيروسات بل تمر من خلالها. وعند تعقيم السوائل والبيئات يستخدم لذلك مرشحات خاصة ذات مسام صغيرة جدا وتحجز البكتريا بواسطة المرشحات لصغر حجم مسام المرشحات وأيضاً لما تحمله سطوح هذه المرشحات من شحنة كهربائية وقوة إدمصاص كبيرة من شأنها إدمصاص البكتريا على السطح وبذلك تمنعها من المرور عند الترشيح.

إن غالبية الدراسات والبحوث الميكروبيولوجية تتطلب استعمال بيئات زرع مختلفة تحضر بالمعمل، وهذه البيئات وإن لم تكن متماثلة تماماً مع البيئات التي تعيش عليها هذه الكائنات في الطبيعة إلا أنها قريبة الشبه منها وتوفر الإحتياجات والمتطلبات الغذائية اللازمة لتنميتها.

تنتمي الميكروبات عادة على بيئات خاصة وهي عبارة عن مواد غذائية معينة تنمو عليها الميكروبات وهي تستعمل لأغراض عديدة منها:

- ١- تنمية الميكروبات واستكثارها وحفظها.
 - ٢- دراسة خواص الميكروبات المختلفة.
 - ٣- دراسة تأثير الميكروبات على بعض المواد في البيئة.
 - ٤- تشجيع الميكروبات على إنتاج مواد معينة في البيئة ذات أهمية صناعية.
- وتقسم البيئات إلى:

أولاً : حسب طبيعة تركيبها

Natural media

أ- بيئات طبيعية

وهي تتكون من مواد غذائية طبيعية ويشاهد ذلك في حالة البكتريا المرضية والفيروسات التي تنمو في الأنسجة الحية أو الميكروبات التي تنمو في الدم أو اللبن أو التربة الزراعية.

Synthetic media

ب- بيئات صناعية

وهي البيئة التي تتكون من مواد كيميائية عضوية وغير عضوية، وتنقسم إلى قسمين:

١- بيئات محددة التركيب الكيماوي (بيئة صناعية مخلقة).

تتكون من مواد ذات تركيب كيميائي معروف، وقد تتكون من أملاح غير عضوية أو مخلوط من الأملاح غير العضوية ومركبات عضوية.

٢- بيئات غير محددة التركيب الكيماوي (بيئة صناعية غير مخلقة).

تتكون من مكونات غير معروفة التركيب الكيماوي مثل البيئات التي يدخل في تركيبها الببتون ومستخلص اللحم والدم أو سيرم الدم ومستخلصات الأنسجة النباتية أو الحيوانية.

ثانياً: حسب قوام البيئة

أ- بيئات سائلة liquid media كبيئة البويون (المرق) ولبن عباد الشمس.

ب- بيئات صلبة solid media وهي عبارة عن بيئات توجد على الحالة الصلبة على درجة حرارة الغرفة بسبب إضافة بعض المواد مثل الجيلاتين أو الأجار التي تحدث الصلابة كبيئة الأجار المغذي المضاف إليه مادة الأجار أو الجيلاتين المغذي المضاف إليها الجيلاتين، ويلاحظ أن هناك بعض بيئات خاصة تستعمل في عزل وتنمية وعد نوع معين من الميكروبات وذلك بإضافة بعض المواد الكيميائية إليها، مثل بيئة السليكالج.



Solid media

Broth media

الطريقة المعتادة في تحضير البيئة الغذائية تتلخص فيما يلي:

- (١) وزن المكونات المطلوبة ووضعها في وعاء مناسب.
- (٢) إضافة كمية الماء المطلوبة ثم إذابة المكونات - وقد يحتاج الأمر إلى الغليان في حمام مائي أو في إناء معدني مزدوج الجدار، مع إضافة ماء لتعويض ما يفقد بالبخر.
- (٣) ضبط الـ pH.



جهاز pH meter

- (٤) يرشح المحلول وهو ساخن مستعملاً قطناً رطباً بالماء الساخن.
- (٥) تعبئة البيئة في العبوات المناسبة مثل الأنابيب أو الزجاجات أو الدوارق وذلك حسب الرغبة ثم التغطية بسدادات قطنية.
- (٦) التعقيم في الجهاز المناسب وذلك حسب تركيب البيئة، ثم الحفظ في مكان مناسب لحين الاستعمال، ويجب ضبط pH البيئة حسب نوع الميكروب الذي ينمى عليها فبعضها يتطلب وسطاً حامضياً والبعض وسطاً قلويًا ولكن الأغلبية العظمى تحتاج إلى وسط متعادل أو قلوي ضعيف (pH ٧ - ٧,٢).

عزل البكتريا وتنقيتها Isolation and purification of bacteria

لا توجد البكتريا في الطبيعة كل نوع منعزل على حده بل توجد مختلطة مع بعضها ولدراسة خواص كل نوع يتحكم عزله بحالة نقية بحيث لا يصبح في المزرعة إلا نوع واحد من الميكروبات وهو المراد دراسته. وتجرى عملية العزل بعدة طرق منها:


- ١- العزل بالأطباق المصبوبة Pouring plate method
- ٢- العزل بالأطباق المخطوطة Streaking plate method
- ٣- العزل بالتخفيف Diluting method

■ عزل البكتريا بطريقة الأطباق المصبوبة

الغرض من هذه الطريقة هو تخفيف المزرعة بحيث عند تنمية الميكروبات في الأطباق تنمو بعيدة عن بعضها في مجاميع أو مستعمرات منعزلة عن بعضها كل مستعمرة ناتجة عن ميكروب واحد أي في مستعمرات نقية.

طريقة العمل

- ١) سيج ثلاث أنابيب أجار مغذى عميق على حمام مائي يغلى ثم يبرد إلى 50°C باستعمال الترمومتر.
- ٢) لفح الأنبوبة الأولى بغمس إبرة من المزرعة المختلطة تحت ظروف التعقيم ثم رج الأنبوبة بين راحتي اليد لتوزيع البكتريا فيها.
- ٣) خذ بالإبرة المعقمة ٢ غمسه إبرة من الأنبوبة الأولى وانقلهم إلى الأنبوبة الثانية تحت ظروف التعقيم ثم رج الأنبوبة جيداً كما سبق.
- ٤) خذ بالإبرة المعقمة ٣ غمسات إبرة من الأنبوبة الثانية وانقلهم إلى الأنبوبة الثالثة ثم رجها أيضاً.
- ٥) صب الأنابيب الثلاثة في ثلاث أطباق بترى معقمة مع تحريك الطبق بعد الصب حركة دائرية خفيفة منتظمة حتى يتوزع الأجار المغذى في كل مساحة الطبق ثم رقم الأطباق بالأرقام ١، ٢، ٣ وأتركهم ليتجمد الأجار، ضع الأطباق في المحضن مقلوبة على 37°C لمدة ٤٨ ساعة.
- ٦) بعد انتهاء فترة التحضين اختر بعض المستعمرات المتباعدة وأعمل منها غشاء واصبغه بطريقة جرام وافحصه فإذا ظهر من الفحص بان المستعمرة نقية فيلقح منها أنبوبة أجار مائل وتحضن لتنمو وبذلك تحصل على مزرعة نقية لكل من الميكروبين.




■ عزل البكتريا بطريقة الأطباق المخطوطة

الغرض من التخطيط هو تقليل عدد البكتريا العالق بإبرة التلقيح بحيث في نهاية خطوط التلقيح تصبح الميكروبات متباعدة في الطبق وتنمو وتكون مستعمرات منعزلة ونقية.


طريقة العمل

- (١) سيح أنبوبتي أجار عميق في حمام مائي يغلى ثم يبرد إلى 50°C وصب محتويات كل أنبوبة في طبق بترى معقم مع إدارة الطبق بهدوء حتى يتوزع الأجار في كل الطبق بانتظام.
- (٢) اترك الأطباق حتى يتجمد الأجار.
- (٣) خذ بإبرة التلقيح بعد تعقيمها غمسة إبرة من المزرعة المختلطة ثم افتح الطبق بمقدار ما يسمح بدخول الإبرة ثم خطط بخفة بخطوط متوازية بين كل منها طول نصف بوصة مع الحرص من عدم تجريح الأجار.
- (٤) نفس الإبرة بدون تعقيمها أو أخذ غمسه جديدة خطط الطبق الثاني ثم الثالث.
- (٥) رقم الإطباق وضعها في المحضن مقلوبة على 37°C لمدة ٤٨ ساعة.
- (٦) بعد انتهاء فترة التحضين افحص الأطباق اختر مستعمرات منعزلة واجري عليها ما سبق في التمرين السابق للحصول على مزارع نقية على الأجار المائل.



عزل البكتريا بطريقة التخفيف

إذا كانت الميكروبات المختلطة في مزرعة سائلة وكان أحد هذه الميكروبات موجوداً بنسبة أعلى من الميكروبات الأخرى فعند تخفيف المزرعة في محلول فسيولوجي معقم أو في مرق مغذى معقم نصل في النهاية (بعد التخفيف عدة مرات) إلى وجود الميكروبات السائدة على حالة نقية.



تعريفها

الإنزيمات عبارة عن مواد عضوية (بروتينية) تنتجها الخلايا الحية وتوجد بداخل الخلية بكميات ضئيلة جداً، وللإنزيمات خاصية الإسراع من التفاعلات الكيميائية دون أن تستهلك في التفاعل وبذلك فهي يطلق عليه عوامل مساعدة حيوية Biological catalysts.

خواصها

- ١) تتميز بقدرتها على بدء التفاعل دون الحاجة إلى طاقة عالية، وقدرتها الكبيرة على إجراء التحولات الكيميائية.
- ٢) تتميز بدرجة تخصصها العالية ويفقد نشاطها في وجود المثبطات.
- ٣) وزنها الجزيئي كبير.
- ٤) لها نفس خواص البروتينات.
- ٥) للخلية الميكروبية الواحدة القدرة على إنتاج آلاف الإنزيمات.

أقسامها

تقسم الإنزيمات التي تفرزها خلايا الميكروب على أساس:

■ إفرازها في وجود أو غياب مادة التفاعل

١- إنزيمات بنائية Constitutive enzymes

وهي تنتج داخل الخلية الميكروبية بصفة مستمرة في وجود أو غياب مادة التفاعل داخل البيئة ومنها إنزيمات التنفس الخلوية.

٢- إنزيمات مستحثة Adaptive enzymes

وهذه الإنزيمات تنتجها الخلية الميكروبية عند الحاجة إليها أي عند تواجد مادة التفاعل في البيئة ومنها إنزيم اللاكتيز Lactase الذي تفرزه بكتريا *E. coli* في وجود سكر اللاكتوز بالبيئة.

■ إفرازها داخل أو خارج الخلية

١- الإنزيمات الداخلية Intracellular enzymes

تتكون جميع الإنزيمات بداخل الخلية الميكروبية وعقب الإفراز يبقى بعض الإنزيمات بداخل الخلية وتسمى الإنزيمات الداخلية ولا يمكن إستخلاصها منها إلا بتكسير الخلية بصورة كاملة وخروج محتوياتها. ومنها إنزيمات التنفس وإنتاج الطاقة.

٢- الإنزيمات الخارجية Extracellular enzymes

بعض الإنزيمات عقب تكونها داخل الخلية الميكروبية فإنها تخرج من الخلية إلى الوسط الخارجى وتسمى الإنزيمات الخارجية وهي تقوم بنشاطها الحيوى خارج الخلية. وهي من النوع المحلل

مائها، ويعتمد عملها على أساس تحليل المواد الغذائية المعقدة الموجودة بالوسط الخارجى للخلية ليسهل نفاذها إلى داخل الخلية وتمثيلها. ومنها الإنزيمات المحللة للمواد الكربوهيدراتية.

■ تأثيرها على جزيء مادة التفاعل

1- إنزيمات داخلية التأثير Endoenzymes

وهى تؤثر على جزيء مادة التفاعل من داخل الجزيء نفسه وليس من أطرافه فتحلل الجزيء الكبير إلى جزيء صغير، مثل إنزيم ألفا أميليز الذى يؤثر على جزيء النشا من الداخل فيحلله إلى وحدات أصغر هى الدكسترين.

2- إنزيمات خارجية التأثير Exoenzymes

تؤثر على جزيء مادة التفاعل من أطرافه الخارجية فتحلله إلى وحدات أصغر وبمعنى آخر تسمح بانفراد وحدات صغيرة من أطراف الجزيء، مثل إنزيم البيتا أميليز الذى يحلل جزيء الدكسترين من أطرافه وينفرد المالتوز وهو سكر ثنائى يتكون من وحدتين من سكر الجلوكوز.

■ أنواع التفاعلات الكيميائية التى تجريها

1- إنزيمات الأكسدة والإختزال Oxidation-reduction enzymes

وهى مجموعة من الإنزيمات المسئولة عن نقل الإلكترونات ونقل ذرات الهيدروجين (إضافة - إزالة) من وإلى مادة التفاعل والتى قد يحدث لها إما أكسدة أو إختزال، ومنها:

أ- إنزيمات الأكسدة: Peroxidase – Catalase – Oxidase

ب- إنزيمات الإختزال: Dehydrogenase - Nitrogenase

2- الإنزيمات الناقلة Transferases

هى مجموعة من الإنزيمات تكون مسئولة عن نقل مجموعات كيميائية عامة داخل الخلية مثل مجموعة الفوسفات والأمين والميثايل والأسيتايل، ومنها إنزيمات Kinases وهى إنزيمات ناقلة لمجموعة الفوسفات.

3- إنزيمات التحلل المائى Hydrolases

وهى مجموعة من الإنزيمات التى تقوم بعملية التحلل المائى للمواد الغذائية بكسر رابطة كيميائية عن طريق إضافة جزيء ماء إليها، ومنها ما يفرز خارج خلية الميكروب ليحلل المواد العضوية المعقدة التركيب إلى مواد بسيطة يسهل على الميكروب تمثيلها، مثل:

أ- الإنزيمات المحللة للمواد الكربوهيدراتية (Cellulase – Pectinases – Amylases).

ب- الإنزيمات المحللة للمواد البروتينية (Peptidases – Protinases).

ومنها ما يوجد داخل الخلية الميكروبية وهى تكون مسئولة عن إتمام عملية تحلل المواد العضوية الداخلة إلى الخلية أو بناء مركبات عضوية جديدة لازمة للنمو.

٤- إنزيمات الإضافة والإزالة Lyases

وهي مجموعة من الإنزيمات التي تقوم بإضافة أو إزالة مجموعات كيميائية دون تحلل مائي وقد تقوم بإضافة أو كسر رابطة زوجية في مركب، ومنها إنزيمات Carboxylases التي تقوم بنزع CO_2 من المركب.


٥- إنزيمات التشابه Isomerases

وهي مجموعة من الإنزيمات التي تقوم بتحويل المركب إلى مركب مشابه له ولكن يختلف عنه في التركيب البنائي، ومنها الإنزيم الذي يحول سكر الجلوكوز إلى فركتوز أثناء عمليات التمثيل الغذائي.

٦- إنزيمات الربط Ligases

وهي تقوم بتكوين روابط جديدة بين جزيئين مع إزالة أو كسر لجزئ ATP.

وفيما يلي سوف يتم دراسة الطرق العملية لتقدير مجموعة من الأنزيمات سابقة الذكر



تقدير إنزيم الكتاليز Catalase

يعمل إنزيم الكتاليز على تحلل فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين، وتمتلك معظم الميكروبات الهوائية في خلاياها هذا الإنزيم حيث أن وظيفة هذا الإنزيم هو إزالة فوق أكسيد الهيدروجين السام الذي يتكون خلال تفاعلات الأكسدة والإختزال والتي تؤدي إلى موت الخلايا بالنسبة للميكروبات الهوائية.



الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع حديثة النمو من مجموعة من الميكروبات.
- محلول فوق أكسيد الهيدروجين ٣%.
- إبرة تلقح بكتيرية.
- Micropipette.
- أطباق بتري معقمة.
- بيئة صلبة معقمة في فلاسكة.

الطريقة

- يتم تسيح البيئة الصلبة المعقمة وصبها في أطباق بتري معقمة وتركها حتى تتصلب.
- يلحق كل طبق بميكروب مختلف ويكتب إسم الميكروب عليه.
- يترك طبق بدون تلقح كمقارنة.
- تحضن الأطباق مقلوبة لمدة ٢٤ ساعة على درجة حرارة ٣٠°م.
- بعد إنتهاء فترة التحضين يوضع ١-٢ مل من محلول فوق أكسيد الهيدروجين ٣% على سطح كل طبق بما في ذلك معاملة الكنترول.
- يلاحظ ماذا يحدث وتسجل النتائج.


ملحوظة: يمكن إجراء الإختبار في المزرعة السائلة

الملاحظة

في حالة الميكروب المنتج لإنزيم الكتاليز يتكون فقاعات غاز الأكسجين على سطح النمو.




تكون الفقاعات في المزرعة الصلبة



تكون الفقاعات على المزرعة السائلة

تقدير إنزيمات الأميليز Amylases

تتميز بعض الميكروبات بمقدرتها على إفراز إنزيمات الأميليز Amylases التي تحلل جزئ النشا خارج الخلية Hydrolysis of starch. ويتكون جزئ النشا من وحدات الجلوكوز مرتبط بروابط (α -glucosidic) فى سلسلة مستقيمة تسمى الأميلوز Amylose أو متفرعة وتسمى الأميلوبكتين Amylopectine ولا تستطيع البكتريا استخدام جزئ النشا مباشرة لكبر حجمه ولعدم قابليته للذوبان فى الماء.




تركيب جزئ النشا

وتتكون مجموعة الإنزيمات المحللة لجزئ النشا من ثلاث إنزيمات هي:


(١) ألفا-أميليز α -Amylase

يقوم إنزيم الألفا-أميليز بتكسير جزئ النشا عشوائيا ويكسر الروابط فى جزئ الأميلوز والأميلوبكتين وينتج وحدات من سكر المالتوز والدكسترين ووحدات من الجلوكوز. ولكنه لا يستطيع تكسير الروابط الموجودة بين السلاسل المستقيمة والمتفرعة، ودرجة pH المثلى له هي ٦,٧-٧.




(٢) بيتا-أميليز β -Amylase

يقوم إنزيم بيتا-أميليز بتكسير الرابطة بين وحدتين سكر الجلوكوز فى جزئ سكر المالتوز تتكون وحدات مفردة من سكر الجلوكوز، ودرجة pH المثلى له هي ٤-٥.



(٣) جاما-أميليز γ -Amylase

يقوم إنزيم جاما-أميليز بتكسير سلاسل الأميلوز أو الأميلوبكتين من النهايات منتجة وحدات مفردة من سكر الجلوكوز، ودرجة pH المثلى له هي ٣.



الأدوات والمواد اللازمة

- بيئة آجار النشا العميق Starch agar medium وتتكون من:

Components	g/L
Beef extract	3
Soluble starch	10
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	7

- مزرعة *E. coli* ، مزرعة *B. subtilis*

- أطباق بتري معقمة.
- محلول اليود ويتكون من:

Components	g/100ml
Potassium iodide (KI)	10
Iodine	5
Water	100 ml

الطريقة

- يسيح أجار النشا ويبرد الى ٥٠°م ثم يصب في أطباق بتري معقمة.
- بعد تصلب الأجار يلفح أحد الأطباق بغمسة من مزرعة *E. coli* ويلفح آخر بغمسة من مزرعة *B. subtilis*.

- تحضن الأطباق على درجة ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة.
- بعد فترة التحضين تغمر الأطباق بمحلول اليود.

الملاحظة

يلاحظ أن الميكروب المحلل للنشا محاط بهالة عديمة اللون بينما يأخذ باقى الطبقة اللون الأزرق نتيجة لإتحاد اليود مع النشا.




ملحوظة




يتم التحلل على مراحل وعند الكشف على عملية التحلل بواسطة محلول اليود فيختلف لون الناتج على حسب مرحلة التحلل كما فى الجدول التالى.

	Iodine
Starch	Blue
↓	
Maltose + Amylodextrin	Violet
↓	
Maltose + Erythrodextrin	Red
↓	
Maltose + Achrodextrin	No color
↓	
Maltose	

(2)




(1)



(3)



(4)



(5)



تقدير إنزيمات السليوليز Cellulases

تستطيع بعض الكائنات الحية الدقيقة تحليل السليولوز وهو عبارة عن مادة كربوهيدراتية تتكون من وحدات من سكر الجلوكوز مرتبطة مع بعضها طولياً بروابط من نوع بيتا (β -glucosidic) بين ذرة الكربون الأولى وذرة الكربون الرابعة لوحدة جلوكوز أخرى من جزئ السكر لتكون سلاسل طويلة. وجزئ السليولوز يتكون من ٢,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ وحدة جلوكوز وقد تصل أحياناً إلى ١٥,٠٠٠ وحدة جلوكوز، ويختلف عدد وحدات الجلوكوز في السلسلة وكذلك الوزن الجزيئي للسليولوز باختلاف نوع النبات.

ويتكون النظام الإنزيمي المحلل للسليولوز من ثلاث إنزيمات هي:



(١) إنزيم C1 (Endo- β -1,4 glucanase) : وهو يحلل المركب الأساسي (السليولوز) ويحدث له تحلل جزئي.

(٢) إنزيم Cx (Exo- β -1,4 glucanase) : يعمل على النواتج من تكسير الإنزيم الأول وينتج سكر ثنائي وهو السلوبيوز علاوة على سلاسل قصيرة من وحدات من الجلوكوز.

(٣) إنزيم glucosidase (β -1,4 glucosidase) : يحلل السكر الثنائي السلوبيوز والسلاسل القصيرة إلى وحدات من الجلوكوز.

وتوجد مجموعة إنزيمات السليولوز في جسيمات قرب سطح الخلية الميكروبية المحللة للسليولوز تسمى Cellulosome تقوم بربط جزئ السليولوز بسطح الخلية ثم إفراز الإنزيمات المحللة للسليولوز. أما إنزيم β -1,4 glucosidase فهو إنزيم داخلي.

خطوات تحلل السليولوز



وتقسم الكائنات الحية الدقيقة المحللة للسليولوز إلى:

➤ ميكروبات هوائية: من أنشطها ميكروب *Cytophaga sp.* وهى تحلل السليولوز إلى جلوكوز ثم إلى $H_2O + CO_2$.

➤ ميكروبات لاهوائية: وهى إما محبة لدرجة الحرارة المتوسطة مثل *Cl. dissolvens* وإما محبة لدرجة الحرارة العالية مثل *Cl. thermocellum* وتحلل السليولوز إلى أحماض عضوية، CO_2 , H_2 , CH_4 .

أولاً: تحليل السليولوز هوائياً **Aerobic cellulose decomposition**

الأدوات والمواد اللازمة

- عينة تربة معاملة بالمواد العضوية.

- بيئة ديبوس Dubo's medium المعقمة فى أنابيب وهى تتكون من:

Components	g/L
NaNO ₃	0.5
K ₂ HPO ₄	1.0
MgSO ₄ .7H ₂ O	0.5
KCl	0.5
FeCl ₃	Traces
Distilled water	1000 ml
pH	7.5

ويوضع بها شرائط من ورق الترشيح كمصدر للكربون.

خطوات العمل

- يأخذ ½ جرام من عينة التربة ثم يوضع فى كل أنبوبة بها بيئة ديبوس (٤ أنابيب).


- تترك أنبوتين بدون تلقح كمقارنة.

- تحضن أنبوتين على درجة حرارة ٣٠°م وأنبوتين على حرارة ٥٠°م.

- تفحص الأنابيب أسبوعياً لمدة شهر.

الملاحظة

لاحظ التآكل أو ظهور بقع صفراء ويدل ذلك على نشاط الميكروبات فى تحليل السليولوز



Cytophaga sp.



لاحظ مراحل التحلل مع إتجاه السهم

ثانياً: تحليل السليولوز لاهوائياً Anaerobic cellulose decomposition

الأدوات والمواد اللازمة

- عينة من سماد الإسطبل.
- بيئه أومليانسكى Omeliansky's medium وهى تتكون من:

Components	g/L
(NH ₄) ₂ SO ₄	1.0
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0.50
CaSO ₄	2.0
K ₂ HPO ₄	1.0
NaCl	Traces
Distilled water	1000 ml
pH	7.0

ويوضع بها شرائط من ورق الترشيح كمصدر للكربون.

- فاسبار معقم.

خطوات العمل

- تلقح أنابيب بيئه أومليانسكى بعينة من سماد الإسطبل (½ جرام / أنبوبة) (٤ أنابيب).
- ضع ٢ مليلتر من الفاسبار المعقم السايح على سطح البيئه تحت شروط التعقيم لجعل الظروف لاهوائية.
- تترك أنبوتين بدون تلقح كمقارنة.
- تحضن أنبوتين على درجة حرارة ٣٠م وأنبوتين على حرارة ٥٠م.
- تفحص الأنابيب أسبوعياً لمدة شهر.

الملاحظة

لاحظ التآكل أو ظهور بقع صفراء ويدل ذلك على نشاط الميكروبات فى تحليل السليولوز لاهوائياً.



Clostridium sp.



لاحظ مراحل التحلل مع إتجاه السهم

تقدير إنزيم الجيلاتينيز Gelatinase

لبعض الكائنات الحية الدقيقة القدرة على إفراز إنزيم الجيلاتينيز Gelatinase وهو إنزيم خارجي يحلل الجيلاتين ويفقده خاصية التصليب ويحوّله إلى الحالة السائلة Liquefaction، والجيلاتين عبارة عن مادة بروتينية تحضر من الكولاجين Collagen وتجدر الإشارة إلى أن الجيلاتين له خاصية التصليب على درجة حرارة أقل من ٢٥°م أما على درجات حرارة أعلى من ذلك فإن الجيلاتين يتحول إلى الحالة السائلة وعادة تؤخذ قدرة الميكروبات على إسالة الجيلاتين كدليل على قدرته على تحليل البروتين.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع حديثة العمر من الميكروبات الآتية: *B. subtilis*, *Pr. vulgaris* and *E. coli*

- أنابيب بيئة الجيلاتين المغذى العميق Nutrient gelatin وتتكون من:


Components	g/L
Beef extract	5.0
Gelatin	150
Distilled water	1000 ml
pH	7.0

خطوات العمل

- يلقح ٢ أنبوبة من بيئة الجيلاتين المغذى العميق بكل من أنواع المزارع السابقة بطريقة الوخز مع ترك أنبوبة بيئة بدون تلقیح كمقارنة.
- تحضن الأنابيب على درجة ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة.
- بعد فترة التحضين تنقل الأنابيب إلى ثلاجة أو كأس به ماء مثلج لمدة نصف ساعة.

الملاحظة

إذا تجمد الجيلاتين دل ذلك على عدم قدرة الميكروب على تحليل الجيلاتين أما إذا ظل الجيلاتين سائل دل ذلك على تحلله.



تقدير إنزيم الليبيز Lipases

تستطيع بعض الميكروبات تحليل الدهون وينتج عن تحليل الجليسيريدات ذات الوزن الجزيئي المنخفض جليسرين وأحماض دهنية طياره أما الجليسيريدات ذات الوزن الجزيئي العالي فتتحلل إلى جليسرين وأحماض دهنية ثابتة.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع الميكروبات *Ps. fluorescence*, *E. coli*, *B. subtilis*
- أنابيب بيئة أجار مغذى تتركب من المواد التالية بمعدل (g/L):

Components	g/L
Peptone	10
calcium chloride	0.1
sodium chloride	5
Agar	15
Sterile Tween 20	10 mL
Distilled water	1000 ml
pH	7


- أطباق بترى معقمة.
- محلول كبريتات النحاس مركز (٢٠%).
- زيت بذرة القطن المعقم أو Tween 20 معقم.

خطوات العمل

- تسيح أنابيب الأجار المغذى - وتبرد إلى ٤٥° م.
- يصب الأجار في طبق بترى معقم ويترك حتى يتصلب.
- يلقح كل طبق بأحد الميكروبات ثم التحضين على درجة ٣٧° م لمدة ٣-٤ أيام.
- بعد فترة التحضين تغمر الأطباق بمحلول كبريتات النحاس المركز.

الملاحظة

يلاحظ تكون لون أخضر مزرق حول الميكروبات المحللة للدهون نتيجة لإتحاد الأحماض الدهنية الناتجة من تحلل الزيت مع كبريتات النحاس.



تقدير إنزيمات البكتينيز Pectinases


توجد المواد البكتينية بوفرة في الصفائح الوسطي فهي المركبات التي توجد بين الخلايا في الأنسجة النباتية، ووجود البكتين بين خلايا النسيج يعمل علي ربطها مع بعضها. وتحتوي الجدر الأولية والثانوية للخلية علي سكريات عديدة من هذا النوع أيضاً.

والمواد الكربوهيدراتية البكتينية عبارة عن سكريات عديدة معقدة التركيب تتكون من وحدات من حامض الجالاكتويورونيك ترتبط مع بعضها البعض لتكون سلسلة طويلة. وتوجد ثلاث أنواع من المواد البكتينية هي:

(أ) البروتوبكتين وهو أحد مكونات جدار الخلية وهو ذائب في الماء مكون من وحدات من حامض الجالاكتويورونيك ويحتوي علي كثير من روابط استرات الميثايل.

(ب) البكتين وهو بوليمر ذائب في الماء يشبه السابق في تركيبه ونسبة مجاميع الأستر به حوالي ٨%.

(ج) حامض البكتيك وهي بوليمر من حامض الجالاكتويورونيك وهو ذائب في الماء ولا يوجد به روابط استرات الميثايل.



ومجموعة الإنزيمات المحللة للبكتين تتكون من مجموعة من الإنزيمات أهمها:


(١) Pectolyase (Pectin lyase): ينتج بواسطة الكائنات الحية الدقيقة وينتج على نطاق تجارى لإستخدامه فى تصنيع العصائر.

(٢) Polygalacturonase (Pectinase): ينتج داخل النبات ويساعد فى عملية إنضاج الثمار.

لكل من البكتريا والفطريات والأكتينومييسيتات القدرة علي تحليل المواد البكتينية تحليلاً مائياً حيث تستخدم هذه السكريات كمصادر للطاقة اللازمة للنمو. ويكثر وجود هذه الكائنات الحية الدقيقة في التربة فحسب وخاصة في منطقة الجذور حيث وجد أن أعدادها تتجاوز ١٠^٦ في الجرام من التربة الملاصقة مباشرة لجذور النباتات.

ومن أهم الأجناس البكتيرية النشطة في تحليل البكتين:

Arthrobacter, Bacillus, Clostridium, Micrococcus, Erwinia and Pseudomonas



يعتبر ميكروب *Erwinia caratovora* هو المسبب الأساسي لمرض العفن الطري حيث يؤدي نمو هذا الميكروب داخل الأنسجة النباتية إلى تفكك الخلايا بسبب قدرة هذا الميكروب على إفراز الإنزيمات المحللة للمواد البكتينية. أيضا وجد أن قدرة الفطريات المسببة للذبول Wilting يرجع إلى إفراز مثل هذه الفطريات على إفراز الإنزيمات المحللة للمواد البكتينية.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع الميكروبات *Ps. fluorescence, Erwinia caratovora, E. coli, B. subtilis*
- بيئة أجار مغذى يكون بها مصدر الكربون الوحيد بها هو البكتين وهي تتركب من:

Components	g/L
Pectine	5.0
KHPO ₄	4.0
Na ₂ HPO ₄	6.0
yeast extract	1.0
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	7.0


- أطباق بتري معقمة.

خطوات العمل

- تسيح أنابيب الأجار المغذى - وتبرد إلى ٤٥°م وتصب في أطباق بترى معقمة وتترك حتى تتصلب.
- يلقح كل طبق بأحد الميكروبات ثم التحضين على درجة ٣٧°م لمدة ٣-٤ أيام.

الملاحظة

يلاحظ نمو الميكروبات على البيئة الغذائية ومجرد النمو وتكوين هالة شفافة حول النمو على بيئة مصدر الكربون الوحيد فيها هو البكتين فيدل ذلك على قدرة الميكروب على إنتاج إنزيم البكتينيز.



لاحظ نمو البكتريا
والهالة حول النمو

تقدير إنزيم الأوكسيداز Oxidase

الأوكسيداز هو إنزيم مؤكسد ضمن سلسلة الإنزيمات التنفسية المسؤولة عن تفاعلات الفسفرة التأكسدية فجد أن البكتيريا التابعة لعائلة Enterobacteriaceae (سالبة) ومعظم الأنواع التابعة لجنس *Pseudomonas* (موجبة) مثل بكتريا *Pseudomonas aeruginosa*.
الأدوات والمواد المطلوبة

- بيئة آجار الجلوكوز Glucose agar وتتكون من:

Components	g/L
Beef extract	3
Peptone	5
Glucose	10
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	7


- البكتريا المراد إختبار قدرتها على إنتاج الإنزيم.
- أطباق بترى معقمة.
- محلول الأوكسيداز (1% داي ميثيل فينيل داي أمين هيدروكلورايد (Dimethyl .phenylenediamine hydrochloride

طريقة العمل

- تصب البيئة فى أطباق بترى المعقمة وتترك حتى تتصلب.
- تلقح الأطباق بالبكتريا المراد إختبارها ويترك طبق آخر بدون تلقح كمقارنة.
- تحضن الأطباق على 30-37°م لمدة 24 ساعة.
- يغمر سطح المزرعة بقليل من المحلول.

الملاحظة

تظهر المستعمرات الموجبة لإنتاج الإنزيم وردية اللون ثم تتدرج لتصبح بنية ثم حمراء داكنة ثم سوداء



تقدير إنزيمات البروتيز Protease

العديد من الكائنات الحية الدقيقة (خاصة البكتريا) لها القدرة على إفراز إنزيمات لها القدرة على تحليل البروتين وهي إنزيمات البروتيز Protease (Proteinase or Peptidase) وهي مجموعة من الإنزيمات البروتينية والتي تعمل على التحلل البروتيني، حيث يبدأ بهدم البروتينات بواسطة التحليل المائي للبتيد في الروابط التي تربط الأحماض الأمينية معا في سلسلة بيتيد تشكيل البروتين. وهذا الإنزيم أحد الإنزيمات التي تساعد على الهضم، والذي يقوم بتفكيك البروتينات في المعدة والأمعاء إلى مركباتها الأساسية (أحماض أمينية).

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع الميكروبات *E. coli*, *B. licheniformis*
- بيئة Skim mild agar (SMA) وهي تتركب من:

Components	g/L
Skim milk	15.0
yeast extract	5.0
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	7.0

- أطباق بترى معقمة.

خطوات العمل

- تسيح بيئة SMA - وتبرد إلى ٤٥°م وتصب في أطباق بترى معقمة وتترك حتى تتصلب.
- يلحق كل طبق بأحد الميكروبات ثم التحضين على درجة ٢٧°م لمدة ٤٨ ساعة.

الملاحظة

يلاحظ نمو الميكروبات على البيئة الغذائية ومجرد النمو وتكوين هالة شفافة حول النمو فيدل ذلك على قدرة الميكروب على إنتاج إنزيم البروتيز.



The zones of clearance on skim mild agar plates produced by parent strain *B. licheniformis* N-2 and its various mutants after incubation at 37°C for 24 h

تقدير إنزيم اليوريز Urease

تقوم كثير من ميكروبات التربة الزراعية بتحليل اليوريا الى أمونيا والبكتريا المتخصصة والتي تعتمد على هذا التفاعل تسمى Urea bacteria ومنها *Bacillus pasteurii* وكذلك بكتريا *Sarcina urea* وتقوم هذه البكتريا بعملية التحلل عن طريق إفراز إنزيم اليوريز Urease .

الأدوات والمواد اللازمة

- عينة تربة.
- دليل أحمر الفينول Phenol red.
- حامض HCl مخفف.
- بيئة آجار اليوريا Urea agar وتتكون من:

Components	g/L
Peptone	1
Glucose	1
NaCl	5
KH ₂ PO ₄	2
Phenol red	0.012
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	6.9

- تعقم البيئة في الأوتوكلاف.



- يوريا (تحضر محلول اليوريا ٢٩ % ويعقم بالترشيح ويضاف منه ١٠ مل/١٠٠ مل من البيئة الأساسية المذابة والمبردة لدرجة ٥٠ م° لعدم تكسر اليوريا بالحرارة العالية ثم توزع بيئة اليوريا في أنابيب بمقدار ٣ مل لكل أنبوب وتبرد بشكل مائل حتى تتصلب.

طريقة العمل

- تلقح الأنابيب بالميكروبات السابقة مع ترك انبوبة بدون تلقح للمقارنة.
- ضع الأنابيب في المحضن لمدة ٢-٣ أيام على درجة ٣٠ م°.

الملاحظة

لاحظ تغير لون الدليل من اللون الأصفر أو البصلي الفاتح الى اللون البنفسجي او الأحمر في حالة الميكروبات المحللة لليوريا والمنتجة لإنزيم اليوريز.



تقدير إنزيم الكازينيز Caseinase

الكازين هو البروتين السائد في اللبن (يعطي اللون الأبيض) وهناك الكثير من البكتيريا تفرز الانزيم الخارجي Caseinase الذي يحلل الكازين الى مواد ذائبة شفافة مثل بكتريا *Bacillus subtilis*.

الأدوات والمواد المطلوبة

- بيئة أجار اللبن Milk agar وتتكون من:

Components	g/L
Skim milk powder	28
Casein enzymic hydrolysate	5
Yeast extract	2.5
Dextrose	1
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	7

- الأنواع البكتيرية المراد إختبار قدرتها على إفراز إنزيم الكازينيز.

طريقة العمل

- تصب البيئة في أطباق بترى وتترك حتى تتصلب.
- تلقح الأطباق ببكتيريا حديثة النمو بإبرة التلقيح ويترك طبق بدون تلقح كمقارنة.
- تحضن الأطباق مقلوبة على درجة حرارة 37°م لمدة 24 - 48 ساعة.
- تسجل النتيجة بعد التحضين مباشرة.

الملاحظة

إذا لاحظت وجود هالة شفافة حول النمو البكتيري يدل ذلك على أن البكتيريا حللت الكازين بإفراز إنزيم الكازينيز، وإذا لم يوجد منطقة رائقة حول النمو دليل على عدم قدرة البكتيريا على تحلل الكازين.



تقدير إنزيم Cysteine desulforase

الأحماض الأمينية هي ناتج تحلل البروتينات ويمكن لبعض الأجناس البكتيرية أن تحلل بعض هذه الأحماض الأمينية محولة إياها الى مواد أبسط تركيبا. فنجد أن بعض الأنواع البكتيرية تنتج غاز كبريتوز الهيدروجين H_2S عند تحللها للحمض الأميني Cysteine (حمض اميني يحتوي على الكبريت) بواسطة إفرازها لإنزيم Cysteine desulforase.

الأدوات والمواد المطلوبة

- بيئة Kligler agar media في أنابيب وتتكون من:


Components	g/L
Beef extract	3
Yeast extract	3
Peptone	15
Protease peptone	5
lactose	10
Glucose	1
FeSO ₄	0.2
NaCl	5
Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	0.3
Phenol red	0.024
Agar	20
Distilled water	1000 ml
pH	7

طريقة العمل

- تلقح الأنابيب بطريقة الوخز بمزرعة بكتيرية حديثة من بكتريا *Proteus vulgaris* وتترك أنبوبة بدون تلقح كمقارنة.
- تحضن الأنابيب عند 37-30°م لمدة من 2-7 أيام.

الملاحظة

تسجل النتيجة الموجبة على أساس وجود راسب إسود على طول خط الوخز في حالة تكون غاز H_2S ، كما يلاحظ تغير لون البيئة الأحمر الى الأصفر نتيجة إنخفاض قيمة pH بسبب تكون الأحماض.



لاحظ تكون لون إسود على طول خط الوخز نظرا لتكون H_2S الذي يتحد مع كبريتات الحديدوز وتكون كبريتيد الحديدوز (لون إسود).

تقدير إنزيم التربتوفاناز Tryptophanase

بعض البكتيريا مثل *E. coli* تحلل جزيء التربتوفان (حمض أميني حلقى) إلى جزيء الإندول وحمض البيروفيك بواسطة إنزيم Tryptophanase.
الأدوات والمواد المطلوبة

- بيئة مرق التربتون Trypton broth وتتكون من:

Components	g/L	Components	g/L
Trptone	10	Beef extract	3
Yeast extract	5	Trptone	10
kH ₂ PO ₄	5	Distilled water	1000 ml
Glucose	1	pH	7
Distilled water	1000 ml		
pH	7		

OR

- البكتريا المراد إختبار قدرتها على تحليل التربتوفان.
- دليل كوفاك Kovack's reagent الذى يتم تحضيره كالتالى:
يذاب ١٠ جم من مركب p-dimethyl aminobenzaldehyde فى ١٥٠ مل من isoamyl alcohol وبعد ذلك يضاف ٥٠ مل من حامض HCl المركز على جدار الوعاء.

طريقة العمل


- تلقح أنابيب بيئة مرق التربتون الغنية بالحمض الأميني التربتوفان ببكتيريا حديثة العمر وتترك الأنبوبة أخرى للمقارنة.
- تحضن الأنابيب عند ٣٠م لمدة ٤٨ ساعة.
- يكشف عن قدرة البكتيريا على إنتاج الإندول بإضافة ٣, ٠, ٥ مل من دليل كوفاك لكل أنبوبة ثم تخلط جيدا.

الملاحظة

فلاحظ بعد الرج مباشرة إنفصال طبقة كحولية فوق المخلوط ويتحول لون هذه الطبقة إلى اللون الأحمر بعد عدة دقائق في حال وجود الإندول ويكون ذلك دليل على قدرة البكتيريا على إفراز الإنزيم المحلل للتربتوفان والمنتج للإندول الذى يتحد مع الدليل ويعطى اللون الوردى (نتيجة موجبة).



(+) Indole test on left — (-) Indole test on right



تقدير إنزيم تحلل الحمض النووي (DNase)

يعمل إنزيم DNase على تكسير رابطة الفوسفوداي إستر في جزئ الـ DNA وخاصة النهايات الطرفية للجزئ.

الأدوات والمواد المطلوبة

- بيئة أجار مغذي مضاف إليها الحمض النووي DNA .
- أطباق بتري معقمة.
- المزارع البكتيرية المراد إختبار قدرتها على إنتاج الإنزيم.
- محلول 1N HCl

طريقة العمل

- تصب البيئة في أطباق بتري وتترك حتى تتصلب.
- تلقح الأطباق بالمزارع البكتيرية حديثة العمر ويترك طبق بدون تلقح كمقارنة.
- تحضن الأطباق على 37°م لمدة 24 ساعة.
- يكشف عن تحلل الـ DNA بإضافة (1N HCL) على سطح الطبق.

الملاحظة

تكون مناطق شفافة حول النمو البكتيري دليل على أن البكتيريا أنتجت إنزيم DNase في الوسط الخارجي وحلت مادة DNA في البيئة.

