



كيمياء الدم والسوائل الحيوية (الدروس العملية)



إعداد


عمرو سالم عوض سعدالله



السوائل الحيوية: هي سوائل توجد داخل جسم الكائن الحي ولها دور هام وأساسى فى حفظ أعضاء الجسم وكذلك فى تيسير جميع العمليات الحيوية مثل:

- الدم.
- الصفراء.
- اللعاب.
- العرق.
- حليب الثدي.
- اللمف.
- المخاط.
- المنى.
- الدمع.
- البول.
- السائل البروتينى.
- سائل الدماغ الشوكى.

الدم Blood




- الدم: عبارة عن سائل لزج القوام أحمر اللون وهو من ضمن أشكال النسيج الضام يملأ القلب ويجري داخل الجسم من خلال الأوعية الدموية (الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية)، ويبلغ حجم الدم في الجسم 5-6 لتر في الشخص البالغ حيث يشكل نسبة 8.7% من وزن الجسم، كما تبلغ كمية الدم الموجودة في الجهاز الدوري (القلب والأوعية الدموية) ثلثي الكمية الموجودة في الجسم كله بينما الثلث الباقي يخزن في الكبد والطحال ومناطق أخرى في الجسم.

● البول:



أحد السوائل الجسمية، وهو السائل الذي تستخلصه الكليتان من الدم ثم تفرزانه من خلال الحالب ليصل المثانة ثم الإحليل ليخرج من الجسم للتخلص من الأملاح والمياه الزائدة في الجسم. ويكون عادة أصفر اللون حيث يوجد في البول صبغة تسمى اليوروبيلين أو اليوروبكروم والتي تُعدّ المسؤولة عن إعطاء البول لونه الأصفر، وإذا زاد الماء أصبح شفافاً أو فاتحاً أكثر. ويستخدم البول في تشخيص بعض الأمراض، وذلك عن طريق أخذ عينة منه وتحليلها. البول هو سائل سام ينتج في جسم الإنسان كنتاج عن عملية تنقية الدم أثناء مروره في الكليتين، ويفرز البول إلى خارج الجسم في عملية معروفة بالتبول، يحتوي البول على معظم مكونات البلازما عدا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين والدهون و يكون خالي من خلايا الدم الحمراء تماماً و يدل وجود خلايا الدم الحمراء على وجود خلل في الجهاز البولي.

● اللعاب باللاتينية (Saliva) :



هو مادة سائلة موجودة في أفواه الحيوانات وتفرزها الغدد اللعابية الموجودة هناك، بيد أن اللعاب الموجود في فم الإنسان يتكون في معظمه و بما نسبته 99.5% من الماء وأما الـ 0.5 % المتبقية فهي تشمل على: مركبات أيونية، مواد لزجة، بروتينات سكرية، إنزيمات، ومواد بكتيرية، وأخرى مضادة للبكتيريا مثل (الغلوبين المناعي" أ " والليزوزيم) .



تكمن أهمية الإنزيمات الموجودة في اللعاب في الدور الذي تلعبه خلال المرحلة الأولى من الهضم، حيث تقوم بتفكيك كل من المأكولات النشوية والدهنية إلى مواد أبسط، إضافة إلى دور آخر تقوم به في عملية تحليل أجزاء الطعام التي تعلق في تشققات الأسنان، مما يعمل على حماية الأسنان من التسوسات الجرثومية .

كما يقوم اللعاب بتسهيل عملية البلع وانزلاق الطعام بيسر، فهو يقوم على ترطيب الطعام و إعطائه قواماً لزجاً؛ واللعاب أيضاً يحمي الأسطح الداخلية التي تغلف جدار الفم ويمنعها من الجفاف .

لا تقتصر أهمية اللعاب على عملية تفتيت الطعام فحسب، وإنما تمتد إلى أبعد من ذلك، فبعض أنواع الطيور من فصيلة (سويقت) تستخدم لعابها الصمغي لبناء الأعشاش، وتستخدم أعشاش (Aerodramus) ذات القيمة العالية في صناعة حساء عش العصفور .

عدا عن ذلك فإن أفعى الكوبرا والفايبر وبعض الأنواع الأخرى من الأفاعي شديدة الخطورة تصطاد باستخدام لعابها السام الذي تحقنه بواسطة أنيابها، ليس هذا فقط، فبعض المفصليات كالعناكب واليسروع تصنع خيوطها من خلال الغدد اللعابية .

• السائل الدماغي الشوكي الإنجليزِيَّة: Cerebrospinal fluid اختصاراً (CSF)



أو السائل الدماغي النخاعي سائلٌ جسميٌّ عديم اللون و صافي يتواجد في الدماغ و الحبل الشوكي. يُنتج في الصفائر المشيمية لبطينات الدماغ و يُمتص في التحبّبات العنكبوتية. هنا حوالي 125 مل من السائل الدماغي الشوكي في أي وقت، و يُنتج منه حوالي 500 مل في اليوم الواحد. يقوم السائل الدماغي الشوكي بدور وسادة أو واقٍ للدماغ، حيث يُقدّم وسيلة حماية مناعية و ميكانيكية أساسية لحماية الدماغ داخل الجمجمة، كما يساهم السائل الدماغي الشوكي بدور حيوي في التنظيم الذاتي المخي لتدفق الدم المخي.

يشغل السائل الدماغي الشوكي الحيز تحت العنكبوتي (الحيز أو المسافة الكائنة بين الأم العنكبوتية و الأم الحنون) و الجملة البطينية، في محيط و داخل الدماغ و الحبل الشوكي على التوالي. حيث يملأ السائل الدماغي الشوكي بطينات الدماغ و الصهاريج و الأتلام بالإضافة للقناة المركزية للنخاع الشوكي. هناك أيضاً اتصال بين الحيز تحت العنكبوتي و التيه العظمي للأذن الداخلية من خلال القناة المحيطة باللف (المسال القوقعي) حيث يستمر اللف المحيط بالسائل الدماغي الشوكي.

• يمكن أخذ عينة من السائل الدماغي الشوكي عبر البزل القطني، و يمكن تقييم الضغط داخل القحف من خلال هذه العينة، كما يمكن كشف أمراض عديدة منها التهابات الدماغ أو السحايا المحيطة. و على الرغم من أن أبقراط لاحظ السائل الدماغي الشوكي، إلا أن الفضل يرجع إلى إيمانويل سويدنبورج في إعادة اكتشافه في القرن الثامن عشر، و في وقت متأخ من عام 1914 اكتشف هارفي دبليو. كوشينغ أن السائل الدماغي الشوكي يُفرز من الضفيرة المشيمية.

الإختصارات التي تستخدم في قراءة التحاليل الطبية

(Complete Blood Count) (C.B.C)

وترجمته تعني (عد الدم الكامل) يعطينا صورته كامله للدم ومكوناته يعني هذا التحليل يشمل قياس مكونات الدم اللي تشمل

R.B.C أو Erythrocytes وتعني كريات الدم الحمراء
W.B.C أو Leukocytes وتعني كريات الدم البيضاء
Platelets وتعني الصفائح الدموية

Hgb أو Hb وتعني الهيموجلوبين
وهناك مصطلحات أخرى في هذا التحليل.. لكن التي ذكرت هي الأهم والأبرز هذا التحليل نستفيد منه في معرفة حالة دم المريض من فقر الدم..نزيف..عدوى او حساسية مثلا حسب ارتفاع كل مكون من مكونات الدم او انخفاضه.. يستخدم كتشخيص مبدئي للطبيب وعلى أساسه يطلب الطبيب تحاليل أخرى.

2. E.S.R (Erythrocyte Sedimentation Rate)

يعني سرعة ترسب الكريات الحمراء او سرعة ترسب الدم.. هذا التحليل تزيد قيمته في حالات الحمل والدوره الشهرية. والالتهابات مثل السل وامراض المناعه وتقل قيمته في حالات الانيميا المنجلية. وهذا التحليل لا يطلب دائما.. وبالإمكان الاستغناء عنه لو استطاع الطبيب التشخيص بدونه.

3. APTT (Bleeding Time) و PT

هذه التحاليل السابقه كلها تقيس وقت تجلط الدم. يعني تفيد في معرفة سيولة الدم. طبعا لو زاد وقت التجلط.. يعني الدم يأخذ وقت طويل لكي يتجلط وذلك جيد. لكن لو زاد الوقت أكبر من الحدود الطبيعيه. معناه انه المريض ممكن يصاب بنزيف. هذا التحليل أكثر شي يطلب لكبار السن والمعرضين للجلطات. والمرضى الذين سبق أصابتهم بجلطات حتى لو كانوا اصغر سنا.

4. (G6PD) (Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase)

هذا اسم انزيم.. وقتله في الدم ممكن يسبب انيميا الفول. اللي تصيب كثيرين بعد أكلهم للفول والبقول بصفة عامه.

5. الان سوف اذكر الاختبارات الكيمياءيه. طبعا لقياس المواد المختلفه في الدم وهذه من أسهل التحاليل.

Glucose- جلوكوز / المعروف بالسكر
Creatinine- كرياتنين / يرتفع في حالة حدوث خلل في عمل الكلية
Uric Acid- حمض اليوريك / طبعا معروف يرتفع في حالات النقرس.

Plasma Uria- يوريا الدم تنتج عن تكسر البروتين الموجود بالجسم يرتفع في حالة الحمى وغيوبة السكر وبعد العمليات.

: Cholesterol وهو نوعان الكوليسترول

1 / (HDL) ذو الكثافة العاليه (الكوليسترول الجيد)

2 / (LDL) ذو الكثافة المنخفضة (الكوليسترول السيئ)

Triglycerides)TG الدهون الثلاثيه والتي ترتفع في حالة السمنه والسكري.

Proteins: البروتينات ومنها:

Albumin* البومين

Globulin* جلوبيولين

Bilirubin بليروبين وينتج عن تكسر الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء يرتفع في حالات النزيف. ويستعمل لمعرفة حالة الكبد وكفاءتها الوظيفيه.

Iron : الحديد وقلته ممكن تؤدي لفقر الدم.

TIBC : سعة ارتباط الحديد الكليه لو زادت معناه ان الشخص يعاني من انيميا نقص الحديد.

Ferritin : هذا الحديد المخزن في الجسم في العضلات وينقص في الحمل وفي حالات فقر الدم.

Calcium الكالسيوم معروف طبعا هذا العنصر بنمو العظام.

Magnesium المغنسيوم / ممكن يقل في حالات الاسهال ومرض السكري. وهو ضروري لعمل العضلات والاعصاب.

Phosphorus الفوسفور ضروري للعظام. ويقل في حالات الاسهال ..وعند علاج الكسور.

Sodium الصوديوم / املاح الصوديوم طبعا ضروريه للدم. ويقل تركيزه في حالات الاسهال والقيء والحروق.

Potassium البوتاسيوم الضروري لعمل العضلات والاعصاب والقلب. ويقل في حالات الاسهال والقيء وعند استعمال بعض مدرات البول.

Chloride الكلورايد تقل في حالات الاسهال والقيء.

PH الاس الهيدروجيني للدم والنسبه الطبيعيه 7.4 ولو قلت النسبه هذا يعني ان حموضة الدم تزيد مثل في حالات الفشل الكلوي.

الإنزيمات Enzymes

AST او GOT((Aspartate Transaminase

انزيم موجود بالكبد والقلب والكليه وارتفاعه في الدم يدل على تكسر او خلل في هذه الاعضاء مثل التهاب الكبد.

ALT او GPT((Alanine Transaminase

انزيم موجود ايضا بالكبد والقلب والكليه وارتفاعه ايضا يدل على التهاب في هذه الاعضاء.

(LDH) (Lactate Dehydrogenase

انزيم موجود بكثره في القلب, الكبد, الكليه, الدماغ, و التهاب أي من هذه الاعضاء يزيد من تركيز الانزيم في الدم مثل الفشل الكلوي.

(CK) Creatine Kinase

انزيم موجود بالقلب والدماغ فقط. ولو حدثت أي مشاكل لهذين العضوين يزيد الانزيم بالدم.

Lipase : انزيم موجود بالبنكرياس و التهاب البنكرياس تسبب ارتفاعه في الدم.

الهرمونات : Hormones

أولاً: هرمونات الغدة الدرقية:

Thyroxine او T4

Triiodothyronine او T3

Free Thyroxine او Free T4

الهرمونات السابقة لو زادت طبعا تعني ان الغده الدرقية فيها نشاط زائد ولو قلت معناه ان الغدة الدرقية فيها خمول.

TSH هذا الهرمون الاخير من هرمونات الغده الدرقية هو الوحيد المختلف لأنه لو زاد معناه ان الغده الدرقية خامله, ولو قل يعني ان الغده الدرقية نشيطة.

Calcitonin هذا الهرمون يشخص مبكرا سرطان الغدة الدرقية وسرطان الثدي والرئه.

ثانياً: هرمونات الغدة الجار-درقيه: Parathyroid Hormone او PTH

ترتفع في حالات نشاط الغده الدرقية ويزيد افرازه في حالات نقص الكالسيوم في الدم. وينقص افرازه في حالات زيادة الكالسيوم ونقص الماغنسيوم في الدم.

ثالثاً: هرمونات الغدة الكظرية او كما يسمونها الجار-كلويه:

Catecholamines : يزيد افرازه في حالات الضغط النفسي.

(VM A) (Vanillylmandelic Acid) يدل على كفاءة عمل الغده الكظرية وهذا الهرمون يقاس في البول.

Cortisol : الكورتيزون المشهور.يزيد في حالات الضغط النفسي والسمنة.

رابعاً:: الهرمونات التناسليه: Testosterone هرمون الذكوره.

(E2) (Oestradiol) : هذا الهرمون يستخدم في حالات تأخر البلوغ. ومشاكل الخصويه.

Progestrone : يفرز من المبيض ممكن يزيد في حالات اورام الرحم والمبيض والحمل خارج الرحم.

(LH) (Luteinizing Hormone) / هذا الهرمون يحرض افراز البروجسترون والاستروجين.

(FSH) (Follicle Stimulating Hormone) / مفيد لنمو الحيوانات المنوية وسلامة المبيض.

(BHCG) (Human Chorionic Gonadotrophin) هذا اختبار الحمل

خامساً::هرمونات الغدة النخاميه: (GH) (Growth Hormone) هرمون النمو

(Prolactin (PRL) هرمون الحليب.

(ADH) (Antidiuretic Hormone) يزيد من امتصاص الماء من الكلية وبالتالي تقليل كمية البول.

سادساً: هرمونات البنكرياس وطبعاً معروفه للجميع وكل هرمون يعمل عكس الثاني:

Insulin : الانسولين الذي يحرق الجلوكوز ويخزن الطاقه على شكل جلايكوجين في الكبد.

Glucagon : الجلوكاجون يفكك الجلايكوجين ويطلق الجلوكوز في الدم وهذا الهرمون يزيد في حالات الضغط النفسي.

سابعاً::هرمونات الكليه : Renin

يزيد من امتصاص الصوديوم في الكلية فلما يزيد الصوديوم يسبب زياده ضغط الدم.

Erythropoietin : يتحكم في تصنيع كريات الدم الحمراء.

نستنتج ان الهرمون سوف يزيد لما يعاني الشخص من انيميا ويزيد في حالات الحمل والفشل الكلوي.

أولا الدم:

الصفات الفيزيائية للدم

اللون

لون الدم أحمر وذلك نتيجة لوجود مركب الهيموجلوبين الذي يكسب الدم هذا اللون وتختلف درجة هذا اللون تبعاً لنوع الدم فهو أحمر فاتح في دم الشرايين وذلك نتيجة لوجود الأكسجين وأحمر قاتم في دم الأوردة نتيجة لوجود ثاني أكسيد الكربون.

اللزوجة

تبلغ لزوجة الدم خمسة أضعاف لزوجة الماء، فهي في الرجال تبلغ 4.7 وفي النساء 4.3 وتعتمد لزوجة الدم بشكل أساسي على البروتينات الموجودة في البلازما وبالأخص بروتين الفيبرينوجين.

الكثافة النوعية للدم

تتراوح في الرجال ما بين 1.057 – 1.067 وفي النساء ما بين 1.051 – 1.061 وهي تعتمد على المواد المنحلة في البلازما مثل البروتين وكريات الدم الحمراء.

درجة حموضة الدم pH

يميل الدم إلى القلوية حيث تبلغ درجة الـ pH في دم الشرايين 7.4 وفي دم الأوردة 7.35 .

مكونات الدم

يتكون الدم من جزئين هامين هما:

- البلازما (Plasma) وتشكل 55 % من الحجم الكلي للدم.

- خلايا الدم (Blood cells) وتشكل 45% من الحجم الكلي للدم.

أولاً : البلازما (Plasma)

هي عبارة عن الجزء السائل الذي تسبح فيها خلايا الدم، وهي ذات لون أصفر باهت ويشكل الماء نسبة 90 % من الحجم الكلي للبلازما وهذا شيء مهم إذا ما علمنا أن الماء مذيب جيد لكثير من المواد والجزئيات وبالتالي هذا يجعله وسطاً فعالاً لنقل جزيئات المواد الغذائية المذابة فيه، أما النسبة الباقية وهي الـ 10% تتكون من التالي:

- بروتينات الدم (الألبومين، الجلوبيولين، الثرومبين والفيبرينوجين).

- مواد غذائية كالكسكريات والدهون والفيتامينات والأنزيمات والهرمونات.

- مواد إخراجية مثل اليوريا والكرياتينين وحمض اليوريك.

- مواد غير عضوية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والكلور والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الأخرى.

يمكن الحصول على البلازما بعملية الطرد المركزي بعد إضافة مادة مانعة للتجلط حيث تترسب خلايا الدم.

ثانياً : خلايا الدم (Blood cells):

- خلايا الدم البيضاء (White Blood Cells) W.B.C.

- كريات الدم الحمراء (Red Blood Cells) R.B.C .

- الصفائح الدموية (Blood Platelets) .

كيفية التعامل مع الدم

أخذ العينات

تؤخذ عينات الدم غالباً بعد امتناع المريض عن الطعام والشراب طيلة الليل وبخاصة إذا كان المطلوب تحليل الكوليسترول أو الجلوكوز .
يؤخذ الدم عندما نحتاج المصل للتحليل في أنبوب نظيف وجاف لمنع تلوث الدم وتحلله والمقصود من تحلل الدم تهتك الخلايا الحمراء المترافق مع تحرر الهيموجلوبين والمكونات الأخرى للخلايا إلى السائل المحيط بها سواء كانت مصل أو بلازما .
وعند حدوث تحلل الدم يتلون المصل بالأحمر بدلاً من لونه الطبيعي الأصفر الفاتح وقد تتركز مادة ما في الجزء الخلوي من الدم بصورة أعلى من تركزها في المصل أو البلازما ولذلك قد يعطي التحليل نتائج مرتفعة وخاطئة كما في حالة البوتاسيوم والحديد والزنك وغيرها.

أما عندما نحتاج كامل الدم للتحليل تؤخذ العينة في أنبوب يحتوي مضاد تخثر و يستعمل مضاد تخثر واسع الانتشار هو أوكسالات البوتاسيوم بتركيز 1 مغ مل دم .
وإذا توجب المحافظة على العينة في جو لاهوائي كما هو الحال في تحليل CO2 يجب إضافة زيت معدني إلى أنبوب أخذ العينة وهذا الزيت أخف من الدم ويشكل طبقة علوية تغطي الدم.

ويضاف في بعض الأحوال مادة حافظة مع المادة المانعة للتخثر ويشاع استعمال فلوريد الصوديوم كمادة حافظة للعينات المستعملة لتحليل الجلوكوز وهذه المادة مثبثة للأنزيمات التي تؤدي إلى التكسر الأنزيمي لجلوكوز أو ما يسمى تحلل الجلوكوز .
يمكن خزن العينات بشكل عام لمدة يوم أو يومين بالتبريد .

فحوص أمراض الدم

كيفية الحصول والتعامل مع عينات الدم

1- الدم الطرفي من الشعيرات الدموية

يجب مراعاة الآتي عند سحب الدم الطرفي :

مكان الوخز : شحمة الأذن أو طرف الإصبع في البالغين وعقب القدم في الأطفال حديثي الولادة. يكون مكان سحب العينة دافئاً. يكون الدم متدفقاً.


أقل درجة ممكنة من الضغط قرب مكان السحب حتي لا تخفف العينة بالسوائل الخلوية.

يطهر المكان بكحول ايثيلي 70% ويترك ليجف.

يوخز بشكاكة معقمة (lancet Sterile disposable) وتمسح أول نقطة.

يسحب الدم المتدفق بعد ذلك باستخدام ماصات أوتوماتيكية ثم يوضع في المحاليل المخصصة لعد الدم أو الهيموجلوبين.

2- الدم الوريدي: يعتبر الدم الوريدي افضل عينة لأجراء اختبارات الدم مع مراعاة آلاتي عند سحب العينة :



1. يفضل ان يكون ذراع المريض دافئا لاستمرار انسياب الدم في الاوردة.
2. يربط ذراع المريض فوق المرفق بواسطة رباط مطاطي (Tourniquet).
3. يمسح الجلد بواسطة كحول ايثيلي 70% ويترك ليجف.
4. يتم اخذ العينة بواسطة محقن بلاستيك يستخدم لمرة واحدة (Disposable).
5. يفك الرباط المطاطي قبل سحب المحقن من الذراع.
6. يضغط علي مكان اخذ العينة لعدة دقائق بقطعة قطن جافة.
7. ينقل الدم من المحقن إلى الحاوية المخصصة له بعناية.

يختلف التعامل مع العينة بعد سحبها تبعا لنوع الاختبار المطلوب :

أ- إذا كان المطلوب أن يؤخذ مصل من العينة (serum) تنقل العينة إلى أنبوبة نظيفة ومعقمة وتترك لتتجلط في حضانة أو حمام مائي درجة حرارته 37° حتى تبدأ الجلطة في الانكماش ويفضل المصل.

ب- اذا كان المطلوب منع تجلط الدم : توضع العينة في حاوية تحتوي علي مادة مضادة للتجلط وتقلب برفق.



Plasma Separating Tubes (PST)

| Top Color | Additives | Principle | Uses |
|------------|-----------------------------------|--|--|
| Lavender | EDTA | -The strongest anti-coagulant - Ca^{+2} chelating agent - To preserve blood cells components | - Hematology - Blood bank (ABO) - HbA1C (Glycosylated Hb) |
| Light Blue | Sodium Citrate | Ca^{+2} chelating agent | - PT: Prothrombin Time - PTT: Partial Thromboplastin Time (in case of unexplained bleeding and liver disease) |
| Green | Sodium Heparin or Lithium Heparin | Heparin binds to Thrombin and inhibits the second step in the coagulation cascade (Prothrombin \rightarrow Thrombin) Heparin Fibrinogen $\not\rightarrow$ Fibrin | Enzymes Hormones Electrolytes (Na^+ , K^+ , Mg^+ , Cl^-) |

| Top Color | Additives | Principle | Uses |
|------------|--|---|--|
| Black | Sodium Citrate | Ca ²⁺ chelating agent | ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) to test how much inflammation in the patient, unexplained fever, Arthritis, Autoimmune Disorder |
| Gray | -Sodium Fluoride → -Potassium Oxalate → | Glycolysis inhibitor Anti-Coagulant | Glucose tests |
| Royal Blue | Heparin Na-EDTA | Anti-Coagulant Tube should not be contaminated with metals | Toxicology Trace Elements and metals |
| Yellow | ACD (Acid-Citrate Dextrose) | Anti-Coagulant | DNA Studies Paternity Test HLA Tissue Typing (Human Leukocyte Antigen) The body used this protein to differentiate the self-cells from non-self cells |

Serum Separating Tubes (SST)

| Top Tubes | Additives | Principle | Uses |
|-----------|--|---|--|
| Red | ----- Sometimes it has gel or silicon at the bottom of tube to reduce hemolysis | Enhancing the formation of blood clot | Serology -Antibodies -Hormones -Drugs Virology Chemistry Blood cross matching before blood transfusion |
| Gold | ----- It has gel at the bottom of the tube to separate serum from the blood | Serum separating from the blood through the gel in the tube | Serology Chemistry |

المواد المضادة لتجلط الدم (Anticoagulants)

1- اديتا "EDTA" acid acetic Ethylene diamine tetra

تستخدم أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم وتعتبر مانع التجلط المفضل لأغلب فحوص أبحاث الدم حيث أنها تحافظ علي شكل وحجم كريات الدم الحمراء والبيضاء.

2- ثلاثي سترات الصوديوم (Citrate H2 O) Trisodium)2 Hs07 Na3 C6)

(32 جم سترات / لتر ماء مقطر) يستخدم لأجراء سرعة الترسيب بإضافة 4 أحجام دم إلى حجم واحد سترات (1.6 مل دم + 0.4 مل سترات). يعتبر مانع التجلط المفضل في أبحاث التجلط وذلك بإضافة 9 أحجام دم إلى حجم واحد سترات الصوديوم وترج جيدا بمجرد وضع الدم.

3- هيبارين

يستخدم في اختبار هشاشية كرات الدم الحمراء الهيبارين في عمل صورة الدم حيث انه يؤدي إلى تجمع كريات الدم البيضاء ويعطي خلفية زرقاء للشريحة. يستخدم الهيبارين بتركيز 15 – 20 وحدة دولية / مل دم.

4- أوكسالات البوتاسيوم :

20 – 30 مجم / 10 مل دم يعمل علي ترسيب جزئيات الكالسيوم وبذلك يمنع عملية التجلط.

5- فلوريد الصوديوم :

10 مجم / مل دم يستخدم مع اوكسالات البوتاسيوم (3 أجزاء اوكسالات + جزء فلوريد) يمنع Metabolism (التمثيل الغذائي) لكرات الدم الحمراء وتكاثر البكتريا. والثاني بالنسبة للمصل الذي ذكرته فهو تسمية غير صحيحة لأن الاسم الصحيح هو السيرم serum, هو الناتج من فصل الدم بدون اضافة مادة مانعة للتجلط . أما المصل Antiserum وهو الناتج من فصل الدم بدون مادة مانعة للتجلط لكن محتوي على أجسام مضادة لantigene معين وغالبا ما يكون عن طريق حقن حيوان التجارب بشيء ممرض معين فيكون جسمه أجسام مضادة له كرد فعل مناعي ونأخذ هذا الantiserum نستعمله في التطعيم ضد بعض الأمراض.

الرقم الهيدروجيني للدم (PH)

يوجد الدم في 3 أوعية

* شرياني : ويميل فيه الدم للصفة القلوية 7.45 ويستعمل عادة لفحوص كفاءة التنفس محتوي الجلوكوز به اكبر من الوريدي.

* ويريدى :
ويميل الى الصفة الحامضية 7.35 وذلك لمحتوى البلازما العالى من حمض الكربونيك
الناتج من ذوبان CO2 فيه ويستعمل فى كثير من التحليلات محتوى اللاكتيك اسيد اكبر
من الشريانى.
* شعيرات دموية :
وهو نفس خصائص وقلوية الدم الشريانى الا انه صعب الحصول عليه

فحوص أمراض الدم صورة الدم الكاملة

أ- تقدير نسبه الهيموجلوبين فى الدم

أ- طريقة جهاز ساهلي :

تعتمد هذه الطريقة علي مقارنة الألوان وفيها يتحول الهيموجلوبين بواسطة حمض الهيدروكلوريك إلى هيماتين حمضي ويتكون هذا الجهاز من ثلاثة أنابيب - اثنتان ملونتان والثالثة (التي توجد بالمنتصف)

تستعمل لأجراء الاختبار وهذه مدرجه لكي تعطي قراءة الهيموجلوبين بطريقتين :
اما بالنسبة المئوية (%) أو بالجرام (جم).

كيفية العمل :

1. يؤخذ دم من الإصبع بواسطة ماصة الهيموجلوبين حتى العلامة (0.02 ملل) .
2. تمسح الماصة من الخارج حتى لا يعلق بها أي دم زائد.
3. توضع هذه الكمية من الدم في أنبوبة جهاز ساهلي موضوع بها حمض هيدروكلوريك مخفف (10/1 ع يد كل) حتى العلامة 20%.
4. ترج الأنبوبة جيدا وتترك لمدة 10 دقائق حتى يتحول الهيموجلوبين إلى أحد مشتقاته الملونة.
5. لاحظ اللون بعد ذلك: لو كان الناتج اغمق من لون الأنابيب الأخرى ضع بواسطة ماصة باستير حمض يد كل المخفف بالتدرج نقطة نقطة حتى يصبح اللون مماثلا في الأنابيب الثلاثة.
6. اكتب قراءة الهيموجلوبين بواسطة التدرجيين الموجودين علي الأنبوبة (جم%) وبالنسبة المئوية.

ب- تقدير الهيموجلوبين بطريقة الدراكن : Drabkin Method

تقدر كمية الهيموجلوبين بقياس اللون الناتج عن اتحاده بالسيانيد بجهاز قياس الطيف الضوئي (Spectrophotometer)

ويجب ان يكون لون محلول التخفيف اصفر باهتا رائقا يعطي درجة امتصاص صفر عند قراءته علي جهاز القياس الطيفي عند طول موجي 540 نانوميتر باستعمال الماء المقطر (Blank) تنتج الشركات كاشف لتقدير الهيموجلوبين بطريقة السيانيد يتم تخفيفه باتباع إرشادات الشركة المنتجة.
يحفظ محلول التخفيف في زجاجة بنية اللون لعدة شهور في درجة حرارة الغرفة.

كيفية العمل :

1. يوضع 5 مل محلول درا بكين + 20 ميكروليتر (ul20) دم باستخدام ماصة أوتوماتيكية (أو ماصة الهيموجلوبين) .

2. ترج الأنبوبة تم تترك لمدة 3 – 5 دقائق حتى يتم التفاعل .
 3. يقرأ علي طول موجي 540 نانوميتر بعد ضبط صفر الجهاز باستخدام محلول درابكين.
 4. تقرأ عينة قياسية (Standard) علي الجهاز.
- طريقة أعداد منحني قياسي وجدول قياسي :
- تعمل تخفيفات متتالية من المحلول القياسي Standard المعروف درجة تركيزه كآلاتي : 2:1 و 3:1 و 4:1 و 5:1 وتقرأ هذه التخفيفات بعد ضبط صفر الجهاز بمحلول درابكين.
- يرسم منحني بياني تقدير الهيموجلوبين بالجرام / لتر في كل قراءة ومنه يمكن عمل جدول قياسي لكافة القراءات وينصح بقياس المحلول القياسي عند تغيير الكاشف أو اجراء صيانة للجهاز.
- المعدل المرجعي :

| الفئة | النسبة بالجرام |
|----------------------|-------------------|
| الرجال | 13-18 جم % |
| السيدات | 11.5 - 16.5 جم % |
| أطفال (حديث الولادة) | 16.5 - 19.5 جم % |
| أطفال (ثلاثة شهور) | 9.5 - 13.5 جم % |
| أطفال السنة الأولى | 1.05 - 13.5 جم % |
| أطفال السنة الأولى | 1.05 - 13.5 جم % |
| أطفال 3 - 6 سنوات | 12 - 14 جم % |
| أطفال 10 - 12 سنة | 11.5 - 14.5 جم % |
| سيدات حوامل | لا يقل عن 11 جم % |

2- العد الكلي لكرات الدم الحمراء Counting R.B.Cs

- العد بواسطة المجهر وشريحة العد Haemocytometer كيفية العمل :
1. يخفف الدم 200:1 في محلول التخفيف وذلك بإضافة 20 ميكروليتر دم إلى 4 مل محلول في أنبوبة وازمان (يمكن اخذ العينة بواسطة الماصة ذات الانتفاخ والمقسمة 0.5 – 1 – 101 وذلك بسحب الدم حتى 0.5 ثم التكملة حتى 101 بمحلول التخفيف).
 2. ترج الأنبوبة جيذا لمدة دقيقتين علي الأقل (أو الماصة).
 3. تملأ شريحة العد بماصة شعرية أو ماصة باستير بعد وضع غطاء الشريحة.

4. تعد كريات الدم الحمراء بواسطة العدسة الشيئية X 10 أو X40 علي أن يدخل في العد الكريات التي تمس القاع والحدود الشمالية للمربعات الصغيرة في 5 مربعات من المربع الأوسط للشريحة (المربعات الأربعة علي الأطراف + المربع الأوسط).

طريقة العد :

خمس مربعات من المربع الأوسط في شريحة العد .

الحساب :

عدد كريات الدم الحمراء /مم³ = عدد الكريات * 10000

أسباب الزيادة في عدد كريات الدم الحمراء :

نقص الأكسجين – أمراض القلب وأمراض تليف الرئتين ووجود بعض أنواع الهيموجلوبين غير الطبيعي.

أ- أخطاء تؤدي إلى زيادة العدد

1. حجم الدم أكثر من 20 ميكروليتر أو حجم المحلول اقل من الحجم المطلوب.
2. عدم مزج العينة جيدا مع محلول التخفيف.
3. توزيع كريات الدم الحمراء في شريحة العد غير متوازن.
4. مل خاطئ لشريحة العد.
5. عد جميع كريات الدم الحمراء الملامسة للخطوط الجانبية.

أسباب نقص كريات الدم الحمراء :

أمراض الدم مثل اللوكيميا وفشل النخاع العظمي الخ

ب- أخطاء تؤدي إلى نقص العدد:

1. حجم الدم اقل من 20 ميكروليتر أو حجم المحلول اكثر من الحجم المطلوب.
2. إرجاء العد لمدة طويلة.
3. وجود جلطة صغيرة في العينة.
4. وجود فراغات هوائية أو شوائب.
5. استعمال شريحة غير نظيفة.

المعدل المرجعي :

| الفئة | النسبة – ملليمتر المكعب |
|---------------------|----------------------------------|
| الرجال | 4.5 – 6.5 مليون / ملليمتر المكعب |
| النساء | 3.8 – 5.8 مليون / ملليمتر المكعب |
| أطفال (3 شهور) | 3.2 – 4.8 مليون / ملليمتر المكعب |
| أطفال (3 – 6 أعوام) | 4.1 – 5.5 مليون / ملليمتر المكعب |
| أطفال (10 – 12 عام) | 4 – 5.4 مليون / ملليمتر المكعب |

3- العد الكلي لكريات الدم البيضاء : Counting Leucocytic Total

بواسطة المجهر وشريحة العد Haemocytometer
محلول التخفيف يحلل كريات الدم الحمراء ويصبغ انويه كريات الدم البيضاء بلون بنفسجي فيسهل عدّها.

كيفية العمل :

- 1- يخفف الدم 2:1 باستخدام الماصة ذات الانتفاخ المدرجة 0.5 ، 1 ، 11 بملئها بالدم حتى علامة 0.5 ثم بالمحلول حتى علامة 11.
- 2- يمكن عمل نفس التخفيف 20 ميكروليتر إلى 0.38 مل من المحلول (باستخدام الماصة الأوتوماتيكية) في أنبوبة زجاجية.
- 3- ترج الأنبوبة جيدا.
- 4- تملأ شريحة العد بواسطة ماصة باستير بعد وضع غطاء زجاجي للشريحة.
- 5- تعد كريات الدم البيضاء في المربعات الأربعة الخارجية باستخدام العدسة الشيئية (10*) للمجهر.

الحساب :

عدد كريات الدم البيضاء /مم³ :
عدد الكريات * 2/100 = عدد الكريات * 50

أسباب الزيادة في عدد كريات الدم البيضاء:

1. زيادة فسيولوجية أثناء الحمل والولادة ، عقب مجهود عضلي وفي الأطفال حديثي الولادة (18000 – 25000/مم³).
2. زيادة مرضية – العدوي بالميكروبات العنقودية والسبحية مثل التهاب اللوزتين والزائدة الدودية والتهاب حوض الكلي – الدرن.
- أمراض الحساسية والجلدية والطفيليات. العدوي بالفيروسات. الأورام الخبيثة وسرطان الدم.

أسباب النقص في عدد كريات الدم البيضاء:
العدوي ببعض الفيروسات. فشل النخاع العظمي. التيفود والباراتيفود.
المعدل المرجعي :

| الفئة | النسبة / مم 3 |
|-----------------------|----------------------|
| البالغين | 4000 – 11.000 / مم3 |
| أطفال (عام) | 6000 – 18.000 / مم3 |
| أطفال (4 – 7 أعوام) | 5000 – 15.000 / مم3 |
| أطفال (8 – 12 عام) | 4.500 – 13.500 / مم3 |

قياس سرعة الترسيب Sedimentation Rate

طريقة وسترجرين : Westergren

أنبوبة وسترجرين :

أنبوبة طويلة مستقيمة طولها 30 سم وقطرها 2.55 مم
مدرجة من اعلي إلى اسفل من صفر – 200.
يستخدم حامل أنابيب خاص توضع فيه أنابيب الترسيب
بصورة عمودية ومحكمة حتى لا يتسرب الدم من الأنبوبة .
يجري الاختبار في درجة حرارة الغرفة.

كيفية العمل :

1. يوضع 1.6 مل دم علي 0.4 مل من محلول 3.8% سترات الصوديوم كمانع للتجلط (4 أحجام دم إلى حجم واحد سترات).
2. ترج عينة الدم ثم يسحب في أنبوبة وسترجرين الي علامة الصفر.
3. تثبت الأنبوبة في حامل الأنابيب الخاص
في وضع عمودي بعيدا عن أي اهتزازات وضوء الشمس المباشر.
4. يقرأ ارتفاع عمود البلازما الرائق فوق مستوي الخلايا المترسبة بعد مرور ساعة.

| | | |
|------|----------------|-----------|
| رجال | 17 – 50 سنة | 1 – 7 مم |
| | اكثر من 50 سنة | 2 – 10 مم |

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 3-9 مم | 17-50 سنة | سيدات |
| 5-15 مم | اكثر من 50 سنة | |

أهمية سرعة الترسيب:

1. تشخيص وجود المرض.
 2. متابعة المريض لمعرفة سير العلاج.
 3. معرفة المضاعفات التي قد تطرا علي المريض.
- تزيد سرعة الترسيب في الأحوال المرضية مثل :
1. تزيد زيادة غير مؤثرة في حالات الالتهابات البسيطة.
 2. الحمي الروماتيزمية.
 3. الدرن.
 4. الالتهاب الرئوي.
 5. الأنيميا.
 6. سرطان الدم.

تزيد سرعة الترسيب في بعض الحالات الفسيولوجية مثل الدورة الشهرية والحمل والرضاعة.

العد النوعي لكريات الدم البيضاء

Leucocytic Count Differential

تحضير أفلام الدم :

1. تنظف الشرائح جيدا قبل استعمالها مباشرة.
2. توضع نقطة صغيرة من الدم علي بعد 1 - 2 سم من أحد أطرافها في منتصف الشريحة.
3. تفرد نقطة الدم باستعمال شريحة أخرى طرفها أملس ناعم (ويفضل أن يقل عرضها عن الأولى) يوضع هذه الشريحة فوق الشريحة الأولى بزاوية 45° وتحرك إلى الوراء حتى تفرد نقطة الدم وتملأ خط التماس بين الشريحتين.
4. يفرد الفيلم بسرعة وبخفة إلى الأمام.
5. يترك الفيلم في الهواء ثم يصبغ بصبغة ليشمان.

مواصفات الفيلم الجديد :

1. متوسط السمك.
2. يملأ ثلثي الشريحة.
3. له راس وذيل.
4. الدم المفرد غير متقطع علي الشريحة.

طريقة صبغ الأفلام (صبغة ليشمان):

1. توضع الشريحة علي حامل حوض الصبغة.
2. توضع الصبغة وتترك لمدة 2 – 3 دقائق.
3. يضاف ماء مقطر ضعف كمية الصبغة ويتم مزج الماء بالصبغة.
4. تترك الصبغة المخففة لمدة 7 – 10 دقائق علي الشريحة.
5. تغسل الشريحة بالماء الجاري لمدة دقيقتين ويترك الفيلم ليجف وتنظف الجهة الأخرى من الشريحة لإزالة بقايا الصبغة.

طريقة فحص الأفلام :

تعد كريات الدم البيضاء باستخدام العدسة الزيتية في خط يقطع الفيلم بالعرض من الرأس للذيل بعيدا عن الأطراف الجانبية حتى يتم عد 100 خلية بيضاء. لتحقيق نتيجة أكثر دقة يعد 200 خلية بيضاء. بعد عد الخلايا البيضاء عدا نوعيا نسبيا يحول هذا الرقم النسبي الي القيمة المطلقة (الكاملة) value Absolute.

المعدل المرجعي :

| قيمة مطلقة | نسبة مئوية | |
|------------------------------------|------------|---------------------------|
| 2 - 7.5 X 10 ⁹ / لتر | 40 - 75% | نيوتروفيل (Neutrophil) |
| 1.5 - 4 X 10 ⁹ / لتر | 20 - 45% | ليمفوسيت (Lymphocyte) |
| 0.2 - 0.8 X 10 ⁹ / لتر | 2 - 10% | مونوسيت (Monocyte) |
| 0.04 - 0.4 X 10 ⁹ / لتر | 1 - 6% | إيزينوفيل (Eosinophil) |
| 0.02 - 0.1 X 10 ⁹ / لتر | 1% | بازوفيل (Basophil) |

الجلوكوز

هو السكر الرئيسي في دم الانسان وهو مصدر للطاقة لجميع انسجة الجسم. إن النسبة الطبيعية لـ الجلوكوز في الدم تتراوح ما بين 70 – 110 مجم لكل 100 مليلتر دم بشرط أن يكون الإنسان صائماً لفترة 8 – 12 ساعة، وهذه النسبة ترتفع إلى 120 – 150 مجم لكل 100 مليلتر دم بعد وجبة مواد كربوهيدراتية وهذا ما يسمى بالإرتفاع الفسيولوجي لسكر الدم (Hyperglycemia Physiological) وهذا الارتفاع لا يلبث أن يعود إلى النسبة الطبيعية للصائم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الأكل.

وأثناء الصيام لفترة طويلة (12 – 18 ساعة) ينخفض مستوى السكر في الدم إلى 60 – 70 مجم كل 100 مليلتر دم ، وتسمى هذه الحالة بـ "الانخفاض الفسيولوجي للسكر في الدم " Physiological Hypoglycemia).

(أ) تحليل السكر (تحليل الجلوكوز)

ينتظم مستوى الجلوكوز بالدم بوجود توازن بين عمل هرمون الانسولين (Insulin) من جهة وعمل الهرمونات المضادة للإنسولين (Anti-Insulin) من جهة أخرى. وهذه الهرمونات المضادة هي الجلوكاجون (Glucagons) والادرينالين (Adrenaline) والجلوكوز كورتيزول (Glucocorticoid) وهرمون النمو (Hormone Growth) وأخيراً الثيروكسين (Thyroxin). حيث يؤدي عمل هرمون الانسولين الى خفض مستوى السكر في الدم، بينما يؤدي عمل الهرمونات المضادة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولذلك لا بد أن يكون هناك توازن بين عمل كل منهما حتى يحتفظ الدم بالتركيز الطبيعي للسكر. عموماً فإن ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر بالدم هي اعراض غير واضحة لحدوث عملية التمثيل الغذائي الغير طبيعي للجلوكوز.

اسباب ارتفاع مستوى السكر في الدم

مرض البول السكري (Mellitus Diabetes) ، الفرق في وظيفة أي من الغدد الاتية: الدرقية، الكظرية والنخامية، وأحياناً يرتفع السكر في بعض امراض الكبد.

اسباب انخفاض مستوى السكر في الدم:

فرط افراز الانسولين ، قصور في عمل الغدة فوق الكلوية والغدة النخامية، وأحياناً في فشل الكبد. وينخفض السكر أيضاً مع الاستعمال السيء لادوية خفض نسبة السكر ، وعند حدوث حساسية عن بعض الناس لوجبات معينة.

وينتج من ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم ما يسمى بـ "غيوبه السكري".

غيبوية السكر:

هناك نوعان من غيبوبة السكر:

أ- غيبوبة ارتفاع السكر (Hyperglycemic Coma):

وهي حالة يفقد فيها الانسان وعيه نتيجة ارتفاع السكر, واسبابها هي إهمال علاج السكر خاصة النوع الاول منه.

اما اعراض غيبوبة السكر فتشمل:

1- زيادة معدل التنفس.

2- رائحة الاسيتون (الذي تشبه رائحته الكحول) بالفم.

3- النبض يكون سريعاً وضعيفاً جداً.

4- الجلد يكون جافاً واللسان كذلك.

ومن التحاليل يتبين وجود ارتفاع شديد للسكر بالدم ووجوده أيضاً بالبول ونجد أجسام كيتونية Ketones

(Bodies) و هي عبارة عن مركبات كحولية سامة تنتج عن تخمر السكر في البول.

وينصح الاطباء مريض السكر بتنظيم علاج السكر والالتزام بالحمية في الوجبات الغذائية اليومية لعدم

تكرار مثل هذه الغيبوبة بالمستقبل.

ب- غيبوية انخفاض السكر (Hypoglycemic Coma):

تحدث دائماً مع الاستعمال السيء للأدوية المخفضة للسكر، مع اهمال بعض الوجبات ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستوى السكر بالدم عن 60 مجم لكل 100 مليلتر في الدم، مؤدياً إلى الغيبوبة لأن المخ قد تعود على نسبة عالية من السكر.

أعراضها هي:

1- معدل التنفس طبيعي.

2- رائحة الفم طبيعية.

3- النبض سريع وقوي.

4- الجلد يكون مبتلاً نظراً للعرق الشديد.

وفي التحاليل يتبين انخفاض مستوى السكر بالدم، وعدم وجوده في البول وتواجد اجسام كيتونية بالبول.

وينصح الاطباء في حدوث مثل هذه الغيبوبة بتناول أي مادة سكرية مثل قوالب السكر ، مع الاستعمال السليم لحقن

الانسولين، واقراص علاج مرض السكر.

(ب) مرض البول السكري (Mellitus Diabetes):

هو مرض يتميز بارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم وتواجده في البول وتعدد مرات التبول والجوع المتكرر والعطش الكثير ،

وكما سبق ذكره فإن من اهم اسباب مرض البول السكري هو نقص المعدل بين هرمون الأنسولين والهرمونات المضادة

للانسولين.

وهناك نوعان من مرض البول السكري:

(1) مرض البول السكري المعتمد في علاجه على الأنسولين

(Diabetes Mellitus Insulin Dependent) وتختصر بـ (IDDM):

ويسمى أيضاً بالنوع الأول من مرض السكر (Type 1)

وعادة يحدث في سن ما قبل 30 - 40 سنة، ومريض السكر من هذا النوع عادة يكون نحيفاً ومستوى الإنسولين بالدم يكاد يكون منعدماً ، ويعالج فقط بحقن الإنسولين، ولذلك يسمى (IDDM)، وهذا النوع يمكن ان يكون وراثياً.

(2) مرض البول السكري الذي لا يعتمد في علاجه على الأنسولين (Insulin Dependent -Non)

(Diabetes Mellitus) وتختصر بـ (NIDDM):

ويسمى بالنوع الثاني من مرض السكر (Type II)، وهو ابسط من النوع الأول، ويحدث عادة بعد سن الأربعين ، ويتميز مريض هذا النوع بالسمنة، ويوجد عنده أنسولين ولكن لا يفرز بكمية كافية من البنكرياس ولا يُستفاد منه لان هناك نقص في مستقبلات الأنسولين في الانسجة، وأيضاً هناك مقاومة للأنسولين. وعادة يعالج بالاقراص المخفضة للسكر في الدم والتي تساعد على افراز الانسولين الموجود بالبنكرياس. ويتميز مرض البول السكري بخلل في التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية وفقدان الإتزان بين الماء والأملاح مما يؤثر على المدى الطويل (لعدة سنوات) على معظم أعضاء الجسم خاصة الجهاز العصبي والكلى والعين.

(ج) الفحوصات الخاصة بالسكر:

1- تحليل السكر في الدم:

يوجد عدة طرق للكشف عن السكر في الدم والبول منها:

اعتماداً على قوة الاختزال الخاصة بالسكر (الجلوكوز) فإنه يمكن

- استخدام محلول فهلينج (Fehling) أو بندكت (Benedict) للكشف عن الجلوكوز في البول حيث يتحول لونهما الأزرق إلى راسب أحمر مع التسخين.
- استخدام الشرائط (Strips) التي تحتوي على أنزيم أوكسيد الجلوكوز (Glucose Oxidase) وهذا التحليل أشمل وأدق من سابقه.
- استخدام أجهزة تحليل الجلوكوز (Glucose Analyzer) وهذه تعتمد على إختزال الجلوكوز بواسطة إنزيم (Glucose Oxidase) وخروج الاكسجين الذي يتم تقديره عن طريق قياس قطب الأوكسجين (Oxygen Electrode) ومن ثم قياسه إلكترونياً بواسطة هذه الأجهزة، وتعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق في تحليل الجلوكوز في المختبرات الطبية.

2- تحليل السكر العشوائي (Blood Glucose Random):

فائدته فقط أنه يعطي فكرة عامة عن مستوى السكر في دم المريض حيث يتم تحليل العينة في أي وقت خلال اليوم ، وتؤخذ نتائج هذا التحليل إلى الطبيب ليقوم بتقويم حالة المريض.

3- تحليل سكر الصائم (Blood Glucose Fasting) :

يجرى هذا التحليل على المريض بحيث يكون صائماً من 8 - 12 ساعة علماً أن المستوى الطبيعي للسكر في الدم يتراوح ما بين 70 - 110 مجم لكل 100 مليلتر دم، فإذا زادت النسبة عن 120 فهذا مؤشر

لحدوث الإصابة بالسكر في المستقبل، وإذا تجاوزت 130 فهذا يعتبر مريضاً بالسكر، ويتم التأكد من ذلك بإعادة التحليل لفترتين أو 3 فترات متتابة على الأقل بفاصل اسبوع بين كل قياس.

4- تحليل السكر بعد ساعتين من الأكل (Prandial Blood Glucose Post):

يتم هذا التحليل على المريض بعد وجبة طبيعية (أو 75 جرام جلوكوز) ثم نقيس له السكر في الدم بعد ساعتين من الأكل ، وفائدة هذا التحليل أنه يعطينا فكرة عن مستقبل حدوث مرض السكر عند هذا المريض وهل سوف سيحتاج إلى تحليل منحنى السكر أو لا.

فإذا تجاوزت النسبة 140مجم بعد ساعتين من الأكل فهذا يدل على ان هناك خللاً في عودة السكر إلى مستواه الطبيعي.

5- تحليل منحنى تحمل السكر (Tolerance Test Glucose)

ويختصر بـ (GTT):

يجرى هذ التحليل عندما يكون هناك شك في الإصابة بمرض السكر، ويعطينا فكرة عن احتمال الإصابة بالسكر من عدمه. عند إجراء التحليل لا بد أن يكون المريض صائماً من 8 - 12 ساعة ، ثم نأخذ عينة دم وبول ثم يتناول المريض جرعة جلوكوز مقدارها 75 جرام (أو 1 جم لكل كيلوجرام من وزن المريض) ثم نأخذ عينة دم وبول كل نصف ساعة لمدة 3 ساعات ونقيس السكر في كل عينة دم ، ونكشف عنه في كل عينة بول. في المنحنى الطبيعي يظهر أن مستوى السكر الصائم من 70 - 110 مجم ، ثم يصل إلى أقصى درجة وهي 120 - 130 مجم بعد ساعة ونصف ثم يعود إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى بعد 2 إلى 3 ساعات ، ويمكن ان ينخفض أقل من الطبيعي ثم يعود مرة أخرى لمستواه الطبيعي وذلك ما يسمى بـ " القذفة الأنسولينية" (Shot Insulin) وسببها زيادة إفراز الانسولين في بعض الأشخاص.

في منحنى مريض السكر يظهر أن مستوى سكر الصائم أكثر من 130 ويتعدى 180مجم بعد ساعة ونصف ثم ينخفض مرة أخرى ولكن لا يصل إلى نقطة البداية في خلال ساعتين ونصف.

إذا لم يرجع مستوى السكر إلى مستواه الطبيعي في خلال 2 - 3 ساعات ، فهذا مؤشر لإمكانية الإصابة بالسكر مستقبلاً علماً بأن سكر الصائم طبيعياً.

6- الهيموجلوبين السكري (Glycosylated Haemoglobin - HbA 1c)

الهيموجلوبين السكري عبارة عن بروتين (جلوبيولين) مرتبط مع الحديد في مجموعة Haem وهذا البروتين (الهيموجلوبين) مرتبط بسكر الجلوكوز وهناك أنواع عديدة من الهيموجلوبين ولكن ما يهمنا هو A1c لأنه يتميز بإرتباطه مع الجلوكوز ، حيث ترتبط نسبة قليلة من الهيموجلوبين لا تتعدى 5 - 10% من الهيموجلوبين بجلوكوز الدم ويطلق على هذ الجزء المرتبط (HbA1c).

نسبة ارتباط الجلوكوز بالهيموجلوبين يعتمد على مستواه في الدم ، فكلما زادت نسبة الجلوكوز إزدادت نسبة (HbA1c)، ولكن هذا الارتباط يتم ببطء وينفك ببطء، ولا تتأثر نسبة السكر المحملة عليه بالوجبات الغذائية ويعطينا مؤشراً عن نسبة السكر في الدم في خلال فترة حياة كريات الدم الحمراء وهي حوالي 120 يوماً ونسبته الطبيعية تتراوح ما بين 5 - 8% ويزداد في مرض السكر في حالة عدم الانتظام في العلاج وكذلك في مرض السكر من النوع الاول إذا كان المريض في حاجة إلى زيادة جرعة الإنسولين.

7- الفركتوزامين (Fructosamine):

يعتبر من أحدث وأدق الطرق للكشف عن مستوى السكر بالدم في الفترة من 15 - 20 يوماً السابقة للتحليل عند المريض بالسكر. وتستخدم هذه الطريقة في قياس نسبة البروتينات السكرية (Proteins Glycosylated) وذلك عن طريق قياس نسبة الفركتوزامين المرتبط بالبروتين ، ولا يتأثر هذا التحليل بالوجبات الغذائية.

(د) نصائح مهمة للمصاب بمرض السكري:

- 1- وعي المريض لحقيقة مرض السكر هو أساس العلاج.
- 2- إن إتباع الحمية الغذائية والقيام بالرياضة الجسمانية أهم دواء.
- 3- يجب أن يسعى المريض بالسكر إلى الوصول إلى الوزن المثالي تدريجياً الذي يحسب بطريقة تقريبية كالتالي (طول القامة بالسنتيمتر يطرح منها 103 كجم للرجال أو 105 كجم للنساء) والطبيب هو الذي يحدد الوزن المثالي للمريض بحسب العمر، الجنس ، الطول ، الوزن، طبيعة العمل ، نوع مرض السكر.
- 4- إن المشي يومياً نصف ساعة مرتين أو إستعمال الدراجة الثابتة في المنزل أو القيام بحركات جسمانية ربع ساعة مرتين باليوم من غير إجهاد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.
- 5- يفضل أخذ كأس كبير من الماء قبل الطعام أو شرب لتر ونصف من الماء يومياً.
- 6- يجب وزن الجسم وتسجيله اسبوعياً لمراقبة الوزن ، ويجب أن يكون الأكل في أوقات محددة وحسب نظام الوجبات اليومية دون إضطراب.
- 7- يجب الإكثار من المواد التي تكثير فيها الألياف (الخضراوات).



CE GLUCOSE-LQ


Glucose
GOD-POD. Líquido

Determinação quantitativa de glucose IVD

Conservar a 2-8°C

PRINCIPIO DO MÉTODO

A glucose oxidase (GOD) cataliza a oxidação de glucose a ácido glucônico. O peróxido de hidrogênio (H₂O₂), produzido é detectado mediante um receptor cromogênico de oxigênio, o fenol-ampirona na presença de peroxidase (POD):



A intensidade da coloração formada é proporcional à concentração de glucose presente na amostra testada^{1,2}

SIGNIFICADO CLÍNICO

A glucose é a maior fonte de energia para as células do organismo; a insulina facilita a entrada de glucose nas células.

A diabetes mellitus é uma doença que cursa com uma hiperglicemia, causada por um déficit de insulina^{1,2,3}. O diagnóstico clínico deve realizar-se tendo em conta todos os dados clínicos e laboratoriais.

REAGENTES

| | | |
|---|------------------------|------------|
| R | TRIS pH 7,4 | 92 mmol/L |
| | Fenol | 0,3 mmol/L |
| | Glucose oxidase (GOD) | 15000 U/L |
| | Peroxidase (POD) | 1000 U/L |
| | 4-Aminofenazona (4-AP) | 2,6 mmol/L |

PREPARAÇÃO

O reagente está pronto a ser utilizado.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

Todos os componentes do kit são estáveis, até à data de validade indicada no rótulo, quando os frascos são mantidos bem fechados a 2-8°C, protegidos da luz e se evita a contaminação durante a utilização.

Não usar reagentes com prazo de validade ultrapassado.

Indicadores de deterioração dos reagentes:

- Presença de partículas e turvação.
- Absorvância (A) do Branco a 505 nm ≥ 0,32.

MATERIAL ADICIONAL

- Auto-analisador MINDRAY BS-120 / BS-200E.
- Equipamento habitual de laboratório.

AMOSTRAS

Soro ou plasma, livre de hemólise⁴.

O soro deve ser separado o mais rapidamente possível do coágulo.

Estabilidade: A glucose no soro ou plasma é estável 3 dias a 2-8°C

VALORES DE REFERÊNCIA⁴

Soro ou plasma:
60 – 110 mg/dL ≈ 3,33 – 6,10 mmol/L

Estes valores são orientativos. É recomendável que cada laboratório estabeleça os seus próprios valores de referência.

APLICAÇÃO AO MINDRAY BS-120 / BS-200E

PARAMETROS

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Nome Abrev | GLU/GLU | R1 | 300 / 300 |
| Numero | ** | R2 | * |
| Nome | GLU / GLU | Volume da amostra | 1 / 1 |
| Num standard | | Branco R1 | |
| Modo | P.Final / P.Final | Branco mistura reagente | |
| Comp. onda primário | 510 / 505 | Inter. linearidade | 0mg/dL - 500mg/dL |
| Comp. onda secundário | | Linearidade | * |
| Direção | Aument / Aument | Limite Substrato | * |
| Tempo reacção | 1_33 / 0_33 | Factor | * |
| Tempo incubação | | Elitico Prozone | * |
| Unidades | mg/dL / mg/dL | q1 | q2 |
| Precisão | Interco / Interco | q3 | q4 |
| | | PC | Abn |

CALIBRAÇÃO (Cal. - 3x semanal)

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Tipo curva | Linear um ponto / Linear dois pontos |
| Sensibilidade | 1 / 1 |
| Replicados | 2 / 2 |
| Intervalos (dias) | 0 / 0 |
| Limite acção | |
| Devio/Padrão | |
| Reposta do Branco | |
| Erro Limite | |
| Coeficiente correlação | |

É necessário solicitar o branco para este parâmetro de modo a obter resultados correctos no menu principal de Calib. A calibração junto ao branco de reagente é estável por 35 dias. Após este período é necessário solicitar novamente o branco de reagente para fazer validar a calibração.

CONTROLO DE QUALIDADE

É conveniente analisar juntamente com as amostras, os soros controlo e calibrador valorizados: SPINROL H Calibrador, SPINROL H Normal e Patológico (Ref. 1002011, 1002120 e 1002210).

Se os valores determinados estiverem fora do intervalo de tolerância, verificar o equipamento, os reagentes e o calibrador. Cada laboratório deve dispor do seu próprio Controlo de Qualidade e estabelecer correcções caso os controlos não cumpram com as tolerâncias

NOTAS

1. A calibração com o padrão aquoso pode originar erros sistemáticos em métodos automáticos. Neste caso recomenda-se a utilização de calibradores séricos.
2. Usar pontas de pipeta descartáveis limpas para o seu manuseamento.

BIBLIOGRAFIA

1. Kaplan L.A. Glucose. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1032-1036.
2. Trinder P. Ann Clin Biochem 1969; 6: 24-33.
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
5. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

APRESENTAÇÃO

Ref: MI41011 Cont. R: 6 x 30mL



CE GLUCOSE-LQ


Glucose
GOD-POD. Líquido

Quantitative determination of glucose IVD

Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD

Glucose oxidase (GOD) catalyses the oxidation of glucose to gluconic acid. The formed hydrogen peroxide (H₂O₂), is detected by a chromogenic oxygen acceptor, phenol, 4-aminophenazone (4-AP) in the presence of peroxidase (POD):



The intensity of the color formed is proportional to the glucose concentration in the sample^{1,2}.

CLINICAL SIGNIFICANCE

Glucose is a major source of energy for most cells of the body; insulin facilitates glucose entry into the cells. Diabetes is a disease manifested by hyperglycemia; patients with diabetes demonstrate an inability to produce insulin^{1,2,3}. Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

REAGENTS

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| R | TRIS pH 7.4 | 92 mmol/L |
| | Phenol | 0.3 mmol/L |
| | Glucose oxidase (GOD) | 15000 U/L |
| | Peroxidase (POD) | 1000 U/L |
| | 4-Aminophenazone (4-AP) | 2.6 mmol/L |

PREPARATION

The reagent is ready to use.

STORAGE AND STABILITY

All the components of the kit are stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C, protected from light and contaminations prevented during their use.

Do not use reagents over the expiration date.

SIGNS OF REAGENT DETERIORATION:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 505 nm ≥ 0.32.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- MINDRAY BS-120 / BS-200E Autoanalyzer.
- General laboratory equipment.

SAMPLES

Serum or plasma, free of hemolysis⁴.

Serum should be removed from the clot as quickly as possible.

Stability of the sample: Glucose in serum or plasma is stable at 2-8°C for 3 days.

REFERENCE VALUES⁴

Serum or plasma:
60 – 110 mg/dL ≈ 3.33 – 6.10 mmol/L

These values are for orientation purpose; each laboratory should establish its own reference range.

MINDRAY BS-120 / BS-200E APPLICATION

PARAMETERS

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Test | GLU / GLU | R1 | 300 / 300 |
| IP | ** | R2 | * |
| Full Name | GLU / GLU | Sample volume | 1 / 1 |
| Standard IP | | R1 Blank | |
| Reac. Type | Endpoint / Endpoint | Mixed Igt Blank | |
| Pr. Wavelength | 510 / 505 | Linearity Range | 0 mg/dL - 500 mg/dL |
| Sec. Wavelength | | Linearity Limit | * |
| Direction | Increase / Increase | Substrate Limit | * |
| Reac. Time | 1_33 / 0_33 | Factor | * |
| Incuba. Time | | Prozone check | * |
| Units | mg/dL / mg/dL | q1 | q2 |
| Precision | Interco / Interco | q3 | q4 |
| | | PC | Abn |

CALIBRATION (Cal. - 3x weekly)

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rule | One-point Linear / Two-point Linear |
| Sensitivity | 1 / 1 |
| Replicates | 2 / 2 |
| Interval (days) | 0 / 0 |
| Difference Limit | |
| SD | |
| Blank Response | |
| Error Limit | |
| Correlation Coefficient | |

Blank parameter must be performed in order to get good results in CALIB screen from main menu. The blank calibration is stable until 35 days. After this period the blank parameter must be performed again in order to validate the calibration.

QUALITY CONTROL

Control sera and calibrators are recommended to monitor the performance of assay procedures: SPINROL H Calibrador, SPINROL H Normal and Pathologic (Ref. 1002011, 1002120 and 1002210).

If control values are found outside the defined range, check the instrument, reagents and technique for problems. Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

NOTES

1. Calibration with the aqueous standard may cause a systematic error in automatic procedures. In these cases, it is recommended to use a serum Calibrator.
2. Use clean disposable pipette tips for its dispensation.

BIBLIOGRAPHY

1. Kaplan L.A. Glucose. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1032-1036.
2. Trinder P. Ann Clin Biochem 1969; 6: 24-33.
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
5. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

PACKAGING

Ref: MI41011 Cont. R: 6 x 30 mL

ABO Blood group



ABO blood group procedure

Take 7 tube for direct and indirect, Rh (D)_ **most immunogenic** , control .

 **Direct cell group in cell suspension** ——— to detect Ag




Label the test tube



Prepare 5% cell suspension
(2drops of RBC + 19 drops of saline .)



Add reagent antisera



Add 2 drops of reagent (Anti A, Anti B, Anti AB)




Add 1 drop of A₁Cell , B cell .

Add one drop of 5% patient red cell suspension



Centrifugation for 30 seconds,

Read and record agglutination reaction

| <i>Bloodgroup</i> | <i>Cell Ag</i> | <i>Anti A</i> | <i>Anti B</i> | <i>Anti AB</i> | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| A | A | + | - | + |  |
| B | B | - | + | + |  |
| AB | A and B | + | + | + |  |
| O | No Ag | - | - | - |  |

| <u>Cases</u> | <u>A₁ cell</u> | <u>B cell</u> | <u>AB in serum</u> | <u>Blood group</u> | |
|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 1 | - | + | B | B |  |
| 2 | + | - | A | A |  |
| 3 | - | - | No Ab | AB |  |
| 4 | + | + | <u>A Ab and B Ab</u> | O |  |

ثانياً : وظائف الكبد

الكبد هو غدة ، ويعتبر هو المصنع الكيميائي للجسم لأنه ينجز مجموعة واسعة من الوظائف الكيميائية الحيوية، وهو يتمتع بقدرة كبيرة على شفاء نفسه عندما يصاب بضرر.

اين يوجد الكبد ؟

يوجد الكبد في الجزء الاوسط والجزء الايمن من اعلى البطن والجزء الايمن السفلى من الصدر ، ويقع مباشرة تحت الحجاب الحاجز ، يعتبر الكبد اكبر اعضاء الجسم الداخلية ويزن حوالي كيلو ونصف في الانسان البالغ يتكون الكبد من فصين الايمن والايسر ، ويبلغ حجم الفص الايمن ستة أضعاف حجم الفص الأيسر وينقسم كل فص إلى مجموعة من الفصيصات

ما هي وظائف الكبد ؟

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف في الجسم يمكن تقسيمها إلى :

- **وظائف تصنيعية** : يقوم فيها الكبد بتصنيع مواد مختلفة تهم الجسم ومنها

الالبومين : حيث يقوم الكبد بتصنيع 10 جرامات يومياً منه ،

ووظيفة الألبومين الرئيسية هي المحافظة على الضغط الاسموزي للدم ، بمعنى أنه يمنع خروج السوائل الموجودة بالدم خارج الاوعية الدموية ولهذا فإذا حدث نقص في الألبومين في الدم يصاب المريض بتورم في القدمين وتجمع الماء في الغشاء البريتوني ، وهذا ما يطلق عليه الاستسقاء ، كذلك يقوم الألبومين بوظيفة الشيال لبعض المواد مثل مادة الصفراء وبعض الهرمونات والادوية والاحماض الدهنية مستوى الألبومين في الدم يتراوح ما بين 3.5 - 5.5 جم / 100 مليلتر دم (35 - 55 جم / لتر) .

اسباب ارتفاع مستوى الألبومين في الدم :

- حالات الجفاف ، وذلك لفقد كمية من السوائل مثل ما يحدث في القيء المستمر والاسهال الشديد.

- الصدمة العصبية.

- تركيز الدم.

- حقن كمية كبيرة من الألبومين عن طريق الوريد.

اسباب نقصان تركيز الألبومين في الدم :

- سوء التغذية.

- التهابات الكلى الحادة والمزمنة.

- الحروق .

- احتشاء عضلة القلب .

ملاحظة هامة: تختلف طرق اجراء هذه الختبارات على حسب نوع الكيماويات المستخدمة والشركات المصنعة لها وهذا مثال لذلك:



ALBUMIN

Albumin

Bromocresol green. Colorimetric

Quantitative determination of albumin IVD

Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD

Albumin in the presence of bromocresol green at a slightly acid pH, produces a colour change of the indicator from yellow-green to green-blue. The intensity of the color formed is proportional to the albumin concentration in the sample^{1,2,3,4}.

CLINICAL SIGNIFICANCE

One of the most important serum proteins produced in the liver is albumin.

This molecule has an extraordinarily wide range of functions, including nutrition, maintenance of oncotic pressure and transport of Ca²⁺, bilirubin, free fatty acid, drugs and steroids.

Variation in albumin levels indicate liver diseases, malnutrition, skin lesions such as dermatitis and burns or dehydration^{1,2,3,4}.

Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

REAGENTS

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
| R | Bromocresol green pH 4,2 | 0,12 mmol/L |
|---|--------------------------|-------------|

PREPARATION

The reagent is ready to use.

STORAGE AND STABILITY

All the components of the kit are stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C, protected from light and contaminations prevented during their use.
Do not use reagents over the expiration date.

Signs of reagent deterioration:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 600 nm > 0,40.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- SPIN 800 Autoanalyzer.
- General laboratory equipment.

SAMPLES

Serum or plasma, free of hemolysis: Stability 1 month at 2-8°C or 1 week at 15-25°C.

REFERENCE VALUES

3,5 to 5,0 g/dL¹.

These values are for orientation purpose; each laboratory should establish its own reference range.

QUALITY CONTROL

Control sera and calibrators are recommended to monitor the performance of assay procedures: SPINROL H Calibrator, SPINROL H Normal and Pathologic (Ref. 1002011, 1002120 and 1002210).

If control values are found outside the defined range, check the instrument, reagents and technique for problems.

Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

BARCODED REAGENTS LOAD MUST BE PRECEDED OF A SPINREACT "DATABASE" COPY INTO THE ANALYZER SOFTWARE. IT IS AVAILABLE UNDER REQUEST TO SPINREACT.

SPIN 800 APPLICATION

| EDIT PARAMETERS | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Test | ALB | No. | ** |
| Full name | ALBUMIN | Print name | ALB |
| Reac. Type | End Point | Direction | Increase |
| Pr. Wave. | 605 | Sec. Wave. | |
| Unit | g/dL | Decimal | 0,01 |
| Reagent Blank | 3 - 4 | React. Time | 31 - 33 |
| Vol. Sample | 2 ul | Increase | Decrease |
| R1 | 300 ul | R2 | R3 |
| R4 | | R5 | R6 |
| CALIBRATION | | | |
| Rule | Linear two points | Water | 0 |
| | | Calibrator | * |

The Calibration is stable until 36 days. After this period the Calibration must be performed again in order to obtain good results.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Measuring range: From detection limit of 0,0349 g/dL to linearity limit of 6 g/dL.

If the results obtained were greater than linearity limit, dilute the sample 1/2 with NaCl 9 g/L and multiply the result by 2.

Precision:

| | Intra-assay (n=20) | | Inter-assay (n=20) | |
|-------------|--------------------|------|--------------------|------|
| Mean (g/dL) | 5,00 | 3,71 | 4,56 | 3,07 |
| SD | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,18 |
| CV (%) | 0,47 | 0,55 | 6,20 | 5,90 |

Sensitivity: 1 g/dL = 0,2003 A.

Accuracy: Results obtained using SPINREACT reagents (y) did not show systematic differences when compared with other commercial reagents (x).

The results obtained using 50 samples were the following:

Correlation coefficient (r²): 0,99169.

Regression equation: y = 1,045x - 0,028.

The results of the performance characteristics depend on the analyzer used.

BIBLIOGRAPHY

1. Gender S. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1268-1273 and 425.
2. Rodkey F L. Clin Chem 1965; 11: 478-487.
3. Webster D. Clin Chem. 1974; Acta 53: 109-115.
4. Doumas BT. Clin Chem. 1971; Acta 31: 87-96.
5. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
6. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
7. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
8. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

PACKAGING

Ref: MX1001020 Cont. R: 6 x 60 mL

SPINREACT,S.A.S.L.A.U. Cta.Santa Coloma, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (G) SPAIN
Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 08 96 e-mail: spinreact@spinreact.com

M85802-E 2/10/17



ALBUMIN

Albumina

Verde bromocresol. Colorimétrico

Determinación cuantitativa de albúmina IVD

Conservar a 2-8°C

PRINCIPIO DEL METODO

La albúmina se combina con el verde de bromocresol a pH ligeramente ácido, produciéndose un cambio de color del indicador, de amarillo verdoso a verde azulado proporcional a la concentración de albúmina presente en la muestra ensayada^{1,2,3,4}.

SIGNIFICADO CLINICO

La albúmina es una de las más importantes proteínas plasmáticas producidas en el hígado.

Entre sus múltiples funciones se incluye nutrición, mantenimiento de la presión oncótica y transporte de sustancias como Ca²⁺, bilirrubina, ácidos grasos, drogas y esteroides.

Aalteraciones en los valores de albúmina indican enfermedades del hígado, desnutrición, lesiones de la piel como dermatitis, quemaduras severas o deshidratación^{1,2,3,4}.

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.

REACTIVOS

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| R | Verde bromocresol pH 4,2 | 0,12mmol/L |
|---|--------------------------|------------|

PREPARACION

El reactivo está listo para su uso.

CONSERVACION Y ESTABILIDAD

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8°C, protegidos de la luz y se evita la contaminación durante su uso.

No usar reactivos fuera de la fecha indicada.

Indicadores de deterioro de los reactivos:

- Presencia de partículas y turbidez.
- Absorbancia (A) del Blanco a 600 nm > 0,40.

MATERIAL ADICIONAL

- Autoanizador SPIN 800.
- Equipamiento habitual de laboratorio.

MUESTRAS

Suero o plasma libre de hemólisis: Estabilidad 1 mes a 2-8°C o 1 semana a 15-25°C.

VALORES DE REFERENCIA

3,5 a 5,0 g/dL¹.

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

CONTROL DE CALIDAD

Es conveniente calibrar y analizar junto con las muestras sueros control y calibradores valorados: SPINROL H Calibrator, SPINROL H Normal y Patológico (Ref. 1002011, 1002120 y 1002210).

Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, los reactivos y el calibrador.

Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias.

PARA LA CARGA DE REACTIVOS MEDIANTE EL CÓDIGO DE BARRAS SE DEBE PRECARGAR LA "BASE DE DATOS" DISPONIBLE BAJO SOLICITUD A SPINREACT.

M85802-E 2/10/17

APLICACIÓN AL SPIN 800

| EDIT PARAMETERS | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Test | ALB | No. | ** |
| Full name | ALBUMIN | Print name | ALB |
| Reac. Type | End Point | Direction | Increase |
| Pr. Wave. | 605 | Sec. Wave. | |
| Unit | g/dL | Decimal | 0,01 |
| Reagent Blank | 3 - 4 | React. Time | 31 - 33 |
| Vol. Sample | 2 ul | Increase | Decrease |
| R1 | 300 ul | R2 | R3 |
| R4 | | R5 | R6 |
| CALIBRATION | | | |
| Rule | Linear two points | Water | 0 |
| | | Calibrator | * |

La Calibración es estable hasta 36 días. Pasado este período es necesario solicitar de nuevo la Calibración para la obtención de buenos resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

Rango de medida: Desde el límite de detección de 0,0349 g/dL hasta el límite de linealidad de 6 g/dL.

Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 1/2 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2.

Precisión:

| | Intraserie (n= 20) | | Interserie (n= 20) | |
|--------------|--------------------|------|--------------------|------|
| Media (g/dL) | 5,00 | 3,71 | 4,56 | 3,07 |
| SD | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,18 |
| CV (%) | 0,47 | 0,55 | 6,20 | 5,90 |

Sensibilidad analítica: 1 g/dL = 0,2003 A.

Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).

Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes:

Coefficiente de correlación (r²): 0,99169.

Ecuación de la recta de regresión: y = 1,045x - 0,028.

Las características del método pueden variar según el analizador utilizado.

BIBLIOGRAFIA

1. Gender S. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1268-1273 and 425.
2. Rodkey F L. Clin Chem 1965; 11: 478-487.
3. Webster D. Clin Chem. 1974; Acta 53: 109-115.
4. Doumas BT. Clin Chem. 1971; Acta 31: 87-96.
5. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
6. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
7. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
8. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

PRESENTACIÓN

Ref: MX1001020 Cont. R: 6 x 60 mL

SPINREACT,S.A.S.L.A.U. Cta.Santa Coloma, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (G) SPAIN
Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 08 96 e-mail: spinreact@spinreact.com

- بروتينات حاملة لعناصر هامة للجسم مثل :
- أ. البروتين الذي يحمل الحديد في الدم ويسمى " ترانسفيرين "
- ب. البروتين الذي يحمل النحاس في الدم ويسمى " سيريو بلازمين "

الجلوبيولين :

يعتبر الجلوبيولين ثاني مكونات البروتين ، ويشمل الاجزاء التالية :

الالفا و البيتا ، ويتم تصنيعهما بواسطة الكبد ، واخيراً الجاما ويتم تصنيعه بواسطة خلايا البلازما الموجودة في الانسجة الليمفاوية ويعتبر هذ النوع المسؤول الاول عن ارتفاع الجلوبيولين في الدم لأنه يكون الاجزاء الأكبر من الجلوبيولين .

إن مستوى الجلوبيولين في الدم يتراوح ما بين 2 - 3.6 جم / 100 ملليتر دم (20 - 36 جم / لتر) .

اسباب زيادة تركيز الجلوبيولين :

- امراض الكبد والتهاب الكبد الوبائي
- امراض الجهاز الليمفاوي
- امراض الجهاز المناعي والامراض المعدية الحادة والمزمنة
- حالات الإصابة بالبلهارسيا والملاريا والليشمانيا .

اسباب قلة تركيز الجلوبيولين :

- امراض سوء التغذية
 - افتقار الجامل جلوبيولين الوراثية
 - نقصان الجاما جلوبيولين المكتسبة
 - امراض سرطان الدم الليمفاوية
- عناصر تجلط الدم :
- حيث يصنع الكبد جميع عناصر تجلط الدم ما عدا العنصر رقم 8 ، ولهذا فعندما يفشل الكبد يصاب المريض بنزيف من الانف والفم أو نزيف تحت الجلد على هيئة كدمات .

الفيبرينوجين :

يتكون الفيبرينوجين في الكبد ويعتبر من أهم العوامل اللازمة لعملية تجلط الدم حيث يتحول إلى الفيبرين وهو شبكة الجلطة الاخيرة. ويتم قياسه فقط في البلازما حيث لا يحدث تجلط عكس ما يحدث في الحصول على السيرم الذي لا يحتوي على الفيبرينوجين .

مستوى الفيبرينوجين في البلازما يتراوح ما بين 0.2 - 0.6 جم / 100 ملليتر دم (2 - 6 جم / ليتر) .

اسباب زيادة نسبة الفيبرينوجين :

- امراض و التهابات الكلى

- الامراض المعدية

- الالتهابات الحادة

اسباب نقصان نسبة الفيبرينوجين في الدم :

- حالات التجلط المنتشر داخل الاوعية الدموية مثل حالات موت الجنين داخل الرحم لفترة أطول من شهر

- الالتهاب السحائي

- كسل الكبد الحاد والمزمن - نقص الفيبرينوجين الوراثي - مرض التيفوئيد:

بروتينات للجهاز المناعي :

وتشمل بروتينات الجهاز المكمل للمناعة:

أ. الكوليسترول : وهو يستخدم في تصنيع بعض الهرمونات وفي تصنيع املاح الصفراء

ب. املاح الصفراء : وهذه تساعد على هضم الدهون من الامعاء

ويشمل البروتين الكلي في البلازما

الالبومين و الجلوبيولين و الفيبرينوجين و لكن يفترق السيرم إلى الفيبرينوجين حيث يدخل في عملية

تجلط الدم .

مستوى البروتين في الدم يتراوح ما بين 6 - 8 جم لكل 100 مليلتر دم (60 - 80 جم / لتر).

- وظائف تحويلية: يقوم فيها الكبد بتحويل مادة إلى مادة أخرى ومن أمثلة ذلك:

تحويل الأمونيا الناتجة من تكسر البروتينات إلى يوريا

تقوم الكلية بالتخلص منها في البول ، وإذا فشل الكبد في تحويل الامونيا إلى يوريا تتجمع

الامونيا في الدم وتصل إلى المخ مسببة الغيبوبة الكبدية التي تشاهد في حالات فشل وظائف

الكبد في حالة الصيام للمحافظة على مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم

يقوم الكبد بتكسير مادة الجليكوجين إلى جلوكوز (سكر الدم)

يقوم بتصنيع الجلوكوز من الدهون والبروتينات بعد الاكل وعندما يرتفع الجلوكوز في الدم يقوم

الكبد بتخزين جزء منه على هيئة جليكوجين لاستخدامه عند الضرورة .

تحويل جزء من الكوليسترول إلى املاح الكوليسترول التي تدخل في تركيب جدار كرات الدم

الحمراء ، وعندما يحدث فشل في الكبد تقل نسبة أملاح الكوليستيرول وتحدث تغيرات في جدار

كريات الدم الحمراء فيتغير شكلها وتصبح مثل الاهداف التي يتمرن عليها الرماة ، ويطلق

عليها اسم الخلايا الهدفية.

- وظائف تنظيفية: يقوم فيها الكبد بتنظيف الدم من بعض المواد الضارة ومن امثلة ذلك :

مادة الصفراء : حيث يلتقط الكبد هذه المادة من الدم ويتخلص منها من خلال القنوات المرارية لتصل إلى الأمعاء وتنزل مع البراز.

الكوليسترول : حيث يتخلص الكبد من جزء منه عن طريق القنوات المرارية.

التخلص من بعض الادوية عن طريق القنوات المرارية .

- **وظائف مناعية:** يقوم فيها الكبد بمساعدة الجسم في الدفاع عن نفسه حيث يحتوي الكبد على مجموعة من الخلايا المناعية التي تقوم بتصفية الدم القادم من الامعاء محملاً بالجراثيم ، فتقضي عليها وتمنع وصولها إلى الاجزاء المختلفة من جسم الإنسان.

وظائف تعتمد على سلامة خلايا الكبد :

يوجد بداخل خلايا الكبد بعض الإنزيمات مثل (GGT) و (ALT/GPT) و (AST/GOT) ولذلك تسمى هذه الوظائف بإنزيمات الكبد . اسباب ارتفاع (زيادة) مستوى انزيمات الكبد في الدم : ترتفع مستويات أنزيمات الكبد في الدم في الامراض المصاحبة لتلف وتكسير خلايا الكبد وخلايا الانسجة الاخرى التي توجد بداخلها

(أ) انزيم أسبرتات أمينو ترانسفيراز (AST/GOT)

و إنزيم الانين امينو ترانسفيراز (ALT/GPT)

تنشأ هذه الانزيمات من أنسجة عديدة خاصة الكبد والقلب و العضلات .

يتراوح المستوى الطبيعي لـ (GPT) من صفر إلى 45 وحدة دولية / لتر.

يتراوح نسبة (GOT) من صفر إلى 41 وحدة دولية / لتر .

يرتفع (GPT): في الحالات الحادة حيث يوجد في السيتوبلازم ثم يليه الـ (GOT) الذي

يوجد في الميتوكوندريا و السيتوبلازم ، ولذلك يكون أكثر ارتفاعاً في الحالات المزمنة.

ملاحظة هامة: تختلف طرق اجراء هذه الختبارات على حسب نوع الكيماويات المستخدمة والشركات المصنعة لها وهذا مثال لذلك:



GPT (ALT)-LQ

GPT (ALT)

NADH. Kinetico UV. FCC rec. Liquid.

Quantitative determination of alanine aminotransferase GPT (ALT) IVD

Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD

Alanine aminotransferase (ALT) or Glutamate pyruvate transaminase (GPT) catalyses the reversible transfer of an amino group from alanine to α -ketoglutarate forming glutamate and pyruvate.

The pyruvate produced is reduced to lactate by lactate dehydrogenase (LDH) and NADH:



The rate of decrease in concentration of NADH, measured photometrically, is proportional to the catalytic concentration of ALT present in the sample¹.

CLINICAL SIGNIFICANCE

The ALT is a cellular enzyme, found in highest concentration in liver and kidney.

High levels are observed in hepatic disease like hepatitis, diseases of muscles and traumas, its better application is in the diagnosis of the diseases of the liver.

When they are used in conjunction with AST aid in the diagnosis of infarcts in the myocardium, since the value of the ALT stays within the normal limits in the presence of elevated levels of AST^{1,4,5}.

Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

REAGENTS

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------|
| R 1 | TRIS pH 7.8 | 100 mmol/L |
| | Lactate dehydrogenase (LDH) | 1200 U/L |
| | L-Alanine | 500 mmol/L |
| R 2 | NADH | 0.18 mmol/L |
| | α -Ketoglutarate | 15 mmol/L |

PREPARATION

DUAL MODE: Ready to use.

MONO MODE: Pour reagent 2 content over reagent 1. Mix thoroughly avoiding foam forming and it will be ready to use (W/R). Working reagent (W/R) stability: 21 days at 2-8°C or 72 hours at room temperature (15-25°C).

STORAGE AND STABILITY

All the components of the kit are stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C, protected from light and contaminations prevented during their use.

Do not use reagents over the expiration date.

Signs of reagent deterioration:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 340 nm < 1.00.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- Spectrophotometer or colorimeter measuring at 340 nm.
- Thermostatic bath at 25°C, 30°C ó 37°C (± 0.1°C).
- Matched cuvettes 1.0 cm light path.
- General laboratory equipment.

SAMPLES

Serum or plasma¹: Stability 7 days at 2-8°C.

INTERFERENCES

Anticoagulants currently in use like heparin, EDTA, oxalate and fluoride do not affect the results. Hemolysis interferes with the assay¹.

A list of drugs and other interfering substances with ALT determination has been reported^{1,3}.

APPLICATION SPINLAB 180

| | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| Name | GPT | Ref. male low | 0 U/L |
| Abstr. Name | GPT | Ref. male high | 40 U/L |
| Mode | Kinetic | Ref. female low | 0 U/L |
| Wavelength | 340 nm | Ref. female high | 32 U/L |
| Units | U/L | Ref. Pac. Low | * |
| Decimals | 0 U/L | Ref. Pac. High | * |
| Low Conc. | 5 U/L | Print value low | * |
| High Conc. | 500 U/L | Print value high | * |
| Calibrator name | | Control 1 | * |
| Prozone check | No | Control 2 | * |
| | | Control 3 | * |
| | | Control factor | 1.000 |
| | | Control other | 0.000 |

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| DUAL MODE | | MONO MODE | |
| Sample blank | No | Sample blank | No |
| R1 bottle (mL) | 25 mL | R1 bottle (mL) | 25 mL |
| normal volume | 240 μ L | normal volume | 300 μ L |
| non volume | 240 μ L | non volume | 300 μ L |
| Sample | | Sample | |
| normal volume | 30.0 μ L | normal volume | 30.0 μ L |
| non volume | 15.0 μ L | non volume | 15.0 μ L |
| R2 bottle (mL) | | R2 bottle (mL) | |
| normal volume | 60.0 μ L | normal volume | 60.0 μ L |
| non volume | 60.0 μ L | non volume | 60.0 μ L |
| Predicción | No | | |
| Slope blank | No | | |
| Delay, min. sec. | 50, 180 sec. | Delay, min. sec. | 51, 175 sec. |
| Linearity limit | 10.0 % | Linearity limit | 10.0 % |
| Factor | -1746 | Factor | -1746 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Reagent blank | No | Reagent blank | No |
| Low Absorbance | <1.00 Abs | Low Absorbance | <1.00 Abs |
| High Absorbance | 3.000 Abs | High Absorbance | 3.000 Abs |
| R. Abs. L. Limit | <1.00 Abs | R. Abs. L. Limit | <1.00 Abs |
| R. Abs. H. Limit | 3.000 Abs | R. Abs. H. Limit | 3.000 Abs |
| R. Abs. Deviation | 3.000 Abs | R. Abs. Deviation | 3.000 Abs |

QUALITY CONTROL

Control sera are recommended to monitor the performance of assay procedures: SPINCONTROL H Normal and Pathologic (Ref. 1002120 and 1002210).

If control values are found outside the defined range, check the instrument, reagents and technique for problems.

Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

REFERENCE VALUES^{4,5}

| | | | |
|-------|--------------|--------|--------|
| | 25°C | 30°C | 37°C |
| Men | up to 22 U/L | 29 U/L | 40 U/L |
| Women | up to 18 U/L | 22 U/L | 32 U/L |

Normal newborns have been reported to show a reference range of up to double the adult, attributed to the neonate's hepatocytes. These values decline to adult levels by approximately 3 months of age. These values are for orientation purpose; each laboratory should establish its own reference range.

NOTES

SPINREACT has instruction sheets for several automatic analyzers. Instructions for many of them are available on request.

BIBLIOGRAPHY

- Murray R. *Alanine aminotransferase*. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1088-1090.
- Young DS. *Effects of drugs on Clinical Lab. Tests*, 4th ed AACCC Press, 1995.
- Young DS. *Effects of disease on Clinical Lab. Tests*, 4th ed AACCC 2001.
- Burtis A et al. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*, 3rd ed AACCC 1999.
- Tietz N W et al. *Clinical Guide to Laboratory Tests*, 3rd ed AACCC 1995.

PACKAGING

| | | | |
|--------------|-------|------|------------|
| Ref. SP41274 | Cont. | R 1: | 10 x 20 mL |
| | | R 2: | 10 x 5 mL |



GPT (ALT)-LQ

GPT (ALT)

NADH. Cinético UV. FCC rec. Liquid.

Determinación cuantitativa de alanina aminotransferasa GPT (ALT) IVD

Conservar a 2-8°C

PRINCIPIO DEL MÉTODO

La alanina aminotransferasa (ALT) inicialmente llamada transaminasa glutámico pirúvica (GPT) cataliza la transferencia reversible de un grupo amino de la alanina al α -cetoglutarato con formación de glutamato y piruvato. El piruvato producido es reducido a lactato en presencia de lactato deshidrogenasa (LDH) y NADH:



La velocidad de disminución de la concentración de NADH en el medio, determinada fotométricamente, es proporcional a la concentración catalítica de ALT en la muestra ensayada¹.

SIGNIFICADO CLÍNICO

La ALT es una enzima intracelular, se encuentra principalmente en las células del hígado y el riñón.

Su mayor aplicación es en el diagnóstico de las enfermedades del hígado.

Se observan niveles elevados en enfermedades hepáticas como la hepatitis, enfermedades de los músculos y traumatismos.

Cuando se emplean en conjunción con la AST ayuda en el diagnóstico de infartos de miocardio, ya que el valor de la ALT se mantiene dentro de los límites normales y aumenta en los niveles de AST^{1,4,5}.

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.

REACTIVOS

| | | |
|-----|------------------------------|-------------|
| R 1 | TRIS pH 7.8 | 100 mmol/L |
| | Lactato deshidrogenasa (LDH) | 1200 U/L |
| | L-Alanina | 500 mmol/L |
| R 2 | NADH | 0,18 mmol/L |
| | α -Ketoglutarato | 15 mmol/L |

PREPARACIÓN

MODO DUAL: Reactivos listos para el uso.

MODO MONO: Verter el contenido del reactivo 2 sobre el reactivo 1. Mezclar evitando la formación de espuma y quedará listo para usar (RT).

Estabilidad del reactivo de trabajo (RT): 21 días a 2-8°C o 72 horas a temperatura ambiente.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, cuando se mantienen en los frascos bien cerrados a 2-8°C, protegidos de la luz y se evita su contaminación.

No usar reactivos fuera de la fecha indicada.

- Indicadores de deterioro de los reactivos:
- Presencia de partículas y turbidez.
- Absorbancias del Blanco a 340 < 1.00.

MATERIAL ADICIONAL

- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 340 nm.
- Baño termostático a 25°C, 30°C ó 37°C (± 0.1°C)
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz.
- Equipamiento habitual de laboratorio.

MUESTRAS

Suero o plasma¹. Estabilidad de la muestra: 7 días a 2-8°C.

INTERFERENCIAS

Los anticoagulantes de uso corriente como la heparina, EDTA oxalato o fluoruro no afectan los resultados. La hemólisis interfiere con la determinación¹. Se han descrito varias drogas y otras sustancias que interfieren en la determinación de la ALT^{1,3}.

APLICACIÓN AL SPINLAB 180

| | | | |
|------------------|----------|---------------------|--------|
| Nombre | GPT | Ref. Hombre Inf. | 0 U/L |
| Nombre abreviado | GPT | Ref. Hombre Sup. | 40 U/L |
| Modo | Cinética | Ref. Mujer Inf. | 0 U/L |
| Long. onda | 340 nm | Ref. Mujer Sup. | 32 U/L |
| Unidades | U/L | Ref. Pac. Inf. | * |
| Decimales | 0 | Ref. Pac. Sup. | * |
| Conc. Inicial | 5 U/L | Valor piruvato high | * |
| Conc. Superior | 500 U/L | Valor piruvato low | * |
| Calibrador | | Control 1 | * |
| Chequeo prozona | No | Control 2 | * |
| | | Control 3 | * |
| | | Factor corrél. | 1.000 |
| | | Offset de corrél. | 0.000 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| MODO DUAL | | MODO MONO | |
| Blanco muestra | No | Blanco muestra | No |
| Frasco R1 (mL) | 25 mL | Frasco R1 (mL) | 25 mL |
| Vol. normal | 240 μ L | Vol. normal | 300 μ L |
| Vol. repet. | 240 μ L | Vol. repet. | 300 μ L |
| Muestra | | Muestra | |
| Vol. normal | 30.0 μ L | Vol. normal | 30.0 μ L |
| Vol. repet. | 15.0 μ L | Vol. repet. | 15.0 μ L |
| Frasco R2 (mL) | 5 mL | | |
| Vol. normal | 60.0 μ L | | |
| Vol. repet. | 60.0 μ L | | |
| Predicción | No | | |
| Pendiente línea | No | | |
| Retr. tiempo mín. | 50, 180 sec. | Retr. tiempo mín. | 51, 175 sec. |
| Lín. Linealidad | 10% | Lín. Linealidad | 10% |
| Factor | -1746 | Factor | -1746 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Blanco reactivo | No | Blanco reactivo | No |
| Absorbancia inf. | <1.00 Abs | Absorbancia inf. | <1.00 Abs |
| Absorbancia esp. | 3.000 Abs | Absorbancia esp. | 3.000 Abs |
| Lím. Inf. Abs. React. | <1.00 Abs | Lím. Inf. Abs. React. | <1.00 Abs |
| Lím. Sup. Abs. React. | 3.000 Abs | Lím. Sup. Abs. React. | 3.000 Abs |
| Dev. Abs. React. | 3.000 Abs | Dev. Abs. React. | 3.000 Abs |

CONTROL DE CALIDAD

Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados:

SPINCONTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210).

Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de control, se debe revisar el instrumento, los reactivos y la técnica.

Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias.

VALORES DE REFERENCIA

| | | | |
|---------|--------------|--------|--------|
| | 25°C | 30°C | 37°C |
| Hombres | Hasta 22 U/L | 29 U/L | 40 U/L |
| Mujeres | Hasta 18 U/L | 22 U/L | 32 U/L |

En recién nacidos normales se han descrito valores de referencia hasta el doble del de los adultos, debido a su inmadurez hepática, estos valores se normalizan aproximadamente a los tres meses.

Éstos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

NOTAS

SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de este reactivo en distintos analizadores.

BIBLIOGRAFÍA

- Murray R. *Alanine aminotransferase*. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1088-1090.
- Young DS. *Effects of drugs on Clinical Lab. Tests*, 4th ed AACCC Press, 1995.
- Young DS. *Effects of disease on Clinical Lab. Tests*, 4th ed. AACCC 2001.
- Burtis A. et al. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*, 3rd edition. AACCC 1999.
- Tietz N W. et al. *Clinical Guide to Laboratory Tests*, 3rd ed. AACCC 1995.

PRESENTACIÓN

| | | | |
|--------------|-------|------|------------|
| Ref. SP41274 | Cont. | R 1: | 10 x 20 mL |
| | | R 2: | 10 x 5 mL |

ترتفع نسبة الـ (GOT)

في حالات ضمور العضلات والتهابها و تليف الكبد.

يقبل مستوى هذه الإنزيمات

في حالات نقص فيتامين " ب 6 " و الفشل الكلوي و أثناء الحمل .

(ب) انزيم (GGT)

يوجد هذا الانزيم في خلايا الكبد و الكلى و البنكرياس النسبة الطبيعية لهذا الانزيم في الدم

أقل من 30 مل وحدة دولية لكل مليلتر دم في الذكور

وأقل من 25 مل وحدة دولية لكل مليلتر دم في الاناث

وأقل من 50 مل وحدة دولية لكل مليلتر دم في فترة البلوغ .

ترتفع هذه النسبة في :-

- امراض الكبد المختلفة الحادة والمزمنة و تليف الكبد و سرطان الكبد

- امراض الكبد الناتجة عن تناول الكحول . - التهاب البنكرياس (نادراً)

وظائف تعتمد على القدرة الإستخراجية للكبد :

(أ) أنزيم الفوسفاتاز القلوي (ALP)

ويوجد بكثرة انزيم الفوسفاتاز القلوي في العظام خاصة اثناء النمو. ويوجد ايضاً بالكبد و

المشيمة و الامعاء ، وفي السيرم يكون هذا الإنزيم خليط من أماكن نشأته وهذا مايسمى بـ "

شبيهات الانزيم " التي يمكن تمييزها بالفصل الكهربائي. ومن مسمى هذا الأنزيم نستنتج أنه يقوم

بوظيفته في وسط قلوي حيث إن الأس الهيدروجيني (PH) أكثر من 7 إن مستوى هذا الانزيم الطبيعي

بالدم يختلف باختلاف الطريقة المستخدمة لقياسه ، ولكن عامة يتراوح ما بين 24 - 71 وحدة دولية /

لتر دم وذلك عند درجة حرارة (30 م) ، وفي الاطفال في سن النمو ترتفع هذه النسبة حتى 350

وحدة دولية / لتر

اسباب ارتفاع تركيز انزيم الفوسفاتاز القلوي :

- في الاطفال أثناء النمو الطبيعي للعظام ، وهذا ما يسمى بـ الارتفاع الفيسيولوجي للأنزيم.

- امراض نمو العظام مثل حالات فرط وظيفة الغدة جار الدرقية ، و الكساح في الاطفال و لين العظام في

الكبار و تكلس العظم .

- انسداد القنوات الكبدية و المرارية التي تحدث نتيجة لحصوات مرارية أو ضيق او ورم سرطاني.

- امراض الكبد خاصة الالتهاب الكبدي الوبائي أو تسمم الكبد ببعض الادوية.
- اثناء الحمل ، ويعتبر مثال أيضاً لـ الارتفاع الفسيولوجي للانزيم .
- فرط نشاط الغدة الدرقية.

يقبل مستوى الانزيم في :

- حالات قصور وظيفة الغدة جار الدرقية

- اثناء وقف نمو الطفل

(ب) البيليروبين :

ينتج البيليروبين من هدم الهيموجلوبين بعد تكسر كريات الدم الحمراء وذلك في نهاية فترة حياتها ، ثم يرتبط مع حمض الجلوكورونيك في الكبد ليتحول إلى ثنائي جلوكورونات البيليروبين القابل للذوبان في الماء ثم يخرج عن طريق الكبد مع الصفراء في القنوات المرارية، ولذلك يوجد نوعان من البيليروبين هما البيليروبين غير المباشر (BIL - ID) وهو ما قبل الارتباط وغير قابل للذوبان في الماء ، والبيليروبين المباشر (D - BIL) وهو ما بعد الارتباط وهو قابل للذوبان في الماء .

مجموع النوعين يطلق عليه البيليروبين الكلي (T- BIL) يتراوح المستوى الطبيعي لـ البيليروبين الكلي ما بين 3.5 - 19 ميكرومول / لترآ يصل المستوى الطبيعي لـ البيليروبين المباشر إلى 7 ميكرومول / لترآ.

اسباب زيادة او ارتفاع البيليروبين عن المستوى الطبيعي :-:- امراض الكبد المؤدية إلى عدم قدرته الكافية على ارتباط واستخراج البيليروبين ويؤدي ذلك إلى ارتفاع البيليروبين المباشر وغير المباشر ، ويسمى هذا النوع بـ "الصفراء الخلوية الكبدية".

- انسداد القنوات المرارية ، مما يؤدي إلى استرجاع البيليروبين المباشر إلى الكبد ومنه إلى الدم مما يؤدي إلى ارتفاع هذا النوع من البيليروبين ويسمى هذا المرض بـ "الصفراء الانسدادية"

- تكسر كريات الدم الحمراء أكثر من قدرة الكبد على ارتباط البيليروبين مما يؤدي إلى زيادة البيليروبين غير المباشر في الدم ، ويحدث ذلك في الأمراض المؤدية إلى تكسر كريات الدم الحمراء ، ويسمى هذا النوع "صفراء تكسر كريات الدم الحمراء" ، ويحدث هذا النوع أيضاً في الاطفال حديثي الولادة نتيجة لنقص نشاط أو غياب نشاطية الانزيم الخاص بعملية الارتباط ، ويسمى هذا النوع " الصفراء الطبيعية الوليدية " أو " يرقان حديثو الولادة " وتحدث في الأسبوع الاول بعد الولادة.

ثالثاً : فحص وظائف الكلى Tests Kidney Function

تلعب التحاليل الطبية دوراً هاماً في تقييم الوظيفة الكلوية في كثير من الامراض التي تصيب الكلية ، كما تقوم بمتابعة مرضى الكلى والتنبؤ بانذار الحالة المرضية لديهم وهذه التحاليل هي :
(1) قياس البولينا (Urea) :

البولينا هي الناتج الرئيس والنهائي لعمليات التمثيل الغذائي للبروتينات في الثدييات ، وتتكون البولينا في الكبد ثم تمر في الدم إلى الكلى حيث تخرج مع البول . وتدخل في تكوين اليوريا من الامونيا (NH₃) السامة التي تتكون من هدم الاحماض الامينية . رغم أن مستوى البولينا في الدم يعتبر مؤشراً غير حساس للوظيفة الكلوية إلا أن سهولة القياس جعلته من الاختبارات الشائعة وعدم حساسية هذا الاختبار في أنه يجب أن تُفقد أكثر من 50% من وظيفة الكبيبات الكلوية حتى يتأثر مستوى البولينا في الدم ، زيادة على ذلك فهناك اسباب كثيرة غير كلوية المنشأ يمكن أن تسبب ارتفاع البولينا في الدم ، كما أن مستوى البولينا في الدم يتأثر بالبروتينات في الغذاء وكمية الرشيق الكبيبي في الكلى.

مستوى البولينا في الدم يتراوح

ما بين 20 - 40 مجم / 100 ملليتر دم (3.5 - 7 ملليمول / لتر)

مستوى نيتروجين البولينا في الدم (Nitrogen (BUN Blood Urea

يتراوح ما بين 8 - 25 مجم / 100 ملليتر دم (0.9 - 8.9 ملليمول / لتر)

مستوى تركيز البولينا في البول يتراوح ما بين 20 - 40 مجم / 100 ملليتر دم ، وفي الاطفال الرضع ما بين 5 - 15 مجم / 100 ملليتر دم ،

والاولاد من 5 - 20 مجم / 100 ملليتر دم .

اسباب ارتفاع مستوى البولينا في الدم :

يزداد مستوى البولينا في الدم في الحالات التالية :

-الالتهاب الكلوي الحاد والمزمن.

-الفشل الكلوي.

-الانسداد البولي.

-النزيف المعدي المعوي.

-الصددمات العصبية وهبوط الغدة فوق الكلوية.

-حالات الجفاف ، وذلك لفقد كمية كبيرة من السوائل مثل الذي يحدث في القيء المستمر

والاسهال الشديد والتسمم بالزئبق وبعض الاملاح المعدنية الثقيلة الاخرى.

اسباب انخفاض مستوى البولينا في الدم :

يتناقص مستوى البولينا في الدم في الحالات التالية :

امراض الكبد المتقدمة ، وفي هذه الحالة تتكون مادة الامونيا ويفشل الكبد في تحويلها إلى بولينا نظراً لشدة المرض ، وتتضاعف الخطورة في وجود تركيز عالي من البولينا ، لأن الامونيا غاز سام جداً ، وهي تنتشر في الجسم كله وأثرها الشديد يكون على المخ حيث يؤدي إلى شلل تام للمخ وفي حالة شلل المخ الناتج من زيادة نسبة الامونيا يدخل المريض في حالة غيبوبة Hepatic Coma متقطعة ، لكن مع زيادة نسبة الامونيا في الدم قد يؤدي إلى دخول المريض في غيبوبة طويلة قد تؤدي إلى الوفاة زيادة معدل الغسيل الكلوي الصناعي Hemodialysis وهذا يؤثر على نسبة البولينا في الدم ، حيث تقل إلى أن تصل إلى أقل من المعدل الطبيعي .

الهزال Cachexia مثل امراض السل وسوء التغذية Malnutrition والمجاعة Starvation

اسباب زيادة تركيز البولينا في البول :

يزداد تركيز البولينا في البول عند تناول وجبات غنية بالبروتينات، وفي الحالات المصاحبة لزيادة هدم البروتينات في الجسم مثل الحمى ومرض السكر غير المعالج وفرط الغدة الدرقية .

اسباب نقصان تركيز نسبة البولينا في البول :

تقل نسبة البولينا في البول عند تناول وجبات فقيرة من البروتينات ، وفي حالات بناء البروتينات مثل الحمل والرضاعة ، وفي حالات الفشل الكبدى و الفشل الكلوي .

(2) قياس الكرياتينين Creatinine :

يعتبر قياس الكرياتينين مؤشراً أكثر صدقاً على سلامة وظيفة الكلية من قياس البولينا في الدم وهو كرياتين لا مائي Creatine Anhydrous حيث ينتج من فوسفات الكرياتين Phosphocreatine بعد فقد مجموعة الفوسفات ثم يمر بالدم إلى الكلى ليخرج مع البول ويتناسب تركيزه بالدم و البول تناسباً طردياً مع حجم عضلات الجسم و لا يتاثر بالأكل، وتركيزه ثابت طوال الـ 24 ساعة ، لذلك يعتبر المقياس الامثل لاختبار وظيفة الكلية.

مستوى الكرياتينين في الدم

يتراوح ما بين 0.5 - 1.5 مجم لكل 100 مليلتر دم وتركيز الكرياتينين في البول حوالي 1.5 جم / 24 ساعة في الذكور أما تركيز الكرياتينين في البول حوالي 1.0 جم / 24 ساعة في الاناث نظراً لاختلاف حجم العضلات في كل من الذكر والانثى.
ازدياد مستوى الكرياتينين في الدم قد ينتج عن :

- حالات الفشل الكلوي الحاد والمزمن

- الانسداد البولي

بينما نسبة الكرياتينين الاقل من 0.5 جم / 100 مليلتر دم لا تعني أي أهمية تشخيصية.

(3) تصفية الكرياتينين Creatinine Clearance Test:

يعتبر هذ التحليل أدق من التحليلين السابقين

حيث يكشف عن وظيفة الكلى في الـ 24 ساعة الماضية ،

ويربط أيضاً بين نسبة الكرياتينين في كل من الدم والبول خلال الـ 24 ساعة .تتراوح نسبته في الذكور ما

بين 90 - 140 مليلتر / دقيقة

بينما تتراوح نسبته في الإناث ما بين 80 - 125 مليلتر / دقيقة

وتعبر عن سرعة معدل الرشيع الكبيبي في الكلى

يتم حساب (Clearance c Creatinine) كما يلي :

$$C = \frac{Uc \times Sc \times 60}{Tv/24}$$

حيث أن

Uc مستوى الكرياتينين في البول

Sc مستوى الكرياتينين في السيرم

Tv حجم البول المُجمَع في الـ 24 ساعة

24 ساعة هي عدد ساعات اليوم

60 هو عدد الدقائق في الساعة الواحدة

تنخفض تصفية الكرياتينين في جميع الحالات التي تنخفض فيها وظيفة الكلية مثل:

- استنزاف الماء Depletion Water

- هبوط الضغط

- ضيق الشريان الكلوي

(4) قياس حمض البوليك (Uric Acid)

هو الناتج النهائي لعملية التمثيل الغذائي للبيورين Purine في الانسان ، ويدخل البيورين في تركيب

الاحماض النووية ويشمل الادينين Adinine و الجوانين Guanine.

يتغير مستوى حمض البوليك في الدم من ساعة إلى اخرى ، ومن يوم إلى يوم آخر، كما أن عوامل كثيرة

تؤثر على حمض البوليك منها الصيام الطويل ونوعية الطعام .

مستوى حمض البوليك في الدم يتراوح ما بين

3 - 7 مجم لكل 100 مليلتر دم في الذكور (0.18 - 0.53 ملليمول / لتراً)

و 2 - 6 مجم لكل 100 مليلتر دم في الإناث (0.15 - 0.45 ملليمول / لتراً).

يخرج حمض البوليك عن طريق الكلى حيث إن حوالي 80 % من حمض البوليك المتكون في الجسم يخرج مع البول ، والجزء المتبقي يخرج مع الصفراء .

تتراوح كمية حمض البوليك الخارجة مع البول ما بين 300 - 700 مجم / 24 ساعة نصف هذه الكمية تأتي من ايض البيورين الخارجي (من الاكل) والنصف الاخر من البيورين الداخلي (خلايا الجسم) ، ولذلك يجب عند قياس كمية حمض البوليك في البول أن يكون الطعام خالياً من البيورين قبل وخلال الـ 24 ساعة الخاصة بتجميع البول .

يزداد مستوى حمض البوليك في الدم في الحالات التالية :

- مرض النقرس Gout
- حالات تسمم الحمل وما قبلها Eclampsia & Eclampsia - Pre
- سرطان الدم Leukaemia
- عقاقير علاج سرطان الدم
- الفشل الكلوي
- النوع الاول من مرض تخزين الجليكوجين Storage Disease - Type 1 Glycogen
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- في بعض المدمنين على الكحول Alcoholism
- يقل مستوى حمض اليوريك أسيد في الدم في :
- حالات الالتهاب الكبدي الحاد
- بتناول عقار الالوبيورينول Allpurinol و البروبيبنيسيد Probenicid والكورتيزون.

يزداد تركيز حمض البوليك في البول في

حالات مرض النقرس الناتج هم التمثيل الغذائي وفي أي مرض مصاحب لزيادة تكوين حمض البوليك بينما يقل تركيز حمض البوليك في البول في امراض الكلى

رابعاً : تحليل صورة الدهون الكيميائية

أولاً تحليل الدهون الكلية Total Lipids

تعتبر الدهون إحدى مجموعات المركبات العضوية الرئيسية والتي لها قيمة غذائية عالية وظيفتها الرئيسية في الخلايا الحية هي تكوين المكونات التركيبية للأغشية و تخزين الطاقة للخلية، والدهون إما حيوانية (صلبة في درجة حرارة الغرفة الاعتيادية) أو نباتية (سائلة عند درجة حرارة الغرفة الطبيعية) ويطلق عليها الزيوت، وتتشترك جميع الدهون في خاصية واحدة

هي الذوبان في المذيبات العضوية كـ الايثر ولا تذوب في الماء ولكنها تختلف في خواصها الاخرى مما يجعل تناولها بالحديث كمجموعة واحدة صعباً لذلك نقسم الدهون إلى مجموعات صغيرة ومنها :
الجليسيريدات الثلاثية (Triglyceride)، الاحماض الدهنية (Acids Fatty)، الشموع (Waxes)، الاستيرويدات (Steroid)، التربينات (Terpenes) وغيرها كثير
تشمل الدهون الكلية اربع مجموعات رئيسية يمكن تمييزها من التمثيل الغذائي للدهون وهذه المجموعات هي الكوليستيرول (Cholesterol)، الجليسيريدات الثلاثية (Triglyceride)، الدهون الفوسفاتية ، الاحماض الدهنية .

يتراوح المستوى الطبيعي للدهون الكلية بالدم بين 450 - 1000 مجم / 100 مليلتر دم ويتم قياس الدهون الكلية في الدم بطريقتين أحدهما تعتمد على طريقة كيميائية لقياسها، وأخرى تعتمد على قياس مكوناتها ثم حساب المجموع، ويرتفع مستوى الدهون الكلية بالدم عند ارتفاع واحد أو أكثر من مكوناته وينخفض مستواه في الدم عند حدوث العكس.

(أ) تحليل الكوليستيرول:-

الكوليستيرول عبارة عن مركب عضوي دهني من فصيلة الاستيرويدات وله اهمية حيوية كبيرة حيث يدخل في تركيب الاغشية البلازمية المغلفة للخلايا بصورة رئيسية، لذلك تقوم الخلايا بتصنيعه إذا لم يحصل عليه الجسم من مصدر خارجي، كذلك يعد الكوليستيرول مصدراً أساسياً للاستيرويدات الاخرى في الجسم مثل الهرمونات الجنسية وفيتامين "د".

يدخل الكوليستيرول في تركيب البروتينات الدهنية (Lipoproteins) الموجودة بالدم والتي وظيفتها نقل الدهون المختلفة من الدم لاعضاء الجسم المختلفة سواء لأكسدها للحصول على الطاقة أو لتخزينها في بعض الخلايا كالخلايا الدهنية .

يحدد تركيز الكوليستيرول بعوامل ايضية تتأثر بالوراثة والتغذية ووظائف هرمونية وأيضاً بسلامة الاعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى، ويرتبط التمثيل الغذائي (الايض) للكوليستيرول تماماً بايض الدهون .

يرتفع مستوى الكوليستيرول في الدم في الحالات التالية :

- الزيادة في تناول المواد الدهنية خاصة التي تحتوي على كوليستيرول
- قصور وظيفة الغدة الدرقية
- الصفراء الانسدادية
- مرض البول السكري غير المعالج
- مرض فرط بروتينات الدم الدهنية

بينما ينخفض مستوى الكوليستيرول في:

- التهاب الكبد الحاد
- احياناً في مرض فرط وظيفة الغدة الدرقية
- الانيميا
- سوء التغذية

ملحوظة هامة

هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع الكوليستيرول في الدم وحدوث مرض تصلب الشرايين حيث يترسب الكوليستيرول مع بعض الدهون الاخرى على جدار الشرايين التاجية المغذية لعضلات القلب مما يؤدي في الحالات الشديدة منها إلى احتشاء عضلات القلب .

يبيّن الجدول التالي المستوى الطبيعي للكوليستيرول في الدم حسب العمر :-

| العمر | المعدل الطبيعي |
|-------------|------------------------|
| 1 - 20 سنة | 120 - 230 مجم / 100 مل |
| 21 - 30 سنة | 120 - 240 مجم / 100 مل |
| 31 - 40 سنة | 140 - 260 مجم / 100 مل |
| 41 - 50 سنة | 150 - 290 مجم / 100 مل |
| 51 - 60 سنة | 160 - 300 مجم / 100 مل |

ملاحظة هامة: تختلف طرق إجراء هذه الختبارات على حسب نوع الكيماويات المستخدمة والشركات المصنعة لها وهذا مثال لذلك:



HDLC-P

HDL Coolesterol P Reactivo precipitante

Reactivo precipitante de HDL coolesterol
IVD

Conservar a 2-8°C

PRINCIPIO DEL MÉTODO

Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y baja densidad (LDL) del suero o plasma, se precipitan con fosfolungstato en presencia de iones magnesio. Tras la centrifugación, el sobrenadante contiene lipoproteínas de alta densidad (HDL). La fracción de HDL coolesterol se determina utilizando el reactivo enzimático de coolesterol total^{1,2}.

SIGNIFICADO CLÍNICO

El coolesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad (HDL) a menudo se denomina "coolesterol bueno", ya que niveles elevados están relacionados con un menor riesgo cardiovascular. Un nivel bajo de coolesterol HDL es considerado uno de los principales factores de riesgo cardiovascular^{1,2}. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.

REACTIVOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| R | Reactivo precipitante | Ácido fosfolungstico | 14 mmol/L |
| | | Cloruro magnesio | 2 mmol/L |
| STD opcional ^{1,2,3} | Pat. Prim. Ac. HDL | | 50 mg/dL |
| Reactivo opcional | Coolesterol CHOD-POD | | |

PRECAUCIONES

R: H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Seguir los consejos de prudencia indicados en la FDS y etiqueta del producto.

PREPARACIÓN

El reactivo está listo para su uso.

CONSERVACION Y ESTABILIDAD

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8°C, protegidos de la luz y se evita la contaminación durante su uso.

No usar reactivos fuera de la fecha indicada.

Indicadores de deterioro de los reactivos:
- Presencia de partículas y turbidez.

MATERIAL ADICIONAL

- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 505 nm (500-550).
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz.
- Equipamiento habitual de laboratorio.

MUESTRAS

Suero o plasma¹.
No utilizar muestras hemolizadas. Separar el suero de los hematíes lo antes posible.
Estabilidad de la muestra: 7 días a 2-8°C.

PROCEDIMIENTO

Precipitación^{1,2,3}
1. Dosificar en tubos de centrifuga:

| | |
|--------------|-----|
| R (µL) | 100 |
| Muestra (mL) | 1,0 |

- Mezclar y dejar reposar 10 minutos a temperatura ambiente.
- Centrifugar 20 min a 4000 r.p.m. ó 2 min a 12000 r.p.m.
- Recoger el sobrenadante y procesar como muestra en la determinación de coolesterol total.

CÁLCULOS

Seguir las instrucciones detalladas en el insert de coolesterol total.

LDL-coolesterol calculado (Friedewald)

BS12-12 31/06/16

LDLc = Coolesterol total - HDLc • (TG/5)

CONTROL DE CALIDAD

Proceder según lo indicado en las instrucciones de trabajo del reactivo de Coolesterol.

VALORES DE REFERENCIA¹

HDL-coolesterol:

| | Hombres | Mujeres |
|----------------|-------------|-------------|
| Riesgo menor | > 55 mg/dL | > 65 mg/dL |
| Riesgo normal | 35-55 mg/dL | 45-65 mg/dL |
| Riesgo elevado | < 35 mg/dL | < 45 mg/dL |

LDL-coolesterol:

Valores sospechosos a partir de: 150 mg/dL.
Valores elevados a partir de: 190 mg/dL.
Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

Rango de medida: Desde el límite de detección de 1,57 mg/dL hasta el límite de linealidad de 275 mg/dL.
Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 1/2 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2.

| | Intraensayo (n=20) | Interensayo (n=20) |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Media (mg/dL) | 33,9 75,8 | 34,8 75,4 |
| SD | 0,85 0,89 | 1,25 1,95 |
| CV (%) | 2,51 1,18 | 3,60 2,59 |

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,0015 A.

Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).

Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes:

Coefficiente de correlación (r²): 0,99.

Ecuación de la recta de regresión: y=0,9944x - 1,2346.

Las características del método pueden variar según el analizador utilizado.

INTERFERENCIAS

No se han observado interferencias con triglicéridos hasta 4 g/L¹.
Se han descrito varias drogas y otras sustancias que interfieren en la determinación del Coolesterol HDL^{1,2}.

NOTAS

- El procedimiento de precipitación también se puede realizar usando la mitad del volumen del reactivo y muestra.
- La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores sistemáticos en métodos automáticos. En este caso, se recomienda utilizar calibradores séricos.
- SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de este reactivo en distintos analizadores.

BIBLIOGRAFÍA

- Nako H K. High-density lipoprotein (HDL) cholesterol. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Pinecote 1984; 1207-1213 and 437.
- Grove T H. Effect of reagent pH on Determination of HDL Cholesterol by precipitation with Sodium Phosphotungstate-magnesium Clin Chem 1979; 25:560.
- US National Cholesterol Education Program of the National Institutes of Health.
- Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed. AACCC Press, 1995.
- Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed. AACCC 2001.
- Burris A. et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. AACCC 1999.
- Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. AACCC 1995.

PRESENTACION

Ref: 1001095 Cuv. R: 4 x 5 mL

SPINREACT,S.A.S, S.A.U. Ctra.Santa Coloma, 7-C-17176 SANT ESTEVE DE BAS (G) SPAIN
Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 00 00 e-mail: spinreact@spinreact.com



HDLC-P

HDL Coolesterol P Precipitating reagent

HDL cholesterol precipitating reagent
IVD

Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD

The very low density (VLDL) and low density (LDL) lipoproteins from serum or plasma are precipitated by phosphotungstate in the presence of magnesium ions. After centrifugation the supernatant contains high density lipoproteins (HDL). The HDL cholesterol fraction is determined using the total cholesterol enzymatic reagent^{1,2}.

CLINICAL SIGNIFICANCE

HDL particles carry cholesterol from the cells back to the liver. HDL is known as "good cholesterol" because high levels are thought to lower the risk of heart disease.
A low HDL cholesterol levels, is considered a greater heart disease risk^{1,2}.
Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

REAGENTS

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| R | Phosphotungstic acid | 14 mmol/L |
| Precipitating Reagent | Magnesium chloride | 2 mmol/L |
| Optional STD ^{1,2,3} | HDL Aq. Prim. Std. | 50 mg/dL |
| Optional reagent | Coolesterol CHOD-POD | |

PRECAUTIONS

R: H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Follow the precautionary statements given in MSDS and label of the product.

PREPARATION

The reagent is ready to use.

STORAGE AND STABILITY

All the components of the kit are stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C, protected from light and contaminants prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.

Signs of product deterioration:
- Presence of particles and turbidity.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- Spectrophotometer or colorimeter measuring at 505 nm (500-550).
- Matched cuvettes 1,0 cm light path.
- General laboratory equipment.

SAMPLES

Serum or plasma¹: Free of hemolysis. Removed from the blood clot as soon as possible.
Stability: HDL Cholesterol is stable for 7 days at 2-8°C.

PROCEDURE

Precipitation^{1,2,3}
1. Pipette into a centrifuge tube:

| | |
|-------------|-----|
| R (µL) | 100 |
| Sample (mL) | 1,0 |

- Mix well; allow to stand for 10 min at room temperature.
- Centrifuge at 4000 r.p.m. for 20 min or 2 min at 12000 r.p.m.
- Collect the supernatant and proceed it as a sample in the total cholesterol determination.

CALCULATIONS

Follow the Instructions of the total cholesterol insert.

Calculated LDL-cholesterol (Friedewald)

LDLc = Total cholesterol + HDLc • (TG/5)

BS12-12 31/06/16

QUALITY CONTROL

Follow the Coolesterol reagent instructions of use.

REFERENCE VALUES¹

| HDL-cholesterol: | Men | Women |
|------------------|-------------|-------------|
| Lower risk | > 55 mg/dL | > 65 mg/dL |
| Standard risk | 35-55 mg/dL | 45-65 mg/dL |
| Increased risk | < 35 mg/dL | < 45 mg/dL |

LDL-cholesterol:

Suspected above: 150 mg/dL
Increased above: 190 mg/dL
These values are for orientation purpose; each laboratory should establish its own reference range.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Measuring range: From detection limit of 1,57 mg/dL to linearity limit of 275 mg/dL.
If the results obtained were greater than linearity limit, dilute the sample 1/2 with NaCl 9 g/L and multiply the result by 2.

Precision:

| | Intra-assay (n=20) | Inter-assay (n=20) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Mean (mg/dL) | 33,9 75,8 | 34,8 75,4 |
| SD | 0,85 0,89 | 1,25 1,95 |
| CV (%) | 2,51 1,18 | 3,60 2,59 |

Sensitivity: 1 mg/dL = 0,0015 A.

Accuracy: Results obtained using SPINREACT reagents (y) did not show systematic differences when compared with other commercial reagents (x).

The results obtained using 50 samples were the following:

Correlation coefficient (r²): 0,99.

Regression equation: y= 0,9944x - 1,2346.

The results of the performance characteristics depend on the analyzer used.

INTERFERENCES

No interferences were observed with triglycerides up to 4 g/L¹.
A list of drugs and other interfering substances with HDL cholesterol determination has been reported by Young et. al^{1,2}.

NOTES

- The Precipitation procedure can be also performed with the half of reagent and sample volume.
- Calibration with the aqueous Standard may cause a systematic error in automatic procedures. In these cases, it is recommended to use a serum Calibrator.
- SPINREACT has instruction sheets for several automatic analyzers. Instructions for many of them are available on request.

BIBLIOGRAPHY

- Nako H K. High-density lipoprotein (HDL) cholesterol. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Pinecote 1984; 1207-1213 and 437.
- Grove T H. Effect of reagent pH on Determination of HDL Cholesterol by precipitation with Sodium Phosphotungstate-magnesium Clin Chem 25:560, 1979.
- US National Cholesterol Education Program of the National Institutes of Health.
- Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed. AACCC Press, 1995.
- Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed. AACCC 2001.
- Burris A. et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. AACCC 1999.
- Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. AACCC 1995.

PACKAGING

Ref: 1001095 Cuv. R: 4 x 5 mL

SPINREACT,S.A.S, S.A.U. Ctra.Santa Coloma, 7-C-17176 SANT ESTEVE DE BAS (G) SPAIN
Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 00 00 e-mail: spinreact@spinreact.com

ب) تحليل الجليسيريدات الثلاثية "TG":

تُحمل 90% من الجليسيريدات الثلاثية على الكيلوميكرون (Chylomicron) وهي البروتينات الدهنية التي تقوم بحمل الجليسيريدات الثلاثية في الدم من الامعاء الدقيقة إلى الانسجة الدهنية) و 10% تحمل على البروتينات الدهنية شديدة انخفاض الكثافة الـ (Density Lipoprotein - VLDL Very Low) ودائماً تتعرض الجليسيريدات الثلاثية إلى بناء وهدم، واحتراق هذه المركبات يمد الجسم بطاقة كبيرة يستخدمها الجسم عند نقص المواد الكربوهيدراتية .

يبين الجدول التالي مستوى الجليسيريدات الثلاثية في الدم حسب العمر

| العمر | المعدل الطبيعي |
|-------------|-----------------------|
| 1 - 30 سنة | 10 - 140 مجم / 100 مل |
| 31 - 40 سنة | 10 - 150 مجم / 100 مل |
| 41 - 50 سنة | 10 - 160 مجم / 100 مل |
| 51 - 60 سنة | 10 - 170 مجم / 100 مل |

يزداد مستوى الجليسيريدات الثلاثية في الدم في الحالات التالية :

- كثرة تناول المواد الكربوهيدراتية والمواد ذات السعرت الحرارية العالية، حيث تتحول في الجسم إلى الجليسيريدات الثلاثية
 - امراض الكلى، حيث يزداد كل من الكوليسترول و الجليسيريدات الثلاثية و الدهون الفوسفاتية
 - مرض البول السكري غير المعالج
 - التهاب البنكرياس الحاد
 - مرض النقرس
 - الكثير من امراض الكبد
 - وينخفض مستوى الجليسيريدات الثلاثية في الدم في :
 - سوء التغذية ونقصها
 - نقص البيتا ليبوبروتين الوراثي (وهو مرض وراثي يأتي من نقص البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL وراثياً)
- ملحوظة هامة :-** زيادة مستوى الجليسيريدات الثلاثية في الجسم يمكن ان يؤدي إلى تراكمها وترسبها في خلايا الكبد مسبباً مرض الكبد الدهني (Fatty Liver).

ثانياً : تحليل البروتينات الدهنية Analysis Lipoproteins

البروتينات الدهنية هي بروتينات وظيفتها نقل الدهون المختلفة من الدم لأعضاء الجسم المختلفة سواء لأكسبتها للحصول على الطاقة أو لتخزينها في بعض الخلايا كالخلايا الدهنية توجد اربعة انواع رئيسية من البروتينات الدهنية في البلازما تحتوي على نسب مختلفة من الجليسيريدات الثلاثية وبروتينات الكوليستيرول واستر الكوليستيرول والدهون الفوسفاتية، وكل نوع من هذه البروتينات له وظيفة مختلفة عن الآخر غير أنها تتشابه كلها بدرجة كبيرة في التركيب وقد قسمت تبعاً لكثافتها كالتالي :

- الكيلوميكرونات (Chylomicrons)

- البروتينات الدهنية شديدة انخفاض الكثافة (VLDL)

- البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (Low Density Lipoproteins - LDL)

- البروتينات الدهنية عالية الكثافة (High Density Lipoproteins - HDL)

واهم تحليلين نقوم بهما في المختبر بالنسبة للبروتينات الدهنية هما :-

(أ) البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL - High Density Lipoproteins)

يعتبر HDL من مشتقات البروتينات الدهنية ويسمى ايضاً البروتينات الدهنية من نوع الفا (α) - lipoprotein) ويحتوي على 25 % - 45 % من الكوليستيرول بالاضافة إلى الدهون الفوسفاتية يحمل HDL الكوليستيرول من الدم إلى الكبد حيث يتم ايضه واستخراجه من العصارة الصفراوية وهذا يعني أن زيادة نسبة HDL في الدم تؤدي إلى نقص مستوى الكوليستيرول في الدم مما يمنع حدوث مرض تصلب الشرايين وهذا ما يسمى احياناً الكوليستيرول الجيد أو الحميد . مستوى الـ HDL في الاناث اكثر منه في الذكور لأن هرمون الاستروجين يزيد من تكوين البروتين الخاص بحمل الكوليستيرول على الـ HDL ولذلك تكون الاناث اقل تعرضاً لمرض تصلب الشرايين، ولكن مع تقدم السن يقل مستوى الـ HDL مما يؤدي إلى تعرضهن أكثر لمرض تصلب الشرايين .

يزداد مستوى HDL عند الرياضيين بينما يقل عند المصابين بالسمنة والمدخنين .

مستوى HDL الطبيعي يزيد على 40 مجم / 100 مليلتر دم (0.83 إلى 2.5 ملليمول / لتر).

(ب) البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL - Low Density Lipoproteins)

يعتبر من البروتينات الدهنية ويسمى ايضاً البروتينات الدهنية من نوع بيتا (β - Lipoproteins) وهو المسؤول عن حمل الكوليستيرول في الدم، حيث يحتوي على 50 - 75 % منه، ولذلك فإن ازدياد مستوى LDL يؤدي إلى زيادة نسبة الاصابة بمرض تصلب الشرايين، ولذلك يطلق عليه البعض الكوليستيرول السيء أو الخبيث، وهناك علاقة عكسية بين مستوى LDL والـ HDL في الدم .

مستوى الـ LDL الطبيعي في الدم يقل عن 180 مجم / 100 مليلتر (0.5 - 3.88 ملليمول / لتر)

ويتم قياس مستوى LDL في الدم باستخدام المعادلة التالية :

$$\text{LDL Cholesterol (mg/dl)} = \text{Total Cholesterol} - \text{HDL Triglyceride} - \text{Cholesterol}$$

وهذه المعادلة غير صالحة عندما يكون تركيز Triglyceride في الدم أكثر من 400 mg/dl لذا يجب ذكر أن هنا طريقة مباشرة لقياس LDL أكثر دقة من عملية الحساب :

$$\text{LDL Cholesterol (mmol/L)} = \text{Total Cholesterol} - \text{HDL Cholesterol} - \frac{\text{Triglyceride}}{5}$$

22

حيث أن :

Triglyceride هي الجليسيريدات الثلاثية
 LDL Cholesterol هي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة
 HDL Cholesterol هي البروتينات الدهنية عالية الكثافة
 Cholesterol Total هو الكوليسترول الكلي


يبين الجدول التالي مستوى البروتينات الدهنية عالية و منخفضة الكثافة وكذلك

الكوليستيرول الكلي للذكر والانثى

| انذار مرتفع من الخطورة | درجة متوسطة من الخطورة | الحالة الطبيعية | الجنس | |
|------------------------|------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|
| اقل من 35 | 35 - 55 | اعلى من 55 | ذكر | البروتينات الدهنية عالية الكثافة |
| اقل من 45 | 45 - 65 | اعلى من 65 | انثى | HDL-Chol mg/100ml |
| اعلى من 190 | 150 - 190 | اقل من 150 | ذكر | البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة |
| _____ | _____ | _____ | انثى | LDL-Chol mg/100ml |
| اكبر من 5.9 | 3.8 - 5.9 | اقل من 3.8 | ذكر | نسبة الكوليستيرول الكلى إلى LDL - |
| اكبر من 4.6 | 3.1 - 4.6 | اقل من 3.1 | انثى | Chol |

تحاليل الهرمونات ودلالات الأورام

تجري تحاليل الهرمونات و دالات الاورام بأفضل طريقة مستعملة عالميا حتى الان
Electrochemiluminescence على اجهزة Elecsys 2010 and Elecsys 1010



ما أهمية هذه الهرمونات؟

اهميتها تتركز فى الوظائف الآتية :-

- 1- الاتزان الداخلى للجسم
- 2- نمو الجسم - الشكل - النعومة
- 3- النضوج الجنسى - الرجولة - الانوثة
- 4- التمثيل الغذائى
- 5- سلوك الانسان و نموه العاطفى و التفكير

ما هى طرق التنشيط الهرمونى ؟

هناك ثلاث طرق رئيسية للتنشيط الهرمونى:-

- 1- قد ينشط الهرمون احد الجينات" مثل الهرمونات الجنسية " تنتقل الى داخل نواة الخلية لترتبط مع الأحماض النووية(DNA).
- 2- قد ينشط الهرمون احد الانزيمات " مثل هرمون الادرينالين "ينشط انزيم ما داخل الغشاء الخلوى و يحدث هذا الانزيم التغير المطلوب مع بقاء الهرمون خارج الغشاء الخلوى
- 3- قد يغير الهرمون من مقدرة الجدار الخلوى ليمسح بعبور بعض المواد الى الداخل او الخارج" مثل هرمون الانسولين لا تحدث الهرمونات تأثيرها فى نفس المنطقة التى تفرزها فى مناطق اخرى بالجسم.
- 4- ما هى الغدد الصماء "الغدد ذات الافراز الداخلى" ؟
- 5- هى تتكون من مجموعة متخصصة من الخلايا تقوم بارسال افرازتها مباشرة فى الدم و ليس عبر قنوات مثل باقى الغدد فى الجسم.

اولا : الغدد النخامية : " Pituitary gland "

و هى تعتبر المايسترو الذى يتحكم فى جهاز الغدد الصماء بأكمله عن طريق الهرمونات التى تفرزها و هى موجودة اسفل المخ.

الفص الامامى للغدة يفرز :

الهرمون الحاث للغدة الدرقية TSH

- الهرمون الحاث لقشرة الغدة الكظرية ACTH
 - الهرمون الحاث لتكوين الحويصلة FSH
 - الهرمون الحاث للجسم الاصفر LH
 - هرمون البرولاكتين الحاث على افراز الحليب
 - هرمون النمو و يؤثر على الانسجة الهيكلية
- زيادة هرمون النمو قبل البلوغ يؤدي الى استمرار نمو العظام الطويلة و الاطراف مما يؤدي الى العملاقة ، اما زيادته بعد البلوغ يؤدي الى نمو غير سوى للعظام المسطحة مثل الكفين و الجبهة ، اما في حالة نقص الهرمون قبل البلوغ فيؤدي الى نمو غير كاف للعظام الطويلة مما يؤدي الى قصر القامة .

تحليل البول

يجب مراعاة الاتي:

- يجب أخذ عينة البول المراد فحصها في وعاء زجاجي نظيف مع كتابة اسم صاحب العينة علي الوعاء أو الرقم الكودي إن وجد.
- تؤخذ عينة البول من منتصف مجري البول بعد عمل شطف لمخرج البول وخاصة للسيدات.
- إذا كانت عينة البول مطلوبة للفحص البكتريولوجي يجب أن تؤخذ العينة في وعاء زجاجي معقم.
- يجب فحص عينة البول فور أخذها (وإذا تطلب الاحتفاظ بعينة البول لفترة أطول) فيجب حفظها في ثلاجة ولا تزيد المدة عن 24 ساعة ولا تترك أكثر من ساعة في درجة حرارة الغرفة.

الفحص الطبيعي:

| | |
|-----------------|---------------|
| اللون | : أصفر |
| المظهر | : رائق شفاف |
| التفاعل | : حمضي |
| الكثافة النوعية | : 1015 – 1025 |

طريقة قياس كثافة البول :-

- بواسطة مقياس كثافة البول (Urinometer)

- وهو مدرج من 1000 حتي 1060 عند درجة حرارة (20) درجة مئوية .
- ضع حوالي 40 مل3 من البول في مخبر مدرج وضع مقياس كثافة البول بلطف .
- انتظر حتي يستقر وضعه علي ألا يكون ملامسا لجدار أو قاع المخبر .
- خذ القراءة الموجودة علي مقياس الكثافة الملاصقة للسطح العلوي للبول .
- عدل الكثافة النوعية حسب درجة حرارة الغرفة كالتالي:
- أضف إلي القراءة (1) لكل 3° م زيادة عن درجة 20° م
- والعكس صحيح بمعنى اطرح (1) لكل (3° م) تقل عن درجة الحرارة (20° م)

الفحص الكيميائي:

الزلال:

طريقة التجمد بالحرارة:

- يملأ ثلثا أنبوبة اختبار من البول الرائق
- إذا كان البول غير رائق يتم ترشيحه أو تدويره في السنترفيوج.
- يسخن الجزء العلوي من الأنبوبة من 1 – 3 سم حتي الغليان ويستمر الغليان لمدة دقيتين .
- إذا تكونت عتامة بيضاء بالتسخين أضف 3 – 5 نقط محلول حامض الخليك المخفف 3% علي جانب الأنبوبة إذا لم تختفي العتامة دل ذلك علي وجود زلال وإذا أختفت العتامة دل ذلك علي وجود أملاح الفوسفات عديمة الشكل (Amorphous Phosphate)

طريقة شرائط البول :

ويتم ذلك بغمس الشريط في البول وإخراجه بسرعة ومسحه علي حافة الوعاء لإزالة بقايا البول العالقة علي الشريط ويتم قراءته خلال نصف دقيقة إلي دقيقة ويتم مقارنة اللون علي الشريط بالألوان القياسية الموجودة علي علبة الشرائط.

الجلوكوز:

ملاحظة هامة: تختلف طرق اجراء هذه الختبارات على حسب نوع الكيماويات المستخدمة والشركات المصنعة لها وهذا مثال لذلك:




CE **GLUCOSE-LQ**
Glucose
 GOD-POD. Líquido

Determinação quantitativa de glucose
 IVD
 Conservar a 2-8°C

PRINCÍPIO DO MÉTODO

A glucose oxidase (GOD) cataliza a oxidação de glucose a ácido glucônico. O peróxido de hidrogênio (H₂O₂), produzido é detectado mediante um receptor cromogénico de oxigênio, o fenol-ampirona na presença de peroxidase (POD):



A intensidade da coloração formada é proporcional à concentração de glucose presente na amostra testada.^{1,2}

SIGNIFICADO CLÍNICO

A glucose é a maior fonte de energia para as células do organismo; a insulina facilita a entrada de glucose nas células.

A diabetes mellitus é uma doença que cursa com uma hiperglicémia, causada por um déficit de insulina.^{1,3,4} O diagnóstico clínico deve realizar-se tendo em conta todos os dados clínicos e laboratoriais.

REAGENTES

| | | |
|---|------------------------|------------|
| R | TRIS pH 7,4 | 92 mmol/L |
| | Fenol | 0,3 mmol/L |
| | Glucose oxidase (GOD) | 15000 U/L |
| | Peroxidase (POD) | 1000 U/L |
| | 4-Aminofenazone (4-AF) | 2,6 mmol/L |

PREPARAÇÃO

O reagente está pronto a ser utilizado.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

Todos os componentes do kit são estáveis, até à data de validade indicada no rótulo, quando os frascos são mantidos bem fechados a 2-8°C, protegidos da luz e se evita a contaminação durante a utilização.

Não usar reagentes com prazo de validade ultrapassado.

Indicadores de deterioração dos reagentes:

- Presença de partículas e turvação.
- Absorvância (A) do Branco a 505 nm > 0,32.

MATERIAL ADICIONAL

- Auto-analisador MINDRAY BS-120 / BS-200E.
- Equipamento habitual de laboratório.

AMOSTRAS

Soro ou plasma, livre de hemólise⁵.

O soro deve ser separado o mais rapidamente possível do coágulo.

Estabilidade: A glucose no soro ou plasma é estável 3 dias a 2-8°C

VALORES DE REFERENCIA¹

Soro ou plasma:
 60 - 110 mg/dL ± 3,33 - 6,10 mmol/L

Estes valores são orientativos. É recomendável que cada laboratório estabeleça os seus próprios valores de referência.

APLICAÇÃO AO MINDRAY BS-120 / BS-200E

| PARAMETROS | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Nome Abrev | GLU/ GLU | R1 | 300 / 300 |
| Numero | ** | R2 | * |
| Nome | GLU / GLU | Volume da amostra | 1 / 1 |
| Num standard | | Branco R1 | |
| Modo | F.Final / F.Final | Branco mistura reagente | |
| Comp. onda primário | S10 / S05 | Inter. linearidade | 0mg/dL 500mg/dL |
| Comp. onda secundário | | Limite linearidade | * |
| Direção | Aument / Aument | Limite Substrato | * |
| Tempo reação | 1_33 / 0_33 | Factor | * |
| Tempo incubação | | Efeito Proteína | * |
| Unidades | mg/dL / mg/dL | q1 | q2 |
| Preçisão | Inteiro / Inteiro | q3 | q4 |
| | | PC | Abx |

CALIBRAÇÃO (Cal - Ir manual)

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tipo curva | Linear um ponto / Linear dois pontos |
| Sensibilidade | 1 / 1 |
| Replicados | 2 / 2 |
| Intervalos (dias) | 0 / 0 |

Limite aceitação

| | |
|-------------------------|--|
| Desvio Padrão | |
| Resposta do Branco | |
| Erro Limite | |
| Coefficiente correlação | |

É necessário solicitar o branco para este parâmetro de modo a obter resultados correctos no menu principal de Calib. A calibração junto ao branco de reagente é estável por 35 dias. Após este período é necessário solicitar novamente o branco de reagente para fazer validar a calibração.

CONTROLO DE QUALIDADE

É conveniente analisar juntamente com as amostras, os soros controlo e calibrador valorizados: SPINROL H Calibrador, SPINROL H Normal e Patológico (Ref. 1002011, 1002120 e 1002210).

Se os valores determinados estiverem fora do intervalo de tolerância, verificar o equipamento, os reagentes e o calibrador. Cada laboratório deve dispor do seu próprio Controlo de Qualidade e estabelecer correções caso os controlos não cumpram com as tolerâncias

NOTAS

1. A calibração com o padrão aquoso pode originar erros sistemáticos em métodos automáticos. Neste caso recomenda-se a utilização de calibradores séricos.
2. Usar pontas de pipeta descartáveis limpas para o seu manuseamento.

BIBLIOGRAFIA

1. Kaplan L.A. Glucose. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1032-1036.
2. Trinder P. Ann Clin Biochem 1969; 6: 24-33.
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
5. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

APRESENTAÇÃO

Ref: MI41011 Cont. R: 6 x 30mL




CE **GLUCOSE-LQ**
Glucose
 GOD-POD. Líquido

Quantitative determination of glucose
 IVD
 Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD

Glucose oxidase (GOD) catalyses the oxidation of glucose to gluconic acid. The formed hydrogen peroxide (H₂O₂), is detected by a chromogenic oxygen acceptor, phenol, 4-aminophenazone (4-AP) in the presence of peroxidase (POD):



The intensity of the color formed is proportional to the glucose concentration in the sample.^{1,2}

CLINICAL SIGNIFICANCE

Glucose is a major source of energy for most cells of the body; insulin facilitates glucose entry into the cells. Diabetes is a disease manifested by hyperglycemia; patients with diabetes demonstrate an inability to produce insulin.^{1,3,4} Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

REAGENTS

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| R | TRIS pH 7,4 | 92 mmol/L |
| | Phenol | 0,3 mmol/L |
| | Glucose oxidase (GOD) | 15000 U/L |
| | Peroxidase (POD) | 1000 U/L |
| | 4-Aminophenazone (4-AP) | 2,6 mmol/L |

PREPARATION

The reagent is ready to use.

STORAGE AND STABILITY

All the components of the kit are stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C, protected from light and contaminations prevented during their use.

Do not use reagents over the expiration date.

SIGNS OF REAGENT DETERIORATION:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 505 nm > 0,32.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- MINDRAY BS-120 / BS-200E Autoanalyzer.
- General laboratory equipment.

SAMPLES

Serum or plasma, free of hemolysis⁵.

Serum should be removed from the clot as quickly as possible.

Stability of the sample: Glucose in serum or plasma is stable at 2-8°C for 3 days.

REFERENCE VALUES¹

Serum or plasma:
 60 - 110 mg/dL ± 3,33 - 6,10 mmol/L

These values are for orientation purpose; each laboratory should establish its own reference range.

MINDRAY BS-120 / BS-200E APPLICATION

| PARAMETERS | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Test | GLU / GLU | R1 | 300 / 300 |
| NP | ** | R2 | * |
| Full Name | GLU / GLU | Sample volume | 1 / 1 |
| Standard NP | | R1 Blank | |
| Reac. Type | Endpoint / Endpoint | Mixed Rgt Blank | |
| Prt. Wavelength | S10 / S05 | Linearity Range | 0 mg/dL 500 mg/dL |
| Sec. Wavelength | | Linearity Limit | * |
| Direction | Increase / Increase | Substrate Limit | * |
| Reac. Time | 1_33 / 0_33 | Factor | * |
| Incuba. Time | | Prozone check | * |
| Units | mg/dL / mg/dL | q1 | q2 |
| Precision | Integer / Integer | q3 | q4 |
| | | PC | Abx |

CALIBRATION (Cal - Ir. Manual)

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Rule | One-point Linear / Two-point Linear |
| Sensitivity | 1 / 1 |
| Replicates | 2 / 2 |
| Interval (days) | 0 / 0 |

Difference Limit

SD

Blank Response

Error Limit

Correlation Coefficient

Blank parameter must be performed in order to get good results in CALIB screen from main menu. The blank calibration is stable until 35 days. After this period the blank parameter must be performed again in order to validate the calibration.

QUALITY CONTROL

Control sera and calibrators are recommended to monitor the performance of assay procedures: SPINROL H Calibrador, SPINROL H Normal and Pathologic (Ref. 1002011, 1002120 and 1002210).

If control values are found outside the defined range, check the instrument, reagents and technique for problems.

Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

NOTES

1. Calibration with the aqueous standard may cause a systematic error in automatic procedures. In these cases, it is recommended to use a serum Calibrator.
2. Use clean disposable pipette tips for its dispensation.

BIBLIOGRAPHY

1. Kaplan L.A. Glucose. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1032-1036.
2. Trinder P. Ann Clin Biochem 1969; 6: 24-33.
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
5. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

PACKAGING

Ref: MI41011 Cont. R: 6 x 30 mL

- تحليل السكر في البول:

يوجد عدة طرق للكشف عن السكر في الدم والبول منها:
 اعتماداً على قوة الاختزال الخاصة بالسكر (الجلوكوز) فإنه يمكن

- استخدام محلول فهلينج (Fehling) أو بندكت (Benedict) للكشف عن الجلوكوز في البول حيث يتحول لونهما الأزرق إلى راسب أحمر مع التسخين.
- استخدام الشرائط (Strips) التي تحتوي على إنزيم أوكسيد الجلوكوز (Glucose Oxidase) وهذا التحليل أشمل وأدق من سابقه.
- استخدام أجهزة تحليل الجلوكوز (Glucose Analyzer) وهذه تعتمد على إختزال الجلوكوز بواسطة إنزيم (Glucose Oxidase) وخروج الاكسجين الذي يتم تقديره عن طريق قياس قطب الأوكسجين (Oxygen Electrode) ومن ثم قياسه إلكترونياً بواسطة هذه الأجهزة، وتعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق في تحليل الجلوكوز في المختبرات الطبية.

اختبار بندكت:

يوضع 5 مل3 من محلول بندكت في أنبوبة اختبار ويضاف 8 نقط من البول ويغلي علي لهب بنزن لمدة دقيقتين ، اترك الأنبوبة بمحتوياتها لتبرد عند درجة حرارة الغرفة ، إذا تغير اللون الأزرق دل ذلك علي وجود السكر بالبول وتكتب النتيجة حسب الجدول الآتي:

| كمية الجلوكوز | درجات اللون |
|-----------------------|-------------------------|
| سلبي | الأزرق |
| أثر أو نسبة قليلة جدا | الأخضر |
| + | الأخضر يصاحبه راسب اصفر |
| ++ | أصفر إلي أصفر غامق |
| +++ | برتقالي إلي أحمر |
| ++++ | بني |

ملحوظة عامة:

يوضع في الاعتبار أنه يوجد بعض مواد في البول قد تغير لون محلول البندكت مثل حمض الاسكوريك (فيتامين ج) والأسبرين وسكر اللبن وخاصة بول السيدات الحوامل.

طريقة استخدام شرائط الجلوكوز:

يتم ذلك بغمس طرف الشريط في البول وإخراجه بسرعة ومسح بقايا البول من عليه ويترك من نصف دقيقة إلي دقيقة ويتم مقارنة اللون علي الشريط بالألوان القياسية الموجودة علي علبة الشريط

الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام شرائط الغمس (للجلوكوز) :

الشرائط المصنعة لإجراء الاختبارات المختلفة علي عينات البول عبارة عن شرائط بلاستيك بها مناطق لكل فحص تحتوي علي مواد كيميائية جافة مخصصة للتفاعل مع المادة المطلوب فحصها

– يتكون لون مميز في الحالات السلبية لا يتغير لون منطقة (مربع) الاختبار.

1. الرطوبة ودرجات الحرارة العالية تؤثر علي كفاءة الاختبارات لذا يجب حفظ العبوات في مكان بارد جاف (وليس في الثلاجة) .
2. تجري الفحوص في درجة حرارة الغرفة (خاصة الاختبارات التي تعتمد علي نشاط الإنزيمات)
3. لمس الاختبارات يؤثر علي كفاءة التفاعل.
4. تجنب وضع الشرائط علي البنش مباشرة ويجب وضعها علي ورقة نظيفة جافة وكذلك لا تستعمل الشرائط في وجود أبخرة من الأحماض والقلويات المركزة.
5. تغير لون الكواشف يدل علي أنها فقدت حساسيتها.
6. تأكد من وصول مناطق الاختبار إلي البول وتجنب بقاء الشريط فترة طويلة ملامسا للبول

أملاح الصفراء:

اختبار هاي (Test Hay's) :

رش كمية قليلة من زهر الكبريت المسحوق علي سطح البول في كأس وإذا رسب زهر الكبريت إلي القاع دل ذلك علي وجود أملاح الصفراء.

صبغات الصفراء (البليرويين) :

اختبار جملين (Test Gemelin's) :

يوضع 10 مل بول في أنبوبة اختبار ويضاف 4 مل من محلول كلوريد الباريوم بتركيز 10%

- ترج الأنبوبة - يرشح البول (كلوريد الباريوم يرسب البليرويين) تفرد ورق الترشيح علي ورقة أخري وتترك لتجف توضع بضع نقاط حمض نيتريك مركز، ظهور ألوان (أحمر - بنفسجي - أخضر) يدل علي وجود بيليرويين.

اختبار اليود (Test Iodine) :

ضع في أنبوبة اختبار حوالي 4 مل بول ثم ضع علي جدار الأنبوبة 4 نقط من محلول اليود الكحولي

(يذاب 0.5 جم بللورات يود في 100 مل ايثانول) ظهور حلقة خضراء عند اتصال المحلولين يدل علي وجود أصباغ الصفراء.

الفحص الميكروسكوبي:

1. رج الكأس أو الكوب الذي به عينة البول جيدا حتى يصبح متجانسا ويشتمل علي الرواسب في قاع الكأس أو الكوب و بذلك تصبح العينة ممثلة جيدا بكل مكونات البول .
2. ضع كمية مناسبة في أنبوبة سنترفوج عليها رقم العينة.
3. ضع الأنبوبة في السنترفوج وضع أنبوبة أخرى في الخانة المقابلة بها نفس الكمية من بول مريض آخر أو من الماء ، وذلك حتى يتم التوازن عند البدء في تشغيل جهاز السنترفوج.
4. أضبط جهاز السنترفوج علي السرعة المناسبة للطرد المركزي وهي غالبا ما تكون بين 1000 إلي 1500 لفة في الدقيقة ولمدة لا تتعدى الخمس دقائق.
5. أغلق الجهاز ودعه حتى يقف تماما عن الدوران.
6. أنزع الأنبويتين (أو أي عدد موجود بالجهاز).
7. فرغ محتويات الأنبوبة التي بها عينة البول برفق في الكأس أو الكوب الخاص بالعينة وأحتفظ بالنقطة الأخيرة والتي تحتوي علي الرواسب الموجودة بالبول.
8. ضع هذه النقطة علي شريحة ميكروسكوب نظيفة ثم أفرداها بطرف الأنبوبة ثم قم بتغطيتها بغطاء شريحة ميكروسكوب (Cover) .
9. ضع الشريحة علي مسرح الميكروسكوب.
10. تأكد أن الميكروسكوب به إضاءة كافية تسمح بوضوح الرؤية .
11. تأكد أن العدسات العينية والشينية نظيفة وكذلك المسرح .
12. ضع المكثف في وضعه السفلي والحجاب الحاجز مفتوح .
13. يجب أن يبدأ الفحص للعينة بالعدسة الشينية قوة تكبير "Low Power" X 10 وذلك حتى يتم مسح الشريحة كاملة بسهولة وبسرعة وعند وجود أشياء يراد التدقيق في فحصها يتم التركيز عليها بالعدسة الشينية قوة تكبير "Power High" X 40.

رواسب البول :

- . كرات الدم الحمراء:
أقراص مستديرة حوالي 7 ميكرون ليست لها نواة وقد تجد هذه الكرات مستديرة (سليمة) أو مشرشرة أو منتفخة قليلا وقد تكون أسطوانية الشكل من المنظر الجانبي لها. يتم تحديد كمية كرات الدم الحمراء بعدها في كل حقل ميكروسكوبي كبير (H.P.F).
- . خلايا الدم البيضاء (خلايا صديدية):
في حالة وجودها بكثرة تعطي للبول لونا أبيض يري بالعين المجردة وبالعدسة المكبرة تظهر دائرة بها حبيبات حجمها حوالي 12 ميكرون (ضعف حجم كريات الدم الحمراء) وقد تظهر النواة في بعض العينات ويتم تحديد كميتها بعدها في كل حقل ميكروسكوبي كبير.

والبول الطبيعي قد يحتوي علي خلايا الدم البيضاء لا تتعدى من 1 – 4 لكل حقل كبير (HPF) وفي حالة وجودها بكثرة تعطي للبول لونا أبيض.

• خلايا بشرية (Cells Epithelial): خلايا أنسجة بشرية ذات أشكال متعددة وتكون منفردة أو في مجموعات صغيرة، وتوجد غالباً في بول السيدات.

• البلولرات والأملاح التي توجد في وسط حمضي:

• أو كسالات الكالسيوم:

• شكل منشورات ومعينات دقيقة الحجم علي شكل ظرف خطاب أو مستديرة وبها خنصره.

• حامض البولييك:

• منشورات متساوية الأضلاع ، مختلفة الأحجام وذات لون أصفر.

• يورات غير متشكلة:

(حبيبات متجمعة ، غير متبلورة ، قابلة لا امتصاص ملونات البول)

• ملاحظة هامة: تختلف طرق اجراء هذه الختبارات على حسب نوع الكيماويات المستخدمة والشركات المصنعة لها وهذا مثال لذلك:

SPINREACT UREA-37
Urea 37
o-Phthalaldehyde 37°C. Colorimetric

Quantitative determination of urea
IVD
Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD
Urea in the sample reacts with o-phthalaldehyde in acid medium forming a coloured complex that can be measured by spectrophotometry:
Urea + o-phthalaldehyde + H⁺ → Isoindoline
The intensity of the color formed is proportional to the urea concentration in the sample¹.

CLINICAL SIGNIFICANCE
Urea is the final result of the metabolism of proteins; it is formed in the liver from their destruction.
It can appear the urea elevated in blood (uremia) in diets with excess of proteins, renal diseases, heart failure, gastrointestinal hemorrhage, dehydration or renal obstruction^{1,4}.
Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

| Blank | Standard | Sample |
|----------------------------------|----------|--------|
| R 1 (mL) | 1,0 | 1,0 |
| Standard ^{1000 μM} (μL) | -- | 25 |
| Sample (μL) | -- | 25 |
| Final acid | -- | -- |
| R 2 (mL) | 1,0 | 1,0 |

3. Mix and incubate 15 min at 37°C.
4. Read the absorbance (A) against the Blank.
Calculations:
$$\frac{(A \text{ Sample} - A \text{ Blank})}{(A \text{ Standard} - A \text{ Blank})} \times 50 (\text{Std. conc.}) = \text{mg/dL urea in the sample}$$

10 mg/dL urea BUN divided by 0,466 = 21 mg/dL urea = 0,36 mmol/L urea¹.
Conversion factor: mg/dL x 0,1665 = mmol/L.

QUALITY CONTROL
Control sera are recommended to monitor the performance of assay procedures: SPINREACT H Normal and Pathologic (Ref. 1002120 and 1002210). If control values are found outside the defined range, check the instrument, reagents and calibrator for problems.
Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

REFERENCE VALUES¹
Serum: 15-45 mg/dL (2,49-7,49 mmol/L)
Urine: 20-35 g/24 h.
These values are for orientation purpose; each laboratory should establish its own reference range.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Measuring range: From detection limit of 0,70 mg/dL to linearity limit of 200 mg/dL.
If the results obtained were greater than linearity limit, dilute the sample 1/2 with NaCl 9 g/L and multiply the result by 2.
Precision:

| Mean (mg/dL) | Intra-assay (n=20) | Inter-assay (n=20) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| SD | 43,2 | 145 |
| CV (%) | 3,49 | 0,76 |
| | 1,52 | 1,91 |

Sensitivity: 1 mg/dL = 0,00459 A.
Accuracy: Results obtained using SPINREACT reagents (y) did not show systematic differences when compared with other commercial reagents (x).
The results obtained using 50 samples were the following:
Correlation coefficient (r): 0,9884
Regression equation: y=0,975x + 0,6
The results of the performance characteristics depend on the analyzer used.

INTERFERENCES
It is recommended to use heparin as anticoagulant. Do not use ammonium salts or fluorides¹.
A list of drugs and other interfering substances with urea determination has been reported by Young et al.^{2,3}.

NOTES
1. UREA CAL: Proceed carefully with this product because due its nature it can get contaminated easily.
2. Glassware and distilled water must be free of ammonia and ammonium salts.
3. Calibration with the aqueous standard may cause a systematic error in automatic procedures. In these cases, it is recommended to use a serum Calibrator.
4. Use clean disposable pipette tips for its dispensation.
5. SPINREACT has instruction sheets for several automatic analyzers. Instructions for many of them are available on request.

BIBLIOGRAPHY
1. Kaplan A, Urea. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1257-1260 and 437 and 416.
2. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
3. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
4. Burts A et al. Text: Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
5. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

PACKAGING
Ref. 1001323 R1: 1 x 50 mL, R2: 1 x 50 mL, CAL: 1 x 2 mL.
Ref. 1001325 R1: 1 x 250 mL, R2: 1 x 250 mL, CAL: 1 x 5 mL.
Ref. 1001326 R1: 1 x 100 mL, R2: 1 x 100 mL, CAL: 1 x 2 mL.

CE UREA-37

SPINREACT S.A.S.U Ctra Santa Colomba, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (G) SPAIN
Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 02 96. e-mail: spreact@spreact.com

SPINREACT UREA-37
Urea 37
o-Phthalaldehyde 37°C. Colorimetric

Determinación cuantitativa de urea
IVD
Conservar a 2-8°C

PRINCIPIO DEL MÉTODO
La urea presente en la muestra reacciona con el o-ftalaldehído en medio ácido originando un complejo coloreado que puede cuantificarse espectrofotométricamente:
Urea + o-ftalaldehído + H⁺ → Isoindolina
La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de urea en la muestra ensayada¹.

SIGNIFICADO CLÍNICO
La urea es el resultado final del metabolismo de las proteínas; se forma en el hígado a partir de su destrucción.
Puede aparecer la urea elevada en sangre (uremia) en dietas con exceso de proteínas, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, hemorragias gastrointestinales, hipovolemia y obstrucciones renales^{1,4}.
El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.

| Blank | Patrón | Muestra |
|--------------------------------|--------|---------|
| R 1 (mL) | 1,0 | 1,0 |
| Patrón ^{1000 μM} (μL) | -- | 25 |
| Muestra (μL) | -- | 25 |
| Final ácido | -- | -- |
| R 2 (mL) | 1,0 | 1,0 |

3. Mezclar e incubar 15 minutos a 37°C.
4. Leer la (A) del calibrador y la muestra, frente al Blanco de reactivo.

Cálculos
$$\frac{(A \text{ Muestra} - A \text{ Blanco})}{(A \text{ Patrón} - A \text{ Blanco})} \times 50 (\text{Conc. Patrón}) = \text{mg/dL de urea en la muestra}$$

10 mg/dL urea BUN dividido por 0,466 = 21 mg/dL de urea = 0,36 mmol/L urea¹.
Factor de conversión: mg/dL x 0,1665 = mmol/L.

CONTROL DE CALIDAD
Es conveniente analizar junto con las muestras suero control valorados: SPINREACT H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, los reactivos y el calibrador.
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias.

VALORES DE REFERENCIA¹
Suero: de 15 a 45 mg/dL (2,49-7,49 mmol/L)
Orina: de 20 a 35 g/24 horas
Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO
Rango de medida: Desde el límite de detección de 0,70 mg/dL, hasta el límite de linealidad de 200 mg/dL.
Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 1/2 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2.
Precisión:

| Media (mg/dL) | Intraensayo (n=20) | Interensayo (n=20) |
|---------------|--------------------|--------------------|
| SD | 43,2 | 145 |
| CV (%) | 3,49 | 0,76 |
| | 1,52 | 1,91 |

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,00459 A.
Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).
Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes:
Coeficiente de correlación (r): 0,9884
Ecuación de la recta de regresión: y=0,975x + 0,6
Los característicos del método pueden variar según el analizador utilizado.

INTERFERENCIAS
Como anticoagulante se recomienda la heparina. En ningún caso deben utilizarse sales de amonio o fluoruro¹.
Se han descrito varias drogas y otras sustancias que interfieren en la determinación de la urea^{2,3}.

NOTAS
1. UREA CAL: Debido a la naturaleza del producto, es aconsejable tratarlo con sumo cuidado ya que se puede contaminar con facilidad.
2. El material empleado así como el agua destilada que se utiliza deben estar libres de amoníaco y de sales de amonio.
3. La calibración con el Patrón accesorio puede dar lugar a errores sistemáticos en métodos automáticos. En este caso, se recomienda utilizar calibradores séricos.
4. Usar puntas de pipeta desechables limpias para su dispensación.
5. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de este reactivo en diversos analizadores.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kaplan A, Urea. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1257-1260 and 437 and 416.
2. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC Press, 1995.
3. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCC 2001.
4. Burts A et al. Text: Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCC 1999.
5. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCC 1995.

PRESENTACIÓN
Ref. 1001323 R1: 1 x 50 mL, R2: 1 x 50 mL, CAL: 1 x 2 mL.
Ref. 1001325 R1: 1 x 250 mL, R2: 1 x 250 mL, CAL: 1 x 5 mL.
Ref. 1001326 R1: 1 x 100 mL, R2: 1 x 100 mL, CAL: 1 x 2 mL.

CE UREA-37

SPINREACT S.A.S.U Ctra Santa Colomba, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (G) SPAIN
Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 02 96. e-mail: spreact@spreact.com



URIC ACID-LQ

Uric acid


Uricase-POD, Líquido

Quantitative determination of uric acid IVD

Store at 2-8°C

PRINCIPLE OF THE METHOD

Uric acid is oxidized by uricase to allantoin and hydrogen peroxide (H₂O₂), which under the influence of POD, 4-aminophenazone (4-AP) and 2,4-Dichlorophenol sulfonate (DCPS) forms a red quinonimine compound:



The intensity of the red color formed is proportional to the uric acid concentration in the sample¹².

CLINICAL SIGNIFICANCE

Uric acid and its salts are end products of the purine metabolism. With progressive renal insufficiency, there is retention in blood of urea, creatinine and uric acid. Elevated uric acid level may be indicative of renal insufficiency and is commonly associated with gout¹⁴. Clinical diagnosis should not be made on a single test result; it should integrate clinical and other laboratory data.

REAGENTS

| R 1 | Phosphate pH 7,4 | 50 mmol/L |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| Buffer | 2,4-Dichlorophenol sulfonate (DCPS) | 4 mmol/L |
| | Uricase | 60 U/L |
| R 2 | Peroxidase (POD) | 660 U/L |
| Enzymes | Ascorbate oxidase | 200 U/L |
| | 4-Aminophenazone (4-AP) | 1 mmol/L |

PREPARATION

All the reagents are ready to use.

STORAGE AND STABILITY

All the components of the kit are stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C, protected from light and contaminations prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.

Signs of reagent deterioration:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 520 nm $\geq 0,16$.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- SPIN640 / SPIN640Plus Autoanalyzer.
- General laboratory equipment.

SAMPLES

- Serum or plasma¹: Stability 3-5 days at 2-8°C or 6 months at -20°C.
- Urine (24 h)¹: Stability 4 days at 15-25°C, pH > 8. Dilute sample 1/50 in distilled water. Mix. Multiply results by 50 (dilution factor).
If urine is cloudy, warm the specimen to 60°C for 10 min to dissolve precipitated urates and uric acid. Do not refrigerate.

REFERENCE VALUES¹

Serum or plasma:

Women 2,5 - 6,8 mg/dL \approx 149 - 405 μ mol/L
Men 3,6 - 7,7 mg/dL \approx 214 - 458 μ mol/L
Urine: 250 - 750 mg/24 h \approx 1,49 - 4,5 mmol/24 h

These values are for orientation purposes; each laboratory should establish its own reference range.

QUALITY CONTROL

Control sera and calibrators are recommended to monitor the performance of assay procedures: SPINCONTROL H Calibrator, SPINCONTROL H Normal and Pathologic (Ref. 1002011, 1002120 and 1002210).

If control values are found outside the defined range, check the instrument, reagents and technique for problems. Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

BARCODED REAGENTS LOAD MUST BE PRECEDED OF A SPINREACT "DATABASE" COPY INTO THE ANALYZER SOFTWARE. IT IS AVAILABLE UNDER REQUEST TO SPINREACT.

MOB8545- 030517

SPIN640 APPLICATION

| TEST INFORMATION | REAGENT VOLUME | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| IP | ** | Vol. R1 150 |
| Test | URIC | Vol. R2 150 |
| Full Name | Uric Acid | Vol. R3 |
| Standard # | 1 | Vol. R4 |
| SAMPLE VOLUME | | |
| Vol. Sample Stand. | 7,5 | Decimal 0,01 Slope 1 |
| Vol. Sample Intra. | | Unit mg/dL Inter. 0 |
| Vol. Sample Dec. | | |
| REACTION PARAMETERS | | |
| Reac. Type | End Point | Direction Increase |
| Pr. Wave. | 525 | Reagent Blank 0-0 |
| Sec. Wave. | | React. Time 76-77 |

SPIN640Plus APPLICATION

| TEST PARAMETERS | URIC | Na | ** |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Test | URIC | Na | URIC |
| Full Name | URICACID | Na | URIC |
| Reac. Type | End Point | Direction Increase | |
| Pr. Wave. | 525 | Sec. Wave. | |
| Unit | mg/dL | Decimal | 0,01 |
| Reagent Blank | 0-0 | React. Time | R1 - R2 |
| Vol. Sample | 7,5 μ L | R1 | 150 μ L |
| Increase | R2 | R2 | 150 μ L |
| Decrease | R1 | R1 | |
| Sample Blank | R1 | | |

The Calibration is stable until 36 days. After this period the Calibration must be performed again in order to obtain good results.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Measuring range: From detection limit of 0,01647 mg/dL to linearity limit of 40 mg/dL.

If the results obtained were greater than linearity limit, dilute the sample 1/2 with NaCl 9 g/L and multiply the result by 2.

Precision:

| | Intra-assay (n=20) | | Inter-assay (n=20) | |
|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Mean (mg/L) | 4,46 | 10,37 | 4,71 | 11,02 |
| SD | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,15 |
| CV (%) | 0,46 | 0,44 | 1,20 | 1,37 |

Sensitivity: 1 mg/dL = 0,0323 (A).

Accuracy: Results obtained using SPINREACT reagents (y) did not show systematic differences when compared with other commercial reagents (x). The results obtained using 50 samples were the following:

Correlation coefficient (r): 0,99734.

Regression equation: y=0,816x + 0,319.

The results of the performance characteristics depend on the analyzer used.

NOTES

1. Calibration with the aqueous standard may cause a systematic error in automatic procedures. In these cases, it is recommended to use a serum Calibrator.
2. Use clean disposable pipette tips for its dispensation.

BIBLIOGRAPHY

1. Schultz A. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1261-1266 and 418.
2. Fossati P et al. Clin Chem 1980;28:227-231.
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCPress, 1995.
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCPress, 1995.
5. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCPress, 1999.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCPress, 1995.

PACKAGING

| | | |
|--------------|-------|--------------------------------|
| Ref. MD41001 | Cont. | R1: 3 x 40 mL R2: 3 x 40 mL |
|--------------|-------|--------------------------------|

SPINREACT S.A./S.L.U. Ctra. Santa Coloma, 75-17178 SANT ESTEVE DE BAG (20) SPAIN Tel. +34 971 69 00 00 Fax +34 971 69 00 98 e-mail: spireact@spireact.com

URIC ACID-LQ

Ácido úrico


Uricase-POD, Líquido

Determinación cuantitativa de ácido úrico IVD

Conservar a 2-8°C

PRINCIPIO DEL MÉTODO

El ácido úrico es oxidado por la uricase a alantoina y peróxido de hidrógeno (H₂O₂) que en presencia de peroxidasa (POD), 4-aminofenazona (4-AP) y 2,4-Diclorofenol Sulfonato (DCPS) forma un compuesto rosado:



La intensidad de quinonimina roja formada es proporcional a la concentración de ácido úrico presente en la muestra ensayada¹².

SIGNIFICADO CLÍNICO

El ácido úrico y sus sales son el producto final del metabolismo de las purinas. En una insuficiencia renal progresiva hay una retención en sangre de urea, creatinina y ácido úrico. Niveles altos de ácido úrico son indicativos de patología renal y generalmente se asocia con la gota¹⁴. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.

REACTIVOS

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| R 1 | Fosfatos pH 7,4 | 50 mmol/L |
| Tampón | 2,4-Diclorofenol Sulfonato (DCPS) | 4 mmol/L |
| | Uricase | 60 U/L |
| R 2 | Peroxidasa (POD) | 660 U/L |
| Enzimas | Ascorbate oxidasa | 200 U/L |
| | 4-Aminofenazona (4-AP) | 1 mmol/L |

PREPARACIÓN

Todos los reactivos están listos para su uso.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8°C, protegidos de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada.

- Indicadores de deterioro de los reactivos:
- Presencia de partículas y turbidez.
 - Absorbancia (A) del Blanco a 520 nm $\geq 0,16$.

MATERIAL ADICIONAL

- Autoanizador SPIN640/ SPIN640Plus.
- Equipamiento habitual de laboratorio.

MUESTRAS

- Suero o plasma¹: Estabilidad 3-5 días a 2-8°C / 6 meses a -20°C.
- Orina (24 h)¹: Estabilidad 3 días a temperatura ambiente a pH > 8. Diluir la muestra al 1/50 en agua desionada. Mezclar. Multiplicar el resultado obtenido por 50 (factor de dilución). Si la muestra es turbia, calentarla a 60°C 10 min. para disolver los precipitados de urato y ácido úrico. No refrigerar.

VALORES DE REFERENCIA¹

Suero o plasma:

Mujeres 2,5 - 6,8 mg/dL \approx 149 - 405 μ mol/L
Hombres 3,6 - 7,7 mg/dL \approx 214 - 458 μ mol/L
Orina: 250 - 750 mg/24 h \approx 1,49 - 4,5 mmol/24 h

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

CONTROL DE CALIDAD

Es conveniente calibrar y analizar junto con las muestras sueros control y calibradores valorados: SPINCONTROL H Calibrator, SPINCONTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002011, 1002120 y 1002210).

Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, los reactivos y el calibrador. Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias.

PARA LA CARGA DE REACTIVOS MEDIANTE EL CÓDIGO DE BARRAS SE DEBE PRECARGAR LA "BASE DE DATOS" DISPONIBLE BAJO SOLICITUD A SPINREACT.

APLICACIÓN AL SPIN640

| TEST INFORMATION | REAGENT VOLUME | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| IP | ** | Vol. R1 150 |
| Test | URIC | Vol. R2 150 |
| Full Name | Uric Acid | Vol. R3 |
| Standard # | 1 | Vol. R4 |
| SAMPLE VOLUME | | |
| Vol. Sample Stand. | 7,5 | Decimal 0,01 Slope 1 |
| Vol. Sample Intra. | | Unit mg/dL Inter. 0 |
| Vol. Sample Dec. | | |
| REACTION PARAMETERS | | |
| Reac. Type | End Point | Direction Increase |
| Pr. Wave. | 525 | Reagent Blank 0-0 |
| Sec. Wave. | | React. Time 76-77 |

APLICACIÓN AL SPIN640Plus

| TEST PARAMETERS | URIC | Na | ** |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Test | URIC | Na | URIC |
| Full Name | URICACID | Na | URIC |
| Reac. Type | End Point | Direction Increase | |
| Pr. Wave. | 525 | Sec. Wave. | |
| Unit | mg/dL | Decimal | 0,01 |
| Reagent Blank | 0-0 | React. Time | R1 - R2 |
| Vol. Sample | 7,5 μ L | R1 | 150 μ L |
| Increase | R2 | R2 | 150 μ L |
| Decrease | R1 | R1 | |
| Sample Blank | R1 | | |

La Calibración es estable hasta 36 días. Pasado este periodo es necesario solicitar de nuevo la Calibración para la obtención de buenos resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

Rango de medida: Desde el límite de detección de 0,01647 mg/dL hasta el límite de linealidad de 40 mg/dL.

Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 1/2 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2.

Precisión:

| | Intra-serio (n=20) | | Inter-serio (n=20) | |
|--------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Media (mg/L) | 4,46 | 10,37 | 4,71 | 11,02 |
| SD | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,15 |
| CV (%) | 0,46 | 0,44 | 1,20 | 1,37 |

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,0323 (A).

Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).

Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes:

Coeficiente de correlación (r): 0,99734.

Ecuación de la recta de regresión: y=0,816x + 0,319.

Las características del método pueden variar según el analizador utilizado.

NOTAS

1. La calibración con el Patrón acceso puede dar lugar a errores sistemáticos en métodos automáticos. En este caso, se recomienda utilizar calibradores séricos.
2. Usar puntas de pipeta desechables limpias para su dispensación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Schultz A. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St. Louis, Toronto, Princeton 1984; 1261-1266 and 418.
2. Fossati P et al. Clin Chem 1980;28:227-231.
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCPress, 1995.
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACCPress, 1995.
5. Burts A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACCPress, 1999.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACCPress, 1995.

PRESENTACIÓN

| | | |
|--------------|-------|--------------------------------|
| Ref. MD41001 | Cont. | R1: 3 x 40 mL R2: 3 x 40 mL |
|--------------|-------|--------------------------------|

MOB8545-E- 030517

SPINREACT S.A./S.L.U. Ctra. Santa Coloma, 75-17178 SANT ESTEVE DE BAG (20) SPAIN

البللورات والأملاح التي توجد في وسط قلوي:

- فوسفات ثلاثية:
(بيضاء لامعة وتظهر بعدة أشكال مثل غطاء التابوت وغيره)
- فوسفات الكالسيوم:
(حبيبات دقيقة بيضاء لا تذوب بالتسخين و تذوب بإضافة حمض الخليك)

• كربونات الكالسيوم:

- (حبيبات صغيرة تذوب بإضافة حمض الخليك مع تصاعد فقائيع ثاني أكسيد الكربون)
الاسطوانات (CASTS) أنواعها:

- زجاجية شفافة (casts Hyaline)
- محببة (Casts granular)
- ظهارية (Casts Epithelial)
- دموية (Casts Blood)
- صديدية (casts Pus Cell)
- شحميه/ دهنية (Casts Fatty)

الطفيليات:

- بويضات البلهارسيا الهيماتوبيم ذات شوكة طرفية
- وأحيانا بلهارسيا ما نسوني ذات شوكة جانبية.
- بويضة الاكسيورس (أحد جانبيها مستو والأخر مستدير)
- وتوجد في البول بطريق الصدفة
- بتلوث مخرج البول بالبويضات وبالذات في الإناث.
- تريكوموناس مهبلية وهو طفيل وحيد الخلية حجمه 15 ميكرون دائري الشكل دائم الحركة ذو غشاء علي أحد جانبيها ولها شعيرات.
- يرقات الفيلا ريا حوالي 700 ميكرون ومتحركة في البول .

بكتريا:

- وهذه يمكن رؤيتها مجهريا بالعدسة المكبرة مثل بكتريا باسيل القولون النموذجي (E. COLI)
- وتري كأنها تسبح في البول ويمكن رؤيتها أيضا بواسطة صبغ راسب البول بصبغات خاصة وفحصها بواسطة العدسة الزيتية.

فطريات:

- مثل فطريات الكانديدا وتأخذ الشكل المميز لها.

اختبار الحمل

ملحوظة عامة :

- توجد أنواع كثيرة من اختبارات ولكن أسهلها و أسرعها وفي نفس الوقت التخصيص والحساسية هي طريقة اللاتكس (LATEX) او يوجد نوعان من اختبار الحمل بالا تكس وهي
 - الطريقة المباشرة
 - والطريقة الغير مباشرة.
- نوع العينة المطلوبة لأجراء اختبار الحمل هي عينة بول ويفضل بول الصباح
- وإذا كان البول عكر يتم ترشيحه أو ترسيب المواد العكرة بواسطة الطرد المركزي.
- يتم حفظ عينة البول لمدة 24 ساعة في الثلاجة عند اللزوم .
- يتم حفظ علبة اختبار الحمل في الثلاجة ،
- وعند استخدام الاختبار يترك فترة خارج الثلاجة ليأخذ درجة حرارة الغرفة ويجب رج زجاجة اللاتكس قبل الاستخدام.

اختبار الحمل بالطريقة المباشرة :

- ضع نقطة من البول الرائق في إحدى الدوائر الموجودة علي الشريحة.
- ضع نقطة من زجاجة اللاتكس بجوار نقطة البول.
- امزج جيدا بواسطة المرود.
- ادر الشريحة بتميلها في الاتجاهين خلال دقيقتين.

اقرأ النتيجة كما يلي :

إذا حدث تجمع خلال دقيقتين يكون الاختبار إيجابيا. إذا لم يحدث تجمع في حركة دائرية لمدة دقيقتين يكون الاختبار سلبيا.

- 1- *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (11th edition).
- 2- Kidd ,E. (2007). *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management*. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-3889-5.
- 3- Edgar ,M.; Dawes ,C.; O'Mullane ,D. (2004). *Saliva and Oral Health*. British Dental Association. ISBN 0-904588-87-4.
- 4- **"Characterization of the edible bird's nest the "Caviar of the East""**. doi:10.1016/j.foodres.2005.02.008.
- 5- Maton ,Anthea (1993). *Human Biology and Health*. Prentice Hall. ISBN 0-13-981176-1.
- 6- Manuel Ramos-Casals; Haralampos M. Moutsopoulos; John H. Stone. *Sjogren's syndrome: Diagnosis and Therapeutics*. Springer, 2011.
- 7- Nicki R.; Walker ,Brian R.; Ralston ,Stuart H. ,(2010). *Davidson's principles and practice of medicine*. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier.
- 8- Paldino ,Michael; Mogilner ,Alon Y.; Tenner ,Michael S. (December 2003). "Intracranial hypotension syndrome: a comprehensive.
- 9- Saunders NR ,Habgood MD ,Dziegielewska KM (1999). "Barrier mechanisms in the brain, I. Adult brain". *Clin. Exp. Pharmacol. Physiol*.
- 10- Hajdu SI (2003). **"A note from history: discovery of the cerebrospinal fluid"**. *Annals of Clinical and Laboratory Science*. **33** (3): 334–6.